

Budúcnosť kontroly oklúzie



OccluSense[®]
by Bausch

OccluSense®

OccluSense® predstavuje bezdrôtové zariadenie, ktoré využíva lokálnu bezdrôtovú sieť na prenos zaznamenaných údajov do aplikácie OccluSense®-iPad.

Nabíjačka zabezpečuje bezdrôtový prenos energie. Plne nabité batérie umožňujú až 4 hodiny prevádzky.



Obsah balenia OccluSense® Setu:
Zariadenie OccluSense®, nabíjačka, 1 balenie s 25ks OccluSense® Senzorov BK 5025, OccluSense® Testsensor
3ks nabíjateľných batérií AAA, skrutkovač IP6 Torx a manuál.
OccluSense® Set v modrom kufriku [REF BK 5000](#)



OccluSense® elektronický senzor tlaku:

- 60 mikrónový
- flexibilný
- farbený



Technologicky vyspelé OccluSense®
snímače tlaku umožňujú
zaznamenávanie žuvacích síl na
256 úrovniach tlaku.

Tenký a flexibilný materiál
umožňuje záznam statickej i
dynamickej oklúzie.


Okrem toho, červené zafarbenie
označuje oklúzálné kontakty na
zuboch pacienta.

Súčasťou obsahu OccluSense®
setu je aj jedno balenie
s 25 senzormi (BK 5025).

OccluSense® Sensory 25 kusov REF BK 5025
OccluSense® Sensory XL 25 kusov REF BK 5035 (k dispozícii v r.2019)

Použitie ako artikulačný papier. Zaznamenávanie okluzálneho tlaku.

Používajte OccluSense® rovnako ako tradičné okluzálne materiály. Tlak statickej i dynamickej oklúzie môže byť zaznamenaný a následne uložený do aplikácie OccluSense®-iPad-App.



Farebne potiahnutý
OccluSense® Senzor
zároveň označuje
okluzálny povrch.



Aplikácia OccluSense® -iPad.

Zaznamenať, vyhodnotiť, organizovať, porovnať a exportovať okluzálne záznamy.



Aplikáciu OccluSense® -iPad je možné si bezplatne stiahnuť z Apple AppStore (www.occlusense.com/install).

Podporované iPad modely: 12,9 "iPad Pro, 10,5" iPad Pro, 9,7 "iPad Pro, iPad Air 1, iPad Air 2.



Supported by:



on the basis of a decision
by the German Bundestag



www.occlusense.com

Bausch[®]

Dr. Jean Bausch GmbH & Co. KG • Oskar-Schindler-Straße 4 • D-50769 Köln - Germany • Tel: +49-221-70936-0 • Fax: +49-221-70936-66 • info@bauschdental.de

Bausch Articulating Papers, Inc. • 12 Murphy Drive, Unit 4 • Nashua, NH 03062, U.S.A. • Tel: +1-603-883-2155 • Tel: 888-6-BAUSCH • Fax: +1-603-883-0606 • info@bauschdental.com

Bausch Articulating Papers (Australasia) Pty. Ltd • G.P.O. Box 3733, Sydney NSW 2001, Australia • Tel: +61-2-9345-1945 • Fax: +61-2-9345-1955 • info@bauschdental.com.au

Bausch Articulating Papers Japan K. K. • 2nd Floor, 1-4-2, Jonan, Ikedashi • Osaka 563-0025, Japan • Tel: +81 72-737-9501 • Fax: +81 72-737-9502 • info@bauschdental.jp

Bausch Importação de Materiais Odontológicos Ltda. • Rua Paulo Eduardo Xavier de Toledo, 379 salas 8 e 9 • 13304-240 Itu-SP, Brasil • Tel: +55 11 3020-9263 • vendas@bauschbrasil.com.br

Bausch and OccluSense® are trademarks of Dr. Jean Bausch GmbH & Co. KG, registered in the EU and other countries. Apple, iPad, iPad Air are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.