



# PRODUKTOVÝ KATALÓG



**Dentonet**

... inšpirácia v stomatológii

[www dentonetsro.sk](http://www.dentonetsro.sk)





**VIP balíček ENAMEL**

Balíček obsahuje:  
**Kompletný set ENAMEL plus Hri - ANTERIOR**

- /11 striekačiek á 5g/
- 7 dentínových farieb: UD0, UD1, UD2, UD3, UD4, UD5, UD6
- 3 univerzálne skloviny: UE1, UE2, UE3
- 1 intenzívna sklovina: IWS

**Kompletný set ENAMEL plus Hri Function - POSTERIOR**

- /3 striekačky á 2,5g/
- 3 skloviny Function: EF1, EF2, EF3

**Flow HF HRI** /striekačka á 2g/, farba: UD3

**Set ENA BOND II.** /bondovací systém dentín-sklovina/:

- ENA BOND (svetlom tuhúci bonding - primer, 5ml)
- ENA SEAL (svetlom tuhúce pečatidlo, 5ml)
- ENA ETCH (etching géľ -37% kyselina fosforečná, 2ml)
- príslušenstvo (aplikátor medium a small, mištičky, kanyly)

**TOP PONUKA**

**Silikónové štetce** na modeláciu kompozitu /biele/, 5ks v balení

**Ocelové obojstranné nástroje** na modeláciu predných zubov TLV1 /1ks/

**Kompletný set ENAPOST** /čapy zo sklenených vlákien/ - 2% konicita

- 0208 /5ks/+ 1 vrtáčik
- 0210 /5ks/+ 1 vrtáčik
- 0212 /5ks/+ 1 vrtáčik
- 0214 /5ks/+ 1 vrtáčik

**Kompletný set ENAPOST** /čapy zo sklenených vlákien/ - 10% konicita

- 1005 /5ks/+ 1 vrtáčik
- 1007 /5ks/+ 1 vrtáčik
- 1009 /5ks/+ 1 vrtáčik
- 1011 /5ks/+ 1 vrtáčik

**Multifunkčný duálny kompozitný cement**

**ENA-CEM HF** /striekačka á 8g/, farba: UD3

**Leštiaci set ENAMEL Plus SHINY:**

- diamantová pasta A, 3 mikróny (á 0,5g)
- diamantová pasta B, 1 mikrón (á 0,5g)
- aluminium - oxidová pasta C (á 4g)
- 2x glycerín
- 1x filcový kotúč
- 1x modrý leštiaci kotúč
- 2x leštiaci kotúč z kozích chlprav
- 1x modrá leštiaca gumička
- 1x mandrel

Bežná cena: ~~1833 €~~  
**TOP PONUKA: 1599 €**  
Obj. kód: **VIP1**



**Čierne aplikačné kanyly**

Balenie obsahuje 25ks kanylí.

Možnosť zakúpenia 3 veľkostí:

- Priemer **1,2 mm** (kanyly vhodné zvlášť pre HRI FLOW)

Obj. kód: **CHRF25**

cena: **11 €**

- Priemer **0,9 mm** (kanyly vhodné pre Hri FLOW a taktiež pre leštiaci systém SHINY, EnaDam a glycerín)

Obj. kód: **COSSHINY25**

cena: **12 €**

- Priemer **0,8 mm** (užšie kanyly vhodné pre menej naplnený Flow /HFO FLOW/)

Obj. kód: **CHFF25**

cena: **11 €**

ENAMEL  plus HRI



**Ohrievačka kompozitných striekačiek**

(230V)

Ohrievač slúži na zohriatie kompozitných striekačiek a tipov pre lepšiu prácu s materiálom. Zabezpečí plastickejšiu prácu a zlepšuje komfort práce.

Dva nastaviteľné stupne zohrievania:

\* 38 - 39 stupňov (na modelovanie výplní)

\* 55 stupňov (na cementovanie protetických prác).

**330 €**  
Obj. kód: **CHC3**

ENAMEL  plus HRI



**Úvodný set ENAMEL plus HRI**

Set obsahuje 6 striekačiek (á 2,5g):

- 4 dentínové farby: UD1, UD2, UD3, UD4
- 2 univerzálne skloviny: UE1, UE2.

Set obsahuje **ZDARMA:**

- plexi stojan
- DVD mini, chromatické tabuľky
- plus BONUS - darček\*

\*informujte sa o aktuálnom bonuse k setu.

\*Jednotlivé časti setu je možné zakúpiť samostatne.

**175 €**  
Obj. kód: **0CHR6B**

ENAMEL  plus HRI



**Základný set ENAMEL plus HRI**

Set obsahuje 11 striekačiek (á 5g):

- 7 dentínových farieb: UD0, UD1, UD2, UD3, UD4, UD5, UD6
- 3 univerzálne skloviny: UE1, UE2, UE3
- 1 intenzívna sklovina: IWS.

Set obsahuje **ZDARMA:**

- plexi stojan
- DVD, chromatické tabuľky
- CSG11 - vzorkovník 11 farieb HRI
- CHA - leštiaci set.

\*Jednotlivé časti setu je možné zakúpiť samostatne.

**800 €**  
Obj. kód: **CHR11**

ENAMEL  plus HRI



**Kompletný set ENAMEL plus HRI**

Set obsahuje 15 striekačiek (á 5g):

- 9 dentínových farieb: UD0, UD0,5, UD1, UD2, UD3, UD3,5, UD4, UD5, UD6
- 3 univerzálne skloviny: UE1, UE2, UE3
- 3 intenzívne skloviny: IM, IW, IWS.

Set obsahuje **ZDARMA:**

- plexi stojan
- DVD, chromatické tabuľky
- CSG15 - vzorkovník 15 farieb HRI
- plus BONUS - darček\*

\*informujte sa o aktuálnom bonuse k setu.

**990 €**  
Obj. kód: **CHR15**

ENAMEL  plus HRI



**Set ENAMEL plus HRI Function**

**NOVÁ GENERÁCIA** Enamel Plus HRI Function

• Set obsahuje 3 funkčné skloviny EF1 / EF2 / EF3 (á 2,5g)

Jediná sklovina, ktorá spája mechanické a funkčné charakteristiky identické s vlastnosťami zlata a podobné prirodzenej sklovine. Ideálne použitie do postranných úsekov priamou aj nepriamou technikou, zvlášť pre protetické práce.

**75 €**  
Obj. kód: **0CR3FC**

ENAMEL  plus HRI



**Set FLOW<sup>HF</sup> HRI**

(striekačka á 2g)

Set obsahuje:

- 7 striekačiek FLOW<sup>HF</sup> HRI (á 2g): UD1, UD2, UD3, UD3,5, UD4, UD5, UD6
- 25 ks čiernych kanylí
- plexi stojan.

\*Jednotlivé časti setu je možné zakúpiť samostatne.

**175 €**  
Obj. kód: **CHR1F**

ENAMEL  plus HRI



**Set STAIN FLOW**

(set 6 striekačiek á 2g)

Farby: biela, modrá, hnedá, tmavo-hnedá, žltá, oranžová.

- 6 ks štetcov PLUS: 2x štetec M  
2x štetec F  
2x štetec C.

**185 €**  
Obj. kód: **COSSTAINKIT**

ENAMEL *plus* HRI



**Univerzálne dentínové farby HRI**

(striekačka á 5g)  
Farby:  
UD0 (veľmi jasná, na vybielené zuby)  
UD0,5 (veľmi jasná, na vybielené zuby)  
UD1 (jasná, zmodifikovaná A1)  
UD2 (univerzálna, zmodifikovaná A2)  
UD3 (univerzálna)  
UD3,5 (univerzálna)  
UD4 (univerzálna, zmodifikovaná A4)  
UD5 (tmavá)  
UD6 (veľmi tmavá)

**63 €**

Obj. kód: **0CHRUD**

- UD0 ● UD0,5 ● UD1 ● UD2 ● UD3 ●
- UD3,5 ● UD4 ● UD5 ● UD6 ●

ENAMEL *plus* HRI



**Univerzálne sklovinné farby HRI**

(striekačka á 5g)  
Farby:  
UE1 (nízky jas, staršie alebo opotrebované zuby)  
UE2 (stredný jas, prirodzené dospelé zuby)  
UE3 (vysoký jas, detské alebo bielené zuby).  
ENAMEL plus HRI Universal Enamel je prvý a jedinečný kompozitný materiál s rovnakým indexom lomu svetla ako prirodzená zubná sklovina. Estetické riešenie pre každý typ rekonštrukcie.

**87 €**

Obj. kód: **CHRUÉ**

ENAMEL *plus* HRI



**Funkčné sklovinné farby HRI**

(striekačka á 5g)  
Ideálne použitie do postranných úsekov priamou aj nepriamou technikou, zvlášť pre protetické práce.  
Farby:  
EF1 (jasnosť: nízka)  
EF2 (jasnosť: stredná)  
EF3 (jasnosť: vysoká)

**63 €**

Obj. kód: **CHREF**

ENAMEL *plus* HRI



**FLOW<sup>HF</sup> HRI**

(striekačka á 2g)  
- vysoko plnený (77 % hmotnosti)  
- väčšia viskozita, elasticita, radioopacita  
- lepšie fyzikálne vlastnosti  
- žiadne bublinky  
Ideálny v distálnom úseku pri priamych a nepriamych rekonštrukciách a vo frontálnom úseku.

**26 €**

Obj. kód: **CHRFUD**

ENAMEL *plus* HRI



**Intenzívne sklovinné farby HRI**

(striekačka á 5g)  
Intenzívne biele skloviny musia byť vždy aplikované cez alebo do dentínového telesa a prekryté univerzálnou sklovinou.  
Farby:  
IM - mliečna (teplá opálová biela)  
IW - biela (studená translucenčná biela)  
IWS - biele škvrny (stredne intenzívna biela)

**68 €**

ENAMEL *plus* HRI



**Opalescentné sklovinné farby HFO**

(striekačka á 5g)  
Opalescencia je viditeľná v incizálnej oblasti v rozličných tvaroch (mamelóny, rozdelený mamelón, hrebeň, okienko, škvrna) a v rozličných odtieňoch. Opalescentné biele skloviny musia byť vždy aplikované cez alebo do dentínového telesa a prekryté univerzálnou sklovinou.

**68 €**

- OBN (opalescentná modrá) Obj. kód: **CHFOBN**
- OA (opalescentná jantárová) Obj. kód: **CHFOA**
- OW (opalescentná biela) Obj. kód: **CHFOW**
- OG (opalescentná sivá) Obj. kód: **CHFOG**

ENAMEL *plus* HRI



**STAIN FLOW**

(striekačka á 2g)  
Dofarbovací fluorescentný flow kompozit pre dosiahnutie maximálnej podoby prirodzeného zuba.

Farby:  
Stain White (biela) Obj. kód: **COSSTAIN1N**  
Stain Blue (modrá) Obj. kód: **COSSTAIN3N**  
Stain Brown (hnedá) Obj. kód: **COSSTAIN4N**  
Stain Brown2 (tmavo hnedá) Obj. kód: **COSSTAIN5N**  
Stain Black (čierna) Obj. kód: **COSSTAIN6N**  
Stain Yellow (žltá) Obj. kód: **COSSTAIN7N**  
Stain Orange (oranžová) Obj. kód: **COSSTAIN8N**

**26 €**

- Farba
- biela ●
  - modrá ●
  - hnedá ●
  - tmavo-hnedá ●
  - žltá ●
  - oranžová ●

ENAMEL *plus* HRI



**HFO Glass Connector**

(striekačka 1g)  
Reprodukuje prirodzenú proteínovú vrstvu medzi dentínom a sklovinou. Glass Connector je vysoko tekutý flow kompozit s vysokou elasticitou, ktorá umožňuje rozptyl svetla rovnakým spôsobom ako proteínová vrstva medzi sklovinou a dentínom. Používa sa pri priamych i nepriamych rekonštrukciách (inlay, onlay, fazeta). Nanáša sa štetcom v tenkej vrstve medzi dentín a sklovinou. Zvyšuje rozptyl svetla a taktiež fluorescenciu dentínového jadra. Redukuje nežiadúci "sklenený efekt". Nepoužíva sa s novou radou dentínov a sklovín HRI.

**33 €**

Obj. kód: **COSHFOFGC**

ENAMEL *plus* HRI



**ENA SOFT HRI**

(striekačka á 5g)  
Svetlom tuhnúci materiál pre dočasné aj dlhodobé výplne. Vhodný pre inlay a onlay. Je nelepivý a jednoducho sa nanáša. Odstraňuje sa v celku (jednoduché odstránenie aj z implantátu).

**32 €**

Obj. kód: **EHTS2**

ENAMEL *plus* HRI



**ENA FLOW SEALANT**

(striekačka á 2g)  
Bezpečné pečatenie fisúr, prasklín, trhlín, kavit - pre zabránenie tvorby zubného kazu. Na pečatenie okrajov kompozitných rekonštrukcií. Svetlom tuhnúci v konzistencii s FLOW.

**26 €**

Obj. kód: **EHFS**

ENAMEL<sup>plus</sup> HRI**Set ENA BOND I**

Bondovací systém dentín - sklovina.

Set obsahuje:

- ENA BOND (jednozložkový univer. bonding) 5ml
- ENA ETCH (etching gél - 37% kys. fosforečná) 2ml
- aplikátor medium, modré (10ks)
- aplikátor small, slonová kosť (10ks)
- mištičky (3ks)
- kanyly (3ks).

**84 €**Obj. kód: **COSM300**ENAMEL<sup>plus</sup> HRI**Set ENA BOND II**

Bondovací systém dentín - sklovina.

Set obsahuje:

- ENA BOND (jednozložkový univer. bonding) 5ml
- ENA SEAL (kompozitné pečatidlo) 5ml
- ENA ETCH (etching gél - 37% kys. fosforečná) 2ml
- aplikátor medium, modré (10ks)
- aplikátor small, slonová kosť (10ks)
- mištičky (3ks)
- kanyly (3ks).

**105 €**Obj. kód: **COSM300K**ENAMEL<sup>plus</sup> HRI**ENA-BOND BONDING**

Objem - 5ml.

Svetlom tuhúci jednozložkový silný, dentínovo sklovinný väzbový systém obsahujúci primer a adhezívum. Služí rovnako ako primer pre adhezívne upevnenie nepriamych výplní, t.j. keramických, kovových a kompozitných inlay, onlay, faziet, koruniek, mostíkov s chemicky alebo duálne tuhúcim kompozitným cementom. V takomto prípade zmiešame jedna k jednej ENA BOND BONDING a ENA BOND KATALYZÁTOR.

**76 €**Obj. kód: **COSM300A**ENAMEL<sup>plus</sup> HRI**ENA-BOND KATALYZÁTOR**

Objem - 5ml.

Duálny pri zmiešaní s ENA-BOND bondingom.

**81 €**Obj. kód: **COSM300D**ENAMEL<sup>plus</sup> HRI**ENA-SEAL**

Objem 5ml.

Viskózna, bezfarebná, svetlom polymerizujúca kompozitná živica. Ulahčuje modeláciu kompozitu.

**49 €**Obj. kód: **COSZ10**ENAMEL<sup>plus</sup> HRI**ENA-ETCH (etching gél)**

Objem: 25ml + 2x 2ml.

Leptací gél, 37% kyselina fosforečná.

Možnosť zakúpenia samostatne iba malých striekačiek (obj. kód: **COSM101**, cena: **16€**/ks).**62 €**Obj. kód: **COSM101B**ENAMEL<sup>plus</sup> HRI**ENA BOND (self etching)**

Samoleptacie adhezívum, ktoré zabezpečí nadpriemerne dlhotrvajúcu väzbu (s dentínom 24 Mpa, s neleptanou sklovinou 17 Mpa, s leptanou sklovinou 20 Mpa). Špeciálne zloženie na báze vody.

ENA BOND SE Primer (Obj. kód: **CFOTP**) - **65 €**ENA BOND SE svetlom tuhúca živica (Obj. kód: **CFOTS**) - **36 €**Možnosť zakúpenia oboch produktov spolu (obj. kód: **CFOT**, cena: **93 €**/ks).ENAMEL<sup>plus</sup> HRI**Set ENA BOND SE**

Samoleptacie adhezívum, ktoré zabezpečí nadpriemerne dlhotrvajúcu väzbu (s dentínom 24 Mpa, s neleptanou sklovinou 17 Mpa, s leptanou sklovinou 20 Mpa).

Set obsahuje:

- ENA BOND SE Primer (á 5ml)
- ENA BOND SE svetlom tuhúca živica (á 5ml)
- ENA-ETCH kyselina fosforečná, 37% (á 2ml)
- príslušenstvo.

**105 €**Obj. kód: **CFOTK**ENAMEL<sup>plus</sup> HRI**Úvodný set ENA CEM HF**

Set obsahuje:

- 4x striekačka cementu ENA-CEM HF (á 3g) v 4 dentínových farbách: UD1, UD2, UD3, UD4
- ENA BOND (á 2ml)
- ENA BOND katalyzátor (á 2ml)
- etching gél 37% (á 2ml)
- intraorálne koncovky (biele)
- self mixing koncovky (hnedé).

**240 €**Obj. kód: **CPCK**ENAMEL<sup>plus</sup> HRI**Multifunkčný duálny kompozitný cement ENA-CEM HF**

(striekačka á 8g)

Použitie k cementovaniu:

- koruniek a mostíkov,
- čapov a rekonštrukcie pahýľov,
- kompozitných a keramických faziet, inlay a onlay
- minimálna hrúbka <50 µm
- fluorescentný a rádiopákný.

**98 €**

Obj. kód:

Farba UD1: **CPCUD1** Farba UD2: **CPCUD2**Farba UD3: **CPCUD3** Farba UD4: **CPCUD4**ENAMEL<sup>plus</sup> HRI**Koncovky k ENA-CEM HF**

\* Itraorálne koncovky (biele, 25ks)

**11 €**Obj. kód: **CPCTIPL**

\* Self mixing - zmiešavacie koncovky (hnedé, 50ks)

**32 €**Obj. kód: **CPCTIPN**ENAMEL<sup>plus</sup> HRI


Set ENA CEM Z PRIMER + ENA CEM Z ENA CEM Z PRIMER (á 5ml) ENA CEM Z (á 8g)

**Set ENA CEM Z PRIMER + ENA CEM Z**

Set obsahuje ENA CEM Z PRIMER (á 5ml) pre zirkónové, alumíniové, kovové a sklokeramické náhrady a špeciálne vyvinutý samotuhúci kompozitný cement ENA CEM Z (á 8g), ktorý poskytuje spoľahlivú úroveň adhézie pre zirkón, keramiku s obsahom kovu a oxidu kovu, drahé kovy, sklokeramiku, implantologické abutmenty.

Obj. kód: **CPCZK** Cena: **139 €**Obj. kód: **CPCZP** Cena: **60 €**Obj. kód: **CPCZ** Cena: **93 €**

ENAMEL *plus* HRi



**ŠTETCE - biele s vlasom**

3 rôzne typy:  
 \* štetec Plus C (na farby, stajny a bondy)  
 \* štetec Plus F (na fisúry na molároch)  
 \* štetec Plus M (na modeláciu)

Obj. kód: Plus C: **COSPEN11**  
 Plus F: **COSPEN12**  
 Plus M: **COSPEN13**

**7 € / kus**

ENAMEL *plus* HRi



**Modelovacie nástroje na kompozit - silikónové koncovky**

Balenie obsahuje 5ks štetcov.  
 2 typy:  
 \* štetce BIELE silikónové koncovky (mäkké),  
 obj. kód: **TPENS**, cena: **73 €**.

\* štetce ČIERNE silikónové koncovky (tvrdé),  
 obj. kód: **TPENN**, cena: **86 €**.

ENAMEL *plus* HRi



Možnosť zakúpenia vymeniteľných silikónových koncoviek (5ks/bal.).  
 Cena: **30 €**, Obj. kód: **TPENMP**

**Modelovacie nástroje - ocelový držiak s vymeniteľnými koncovkami**

Modelovací nástroj na kompozit s koncovkami v uhle **45° a 45°**.  
 Sterilizovateľný ocelový držiak na silikónové koncovky + 5 koncoviek rôznych tvarov.

**61 €**

Obj. kód: **TPENMC**



Možnosť zakúpenia vymeniteľných silikónových koncoviek (5ks/bal.).  
 Cena: **30 €** Obj. kód: **TPENMP**

**Modelovacie nástroje - ocelový držiak s vymeniteľnými koncovkami**

Modelovací nástroj na kompozit s koncovkami v uhle **90° a 180°**.  
 Sterilizovateľný ocelový držiak na silikónové koncovky + 5 koncoviek rôznych tvarov.

**61 €**

Obj. kód: **TPENMS**

ENAMEL *plus* HRi



**Modelovací kovový nástroj pre prácu s kompozitom**

Kovový modelovací nástroj na prácu s kompozitom vo frontálnom úseku.

Doplňky: ● mäkká biela koncovka (bal. 2ks),  
 ● mäkká šedá koncovka (bal. 2ks).

**30 €**

Obj. kód: **TLV1**

ENAMEL *plus* HRi



**Modelovací kovový nástroj pre prácu s kompozitom**

Kovový modelovací nástroj na prácu s kompozitom v postrannom úseku, obojstranný.

**30 €**

Obj. kód: **TLV2**



**Laboratórne kovové nástroje - sada 1**

Sada nástrojov so šrubovacími koncovkami.  
 Sada obsahuje 3 ocelové nástroje + 3 šrubovacie koncovky + praktický obal.

**70 €**

Obj. kód: **TDRK1**



**Laboratórne kovové nástroje - sada 2**

Sada nástrojov PKT + LeCron + Hylin (6 ks) + praktický obal.

**40 €**

Obj. kód: **TDRK2**

ENAMEL *plus* HRi



**Vzorkovník farieb Enamel plus HRi**

Vzorkovník farieb z kompozitu HRi, 15 farieb.

**220 €**

Obj. kód: **CSG15**

Cena za 1 farbu: **16 €**

ENAMEL *plus* HRi



**Plexi stojany na striekačky HRi**

● plexi stojan VEĽKÝ (na 26 striekačiek HRi)

číry - obj. kód: **PLEXI26**, cena: **60 €**  
 šedý - obj. kód: **PLEXI26D**, cena: **72 €**

● plexi stojan MALÝ (na 9 striekačiek HRi)

číry - obj. kód: **PLEXI9**, cena: **33 €**  
 šedý - obj. kód: **PLEXI9D**, cena: **46 €**

**Transparentný silikón pre ambulantné použitie**



**MOCK UP KIT - Set pre dočasné fazety**

Set obsahuje:  
 ● Temp Silic transparentná silikónová hmota (2x á 50ml)  
 ● zmiešavacie kanyly (8ks)  
 ● priesvitné lyžice pre frontálny úsek (2ks)  
 ● priesvitná lyžica pre hornú čeľusť (2ks)  
 ● priesvitná lyžica pre dolnú čeľusť (2ks)  
 ● Flow HRi UD0,5 (á 2g)  
 ● Flow HRi UD2 (á 2g)  
 ● Flow HRi UD3 (á 2g)  
 ● Ena Seal (á 2ml)

**196 €**

Obj. kód: **TEMPSMU**

Možnosť zakúpenia jednotlivých produktov zo setu:

**Transparentný silikón pre stent 55 shore** (á 50ml)  
 Pracovná doba 5 minút, doba tvrdnutia 20min.  
 Obj. kód: **TEMPSMT**  
**50 €**

**Zmiešavacie kanyly pre silikón**  
 Balenie obsahuje 25ks.  
 Obj. kód: **TDPUN25**  
**25 €**



**Silikón pre stent a kyvetu**

Silikón pre stent a kyvetu, 90 shore.  
 Pasta **A** biela + pasta **B** modrá (á 1,5 kg).

**110 €**

Obj. kód: **TEMPSMR3**

**Set TENDER REPAIR I.**

Adhezívny systém na opravu keramiky a kovu - bez obsahu kyseliny.  
Tender set na opravu keramiky a kovu obsahuje:

- primer na kov a keramiku (á 2,5 ml) /obj. kód - **ETBOND**/
- číra pasta na adhéziu a pokrytie keramiky (á 3g) /obj. kód - **ETOCLEAR**/
- opákná pasta 02 na adhéziu a pokrytie kovu (á 3g) /obj. kód - **ETOL**/
- aplikačný štetec s vlasom, typ: Plus M /obj. kód - **COSPEN 13**/.

**215 €**Obj. kód: **COSRIP1**

Samostatne predajné produkty.  
Cena na vyziadanie.

**Set TENDER REPAIR II.**

Tender set na opravu keramiky obsahuje:

- primer na kov a keramiku (á 2,5 ml) /obj. kód - **ETBOND**/
- číra pasta 02 na adhéziu a pokrytie keramiky (á 3g) /obj. kód - **ETOCLEAR**/
- aplikačný štetec s vlasom, typ: Plus M /obj. kód - **COSPEN13**/.

**160 €**Obj. kód: **COSRIP2**

Samostatne predajné produkty.  
Cena na vyziadanie.

**ENA ETCH REPAIR**

Adhezívny systém na opravu keramiky - s obsahom 9,6 % kyseliny hydrogenfluorovodíkovej a sílanu.

Set obsahuje:

- ochranný lak (á 3ml)
- kyselina hydrogenfluorovodíková v géle 9,6 % na opravu keramiky (á 3ml)
- Sílane (á 3ml)

Jednotlivé produkty v sete je možné zakúpiť samostatne:

\* Kyselina hydrogenfluorovodíková v géle 9,6 % na opravu keramiky (á 3ml), /obj. kód: **COSZ15**/, cena: **32 €**  
\* Ena Etch Silane - primer na keramiky (á 3ml), /obj. kód: **COSZ25**/, cena: **27 €**

ENAM  plus HRi

\* Ochranný lak (á 3ml), /obj. kód: **COSSHINYL2**/, cena: **10 €**  
\* Ena Etch kanyly (25ks/bal.), /obj. kód: **COSM3T**/, cena: **13 €**.

**55 €**Obj. kód: **COSM61****Úvodný set COSSHINY+G**

Set obsahuje:

- diamantová pasta A, 3 mikróny (á 2g)
- diamantová pasta B, 1 mikrón (á 2g)
- aluminium-oxidová pasta C (á 35g)
- 2 ks kompula glycerín (á 2g)
- 5 ks plstenný kotúč - filcový
- 3 ks leštiace kotúče z kozích chlčkov
- 1 ks mandrel na filc
- 5 ks disky fine (modrý).

**174 €**Obj. kód: **COSSHINY+G****Redukovaný set COSSHINY-Y+G**

Set obsahuje:

- diamantová pasta A, 3 mikróny (á 0,5g)
- diamantová pasta B, 1 mikrón (á 0,5g)
- aluminium-oxidová pasta C (á 4g)
- 1 ks kompula glycerínu (á 2g)
- 1 ks plstenný kotúč - filcový
- 2 ks leštiace kotúče z kozích chlčkov
- 1 ks mandrel na filc
- 1 ks modrá leštiaca gumička.

**61 €**Obj. kód: **COSSHINY-Y+G****Kompletný leštiaci set COSSHINYKIT**

Kompletný leštiaci set Enamel Plus Shiny obsahuje všetky potrebné pasty, brúsne a leštiace príslušenstvo.

Set obsahuje:

- diamantová pasta A, 3 mikróny (á 2g)
- diamantová pasta B, 1 mikrón (á 2g)
- aluminium-oxidová pasta C (á 35g)
- 7 kompúl glycerínu (á 2g)
- 5 ks plstenný kotúč - filcový

• 3 ks leštiace kotúče z kozích chlčkov  
• 20 ks pásky rôznych veľkostí a hrúbky  
• 10 ks disky fine, 10ks disky medium  
• 2 ks mandrel na filc  
• 3 ks gumové frézy  
• 1 ks lak SHINY L

• 10 ks koncovky na štetčky a striekačky  
• 1 ks násadka na štetčky  
• 4 ks diamantové vrtáčky FG.

Jednotlivé produkty v sete je možné zakúpiť samostatne.

**366 €**Obj. kód: **COSSHINYKIT****Samostatne predajné produkty****ENAMEL PLUS SHINY: REFILLY, DISKY A PÁSKY**

**COSSHINYA** - Diamantová pasta A - 3 mikróny, 2g, cena: **54 €**  
**COSSHINYB** - Diamantová pasta B - 1 mikrón, 2g, cena: **54 €**  
**COSSHINYC** - Aluminium-oxidová pasta C 35 g, cena: **54 €**  
**COSSHINYG** - Air block - glycerín 2g, cena: **48 €**  
**COSSHINYG10** - Air block - glycerín 10g, cena: **79 €**  
**COSSHINYG7** - Air block - jednorázový glycerín 7 ks (á 0,5 ml), cena: **61 €**  
**COSSHINYL2** - Shiny lak L - 3 ml, cena: **10 €**  
**COSSHINYS** - Štetce z kozích chlčkov (použitie pri leštení pastou A a B), 12 ks, cena: **17 €**  
**COSSHINYF** - Filcové kotúče, 30 ks/bal. (použitie pri dolešťovaní pastou C), cena: **17 €**  
**COSSHINY6** - Mandrely na filcové kotúče, 6 ks/bal., cena: **14 €**



**COSSHINYFM** - Mandrel na brúsne disky, cena: **10 €**  
**COSSHINYFD** - Filcové disky (modré) 100 ks/bal., cena **44 €**  
**COSSHINYDX** - Jemné disky (modré) 100 ks/bal., cena **44 €**  
**COSSHINYDM** - Medium disky (zelené) 100 ks/bal., cena **44 €**


**ENAMEL PLUS SHINY - ŠPIČKY A KEFKY:**

Gumové leštiace špičky:  
**COSSHINY13** - Gumové leštiace špičky /bledomodré/, 12 ks/bal., cena: **48 €**  
**COSSHINY33** - Gumové leštiace špičky /hnedé/, 12 ks/bal., cena: **32 €**  
**CS014** - Diamantové jemné leštiace gumové špičky biele, 6 ks/bal., cena: **32 €**  
**CS015** - Diamantové jemné leštiace gumové špičky šedé, 3 ks/bal., cena: **32 €**

**Novinky**

Impregnované gumové leštiace kefy do distálneho úseku:

**CS041** - Impregnované leštiace kefy, tvar špičky, 6 ks/bal., cena: **29 €**  
**CS042** - Impregnované leštiace kefy, plné, 6 ks/bal., cena: **29 €**  
**CS043** - Impregnované leštiace kefy, tvar "O", 6 ks/bal., cena: **29 €**




**Sety čapov zo sklenených vlákien ENAPOST (konicita 10 %).**

- Set obsahuje 20 čapov:
- 5 ks ENAPOST Ø 0,5 - 1,6 mm
  - 5 ks ENAPOST Ø 0,7 - 1,8 mm
  - 5 ks ENAPOST Ø 0,9 - 2,0 mm
  - 5 ks ENAPOST Ø 1,1 - 2,2 mm
  - + 4 predvrtáčky ENAPOST (1 ks pre každú veľkosť).

**215 €**

Obj. kód: **CP1000**



**Čapy zo sklenených vlákien (konicita 10 %).**

Jednotlivé produkty v sete je možné zakúpiť samostatne.

- CP1005** - EnaPost 10 %, 0,5 - 1,6 mm
  - CP1007** - EnaPost 10 %, 0,7 - 1,8 mm
  - CP1009** - EnaPost 10 %, 0,9 - 2,0 mm
  - CP1011** - EnaPost 10 %, 1,1 - 2,2 mm
- Balenie obsahuje 10 ks.

**72 €/bal.**




**Sety čapov zo sklenených vlákien ENAPOST (konicita 2 %).**

- Set obsahuje 20 čapov:
- 5 ks ENAPOST Ø 0,8 - 1,25 mm
  - 5 ks ENAPOST Ø 1,0 - 1,45 mm
  - 5 ks ENAPOST Ø 1,2 - 1,65 mm
  - 5 ks ENAPOST Ø 1,4 - 1,88 mm
  - + 4 predvrtáčky ENAPOST (1 ks pre každú veľkosť).

**160 €**

Obj. kód: **CP0200**



**Čapy zo sklenených vlákien (konicita 2 %).**

Jednotlivé produkty v sete je možné zakúpiť samostatne.

- CP0208** - EnaPost 2 %, 0,8 - 1,25 mm
- CP0210** - EnaPost 2 %, 1,0 - 1,45 mm
- CP0212** - EnaPost 2 %, 1,2 - 1,65 mm
- CP0214** - EnaPost 2 %, 1,4 - 1,88 mm

Balenie obsahuje 10 ks.

**58 €/bal.**



**Predvrtáčky k ENAPOST**

Predvrtáčky k čapom s konicitou 2 %.

- CPF0208** - 2 %, Ø 0,8 - 1,25
- CPF0210** - 2 %, Ø 1,0 - 1,45
- CPF0212** - 2 %, Ø 1,2 - 1,65
- CPF0214** - 2 %, Ø 1,4 - 1,88

**16 €**

Obj. kód: **CPF10**

Predvrtáčky k čapom s konicitou 10 %.

- CPF1005** - 10 %, Ø 0,5 - 1,6
- CPF1007** - 10 %, Ø 0,7 - 1,8
- CPF1009** - 10 %, Ø 0,9 - 2,0
- CPF1011** - 10 %, Ø 1,1 - 2,2

**16 €**

Obj. kód: **CPF02**



**Leštiaci set SP smart prophy**

Set obsahuje:

- modrá pasta (á 3ml) - zrnitosť 250 RDA, vysoko abrazívna pasta na čistenie diskolorácie a hrubších usadení zubného kameňa
- zelená pasta (á 3ml) - zrnitosť 170 RDA, stredne abrazívna pasta na čistenie diskolorácie a silnejších povlakov na prirodzených zuboch
- ružová pasta (á 3ml) - zrnitosť 120 RDA, jemne abrazívna pasta na čistenie ľahko zafarbených povrchov zubov a slabých povlakov
- aplikátory Oral tips s priemerom 1,5mm (25ks/bal.)
- 4x aplikčné koncovky: leštiace kefy - ružová, modrá, 2x biela
- 2x aplikčné koncovky: gumové leštiace koncovky RA fialové.

\* 3 druhy zrnitosti (250 RDA, 170 RDA, 120 RDA)  
\* praktické balenie v 3 striekačkách s jednorázovými aplikčnými koncovkami. Už žiadne zložité nanašovanie, zmiešavanie, prebytky....

**17 €**

Obj. kód: **ECP30K**



**TENDER FIBER - ZERO - silanizované sklenené vlákna**

Dĺžka 17m, neimpregnované polyetylénové vlákna.

**93 €**

Obj. kód: **TF01ZERO**

**TENDER FIBER - DUE - silanizované sklenené vlákna**

Dĺžka 12cm, priemer 1,3mm (3200 vlákien)

- vydrží dlhodobé zaťaženie ako periodontálna dlaha, jednoduchá aplikácia.

**76 €**

Obj. kód: **TF21DUO**



**TENDER FIBER - QUATTRO - silanizované sklenené vlákna**

Dĺžka 12cm, priemer 1,7mm (6400 vlákien)

- maximálne odolné a zároveň esteticky a ekonomicky výhodné vlákna vhodné pre výstupy v protetike, kompozitné alebo akrylátové mostíky na inlay a protetické riešenie implantátov.

**93 €**

Obj. kód: **TF41QUATRO**



**Zubná pasta ENAMEL PLUS**


Zubná pasta á 75ml.  
Zubná pasta s nízkou abrazívnou zložkou (25 RDA) so znečistivujúcimi a mierne bieliacimi účinkami. Pasta je šetrná k dásňam a posilňuje zubnú sklovinu. Vďaka svojmu zloženiu udržuje vysoký lesk nielen prirodzených zubov, ale zároveň aj estetických zubných výplní z kompozitných materiálov. Neobsahuje SLS. Zubnú pastu odporúčame používať celoročne.

Možnosť zakúpenia boxu 24x 75ml. Cena boxu: **140 €**

**6 €**

Obj. kód: **ECEPB**

Obj. kód: **ECEPB.1**



**Leštiaca ceruzka "do vrecka"**

Brúsne konce ceruzky ľahko a rýchlo vyleštia škrvny od kávy, čaju a nikotínu. Brúsne konce vyleštia povrch zubov bez nutnosti použitia ďalších čistiacich prostriedkov. Balenie obsahuje 1ks.

Použitie:

Gumovým koncom opakovane čistíte miesto s pigmentovou škrvnou. Špicatý koniec je vhodný pre ťažko dostupné miesta, zaoblený koniec je vhodný pre väčšie plochy zubov. Opakovane čistíte až do úplného vymazania škrvny.

**5 €**

Obj. kód: **ECTS**



**Domáce bielenie ENA WHITE 2.0**

Profesionálne domáce bielenie. Bielenie 6 % peroxid vodíka v géle, 6ml. Jednoduché a bezpečné domáce bielenie, ktoré je šetrné k Vaším zubom a dásňam. Výhody:  
- bez výroby nosičov  
- aplikácia gélu pomocou zubnej kefy s dobou pôsobenia 2 min. po dobu 20 dní  
- výsledkom je dlhodobý účinok.

**75 €**

Obj. kód: **ECW01**



**ENA WHITE LIGHT**

Rýchle domáce bielenie. Balenie 4x 2ml. Aplikácia gélu do nosičov s dobou pôsobenia 6 - 8 hodín denne po dobu 10 dní - výsledkom je dlhodobý účinok - hydrogén peroxid 6%.

**51 €**

Obj. kód: **COSM015**

ENAMEL *plus* HRI



Ø od 1,2 do 4 mm    Ø od 1,6 do 5 mm    Ø od 2,0 do 8 mm

### Medzizubné kefky 3E Interdental Brush

Inovovaný patentovaný vlnkovitý tvar kefky, perfektne sa adaptuje v medzizubnom priestore, optimálne odstraňuje povlak a zvyšky jedla.

Kefky obsahujú:

- štetiny z nylonu,
- ergonomický držiak,
- hygienické viečko.


Ideálne kefky na čistenie okolo implantátov.

ENAMEL *plus* HRI

Zelená/Small: priemer od 1,2 do 4 mm, dĺžka 10 mm.  
Červená/Medium: priemer od 1,6 do 5 mm, dĺžka 14 mm.  
Žltá/Large: priemer od 1,6 mm do 6 mm, dĺžka 18 mm.

Možnosť zakúpenia rôznych balení (6 ks, 30 ks a 120 ks):

- ECE6S - Zelené/Small, bal. 6 ks, **6 €**
- ECE6M - Červená/Medium, bal. 6 ks, **6 €**
- ECE6L - Žltá/Large, bal. 6 ks, **6 €**
- ECE30S - Zelené/Small, bal. 30 ks, **30 €**



- ECE30M - Červená/Medium, bal. 30 ks, **30 €**
- ECE30L - Žltá/Large, bal. 30 ks, **30 €**
- ECE120 - Mix farieb, bal. 120 ks, **110 €**
- ECE120S - Zelené/Small, bal. 120 ks, **110 €**
- ECE120M - Červená/Medium, bal. 120 ks, **110 €**
- ECE120L - Žltá/Large, bal. 120 ks, **110 €**

ENAMEL *plus* HRI



Možnosť zakúpenia 24 ks balenia - **100 €**.  
Obj. kód: **ECIF1**

### Medzizubná niť IF Interdental Floss - PTFE Tape so zrkadielkom

Balenie obsahuje:

- IF dentálna niť (biela farba, dĺžka 10 m)
- zrkadielko
- návod na použitie.

Pevná, odolná niť so špeciálnou plochou umožňuje širší záber. Z jednej strany praktické zrkadielko a na opačnej strane návod na použitie.

**5 €**

Obj. kód: **ECIF1.1**

ENAMEL *plus* HRI



### Medzizubná niť IF Interdental Floss - štandardná

Pevná a odolná medzizubná niť. Dostupná v dvoch farbách: čierna a biela. Dĺžka niťe v balení je 50 m.

**5 €**

Obj. kód:

**ECIFW (W-biela)**

**ECIFB (B-čierna)**

ENAMEL *plus* HRI



### Dezinfekčné obrúsky pre kojencov a pre dospelých Digital Brush

Naučte svoje okolie a deti starostlivosti o ústnu hygienu už od útleho veku. V pohodlí domova, v škole, pri športe, na dovolenke...

Všade tam, kde nie je k dispozícii zubná kefka a zubná pasta.

Možnosť zakúpenia výhodného balenia v boxe (20x 5 ks).

### Digital Brush - obrúsky určené pre malé deti a kojencov - z fyziologickým roztokom namiesto chlorhexidínu.

Obsah: Acqua - NaCl 0,9 %.

Neobsahuje konzervanty.

\* vhodné pre časté používanie

\* odporúčané pre kojencov (napr. po nočnom kojení)

\* ideálne pre mliečne zuby a dasná

\* ideálne pre hendikepované osoby so zhoršenou pohyblivosťou rúk

\* odporúčané pre nemocných s potrebou asistencie.

### Digital Brush - obrúsky pre dospelých

obsahujú chlorhexidín 0,12 %. Jednoduchým obočnením okolo prsta získate pohodový prostriedok pre okamžité odstránenie povlaku (baktérií, zvyškov jedla) a dezinfekciu úst. Balenie obsahuje 5 ks obrúskov.

Dezinfekčné obrúsky pre kojencov a deti

5 ks/bal. **3 €**/ bal. **ECDB2C.1**

1 box/ 20 x 5 ks **55 €**/ box **ECDB2C**

Dezinfekčné obrúsky pre dospelých

5 ks/bal. **3 €**/ bal. **ECDB1C.1**

1 box/ 20 x 5 ks **55 €**/ box **ECDB1C**

ENAMEL *plus* HRI



### Antibakteriálny ústny sprej KISS ME

Objem 20 ml. Antibakteriálny ústny sprej pre svieži dych. Vreckový sprej, ktorý môžete použiť vždy, keď potrebujete osviežiť dych - pri stretnutiach, v kine, divadle ...

Možnosť zakúpenia boxu 24 x 20 ml.

Cena boxu: **110 €**    **5 €**  
Obj. kód boxu: **ECKM1**    Obj. kód: **ECKM1.1**

ENAMEL *plus* HRI



Každý komponent sady je možné zakúpiť samostatne.

**410 €**  
Obj. kód: **ECZ05**

### Kompletný set KISS ME

Kompletný set pre krásny a žiarivý úsmev.

Set obsahuje:

- 14x základný set KISS ME (s ústnym sprejom)
- 12x ústny antibakteriálny sprej KISS ME
- 12x medzizubná niť Interdental Floss - PTFE Tape so zrkadielkom
- 8 bal. antibakteriálnych obrúskov pre dospelých Digital Brush (2 x 5 ks/bal.)
- 8 bal. medzizubných kefiček 3E Interdental Brush Zelené/Small (6 ks/bal.).

ENAMEL *plus* HRI



### Základný set KISS ME

Prijemné balenie podobné krabičke s cigaretami. Sofistikovaný spôsob ako mať stále po ruke všetko, čo je potrebné pre ústnu hygienu. Praktické balenie v stojane, varianta so zubnou pastou alebo s ústnym sprejom. Možnosť zakúpenia len celých boxov. Box obsahuje 24 ks základných setov KISS ME.

Set obsahuje:

- 1 x sprej KISS ME (antibakteriálny ústny sprej pre svieži dych) alebo 1x zubná pasta ENAMEL plus (á 16 ml)

ENAMEL *plus* HRI

- 1x antibakteriálne obrúsky pre dospelých Digital Brush (5ks/bal.)
- 1x medzizubná kefka 3E Interdental Brush
- 1x medzizubná niť Interdental Floss PTFE Tape so zrkadielkom.

Každý komponent sady je možné zakúpiť samostatne.

**330 €**

Box - Set s ústnym sprejom: **ECKMK**

Box - Set so zubnou pastou: **ECKMT**



ENAMEL *plus* HRI



### VIP set KISS ME

Set obsahuje:

- 6 x leštiaca ceruzka "do vrecka"
- 8 bal. antibakteriálnych obrúskov pre dospelých Digital Brush (2 x 5 ks/bal.)
- 5 bal. medzizubných kefiček 3E Interdental Brush - Zelené/Small (6 ks/bal.)

- 5 bal. medzizubných kefiček 3E Interdental Brush - Červená/Medium (6 ks/bal.)
- 4 bal. medzizubných kefiček 3E Interdental Brush - Žltá/Large (6 ks/bal.)
- 16x ústny antibakteriálny sprej KISS ME
- 10x medzizubná niť Interdental Floss - PTFE Tape so zrkadielkom
- 6x medzizubná niť IF Interdental Floss - štandardná (biela).

Každý komponent sady je možné zakúpiť samostatne.

**430 €**


Obj. kód: **ECZ06**



**Rubber Dam Starter Kit (KKD)**

Úvodný set obsahuje:

- kofferdam KKD (36 ks, modrý/medium)
  - kovový rámček
  - sponové kliešte
  - dierovacie kliešte
  - šablóna
  - kofferdamové obrúsky
  - kofferdamové mazivo (4x á 5g)
  - spony (č. 00, 2, 2A, 1A, 7, 12A, 13A, 14A)
- Jednotlivé časti setu je možné zakúpiť samostatne.

**325 €**Obj. kód: **055945****Rubber Dam Starter Kit (Nova Instruments)**

Úvodný set obsahuje:

- 1x balenie kofferdamových latex. blán MDC (36 ks, modrý/medium)
- kovový rámček
- sponové kliešte
- dierovacie kliešte
- spony (č. 00, 02, 7, 8, 8A, 9, 14A)
- nožnice

+ šablóna /ZDARMA/.

Set je dodávaný v praktickom kufríku.

Jednotlivé časti setu je možné

zakúpiť samostatne.

**210 €**Obj. kód: **N2056-RDK****Jednotlivé časti setu (KKD)****Dierovacie kliešte****108 €**Obj. kód: **05707****Nasádzacie kliešte****58 €**Obj. kód: **05708****Kovový rámček**V dvoch veľkostiach  
(pre dospelých a pre deti)

Dospelí

**35 €**Obj. kód: **05818**


Deti

**30 €**Obj. kód: **05819****Set spôn "Standard"**

Set obsahuje 8 spôn:

Premolár – č. 0, 2, 2A, 1A  
Molár – č. 7, 12A, 13A, 14A**110 €**Obj. kód: **521995****Kofferdamové obrúsky**

Balenie obsahuje 50ks.

**18 €**Obj. kód: **07055****Kofferdamové mazivo**Kofferdamové mazivo pre  
jednoduchšiu aplikáciu kofferdamu.  
Možno ľahko odstrániť prúdom vody.  
4 tuby á 5g.**13 €**Obj. kód: **00741****Šablóna**Umožňuje presné označenie zubov  
na kofferdamovej blane.**10 €**Obj. kód: **07051****Jednotlivé časti setu (Nova Instruments)****Dierovacie kliešte****50 €**Obj. kód: **N0571****Spony**


7 rôznych typov:

#0, #2, #7, #8, #8A, #9 a #14A

**Nasádzacie kliešte****50 €**Obj. kód: **N0577****Kovový rámček****20 €**

Dve veľkosti: Small / Large

Obj. kód:

Large: **N0580**Small: **N0579****Šablóna DENTONET**Umožňuje presné označenie  
zubov na kofferdamovej  
blane.**5 €**Obj. kód: **sablona****13 €**Obj. kód: **N0581**  
Veľkosť #0**13 €**Obj. kód: **N0583**  
Veľkosť #2**13 €**Obj. kód: **N0585**  
Veľkosť #7**13 €**Obj. kód: **N0587**  
Veľkosť #8**13 €**Obj. kód: **N0589**  
Veľkosť #8A**13 €**Obj. kód: **N0591**  
Veľkosť #9**13 €**Obj. kód: **N0593**  
Veľkosť #14A**Kofferdamové blany  
KKD SympaticDam**Kofferdam z prírodného latexu.  
Nedráždi pokožku, nepúdrovaný.  
Rozmer: 15 x 15 cm.  
Balenie obsahuje 36 ks.\* **thin** /0,13 mm/, zelená farba,Obj. kód: **07120**\* **medium** /0,20 mm/, modrá farba,Obj. kód: **07125**\* **heavy** /0,25 mm/, modrá farba,Obj. kód: **07126**\* **x-heavy** /0,31 mm/, zelená farba,Obj. kód: **07123****19 €****Kofferdamové blany  
LATEXOVÉ**Vyrobené z jemného prírodného latexu.  
Prijemná vôňa, netrhajú sa.  
Farba: modrá. Rozmer: 15 x 15 cm.  
Balenie obsahuje 36 ks.

Dva typy: \* tenký - Thin

\* štandard - Medium.

Cena a obj. kód:

\* Obj. kód - **THIN, 15 €**\* Obj. kód - **MEDIUM, 15 €**

Kompletný katalóg Kofferdamových produktov Vám zašleme na vyžiadanie.

## ZIRC - color code system - Jedinečný systém organizácie Vašej praxe.



Viac informácií o zavádzaní systému ZIRC color-code do Vašej praxe nájdete na našej stránke: <http://www.dentonetsro.sk/produkty/zirc-color-code-system>

## ZIRC - color code system - Jedinečný systém organizácie Vašej praxe.

Systém ZIRC color - code Vám prináša optimálne riešenie pre manažment práce, materiálu a inštrumentária. Pomocou ZIRC color-code výrazne zvýšite hygienický režim Vašej práce a znížite riziko prenosu infekcie z pacienta na pacienta.

- **Inovatívny systém** organizácie inštrumentov a materiálov v stomatologickej ambulancii pozostávajúci z farebných táčiek, boxov a organizérov.
- Špeciálna **antibakteriálna** úprava plastu MICROBAN.
- Možná **sterilizácia a dezinfekcia**.
- Stála a opakovateľná procedúra prípravy a skladovania materiálov a inštrumentov.
- Jednoduchá komunikácia lekár – asistentka.
- **Zvýšenie** hygienických štandardov.
- **Zníženie rizika** prenosu infekcie.
- Efektívnejšie využitie pracovného času.
- Väčšia prestíž Vašej praxe.
- Produkty vyrobené v USA (Minnesota).



### KOMPOZIT



### ENDODONCIA



### PROTETIKA



### AMALGÁN



Následne jednotlivé inštrumenty a materiály súvisiace s danou procedúrou označíte danou farbou (tácky, držiaky nástrojov, identifikačné pásky a krúžky). Ľahko a efektívne môžete spravovať svoje nástroje a to pred, počas a po každej procedúre so správne farebne odlišeným setom. Pomocou sprievodcu si môžete sami efektívne určiť potrebné množstvo jednotlivých častí systému. Pri zavádzaní ZIRC color-code systému do už fungujúcej praxe odporúčame začať jednou procedúrou a následne pridávať ďalšie.



### Prázdny box

Rozmery: 31,1 x 27,6 x 7,0 cm.  
Tovar dostupný vo všetkých farbách (A - U).

**24 €**

Obj. kód: 20Z463(A-U)



### Uzatváratelné veko na box

Rozmery: 32,4 x 30,0 x 3,5 cm.  
Priehľadné veko na box.

**25 €**

Obj. kód: 20Z459




### Kompletný box

Rozmery: 32,0 x 30,0 x 10,6 cm.  
Kompletný box obsahuje:

- box
- uzatváratelné veko
- protišmyková penová podložka
- deliace priehradky
- miska malá, veľká
- miska deliaca.

**84 €**

Obj. kód: 20Z455 (A-U)



### Kompozitný organizér

Môže byť súčasťou boxu alebo Vašej zásuvky.  
**A** Organizér na 20 striekačiek  
rozmery: 22,22 x 12,06 x 3,96cm

**30 €**

Obj. kód: 20Z487

**B** Organizér na 10 striekačiek  
rozmery: 12,74 x 5,87 x 1,9 cm

**12 €**

Obj. kód: 20Z488

### Farebná škála:



### Vysvetlivky:

- Sterilizovateľné v autokláve
- Povrchová dezinfekcia
- Microban

1.36

**Tácka**

Rozmery: 34,0 x 24,5 x 2,2 cm.  
Tácka dostupná vo všetkých farebných prevedeniach (A-U).

**17 €**

Obj. kód: 20Z401 (A-U)

1.36 MB

**Tácka - delená**

Rozmery: 34,0 x 24,5 x 2,2 cm.  
Tácka dostupná vo všetkých farebných prevedeniach (A-U).

**20 €**

Obj. kód: 20Z451(A-U)

S

**Uzatváratelné veko na tácku**

Rozmery: 35,6 x 25,4 x 1,9 cm.  
Priehľadné veko na tácku.

**23 €**

Obj. kód: 20Z445

S

**MULTI MOD stojan**

Stojan na 8 táčok s vekom alebo 4 boxy s vekom. Nastaviteľný na všetky rozmery táčok, boxov a kaziet na nástroje.  
Pevná oceľová konštrukcia, pochrómovaný povrch.

**114 €**

Obj. kód: 21Z410

1.36 MB

**Mini tácka**

Rozmery tácky: 23,8 x 16,2 x 2,2 cm.  
Tácka dostupná vo všetkých farebných prevedeniach (A-U).

**15 €**

Obj. kód: 20Z101(A-U)

S

**Veko na mini tácku**

Rozmery veka: 35,6 x 25,4 x 1,9 cm.

**20 €**

Obj. kód: 20Z103

1.36 MB

**E-J Jett kazeta na nástroje**

**A** E-J Jett kazeta na 5 nástrojov  
Kazeta s vyklápacími bočnými krytmí.  
Produkt dostupný vo všetkých farebných prevedeniach (A-U).  
Rozmery: 20,3 x 9,7 x 3,0 cm.

**34 €**

Obj. kód: 50Z925(A-U)

1.36 MB

**B** E-J Jett kazeta na 8 nástrojov

Kazeta s vyklápacími bočnými krytmí.  
Produkt dostupný vo všetkých farebných prevedeniach (A-U).  
Rozmery: 20,15 x 11,26 x 2,85 cm.

**45 €**

Obj. kód: 50Z927(A-U)

1.36 MB



**C** E-J Jett kazeta na 10 nástrojov  
Kazeta s vyklápacími bočnými krytmí.  
Produkt dostupný vo všetkých farebných prevedeniach (A-U).  
Rozmery: 20,16 x 17,78 x 2,86 cm.

**52 €**

Obj. kód: 50Z930(A-U)

1.36 MB

**Kompaktná kazeta na nástroje**

Pevne uzatváratelná.  
Uprostred gumička stabilizujúca nástroje.  
Produkt dostupný vo všetkých farebných prevedeniach (A-U).  
Rozmery: 18,1 x 9,8 x 1,6 cm.

**33 €**

Obj. kód: 50Z915(A-U)

1.36 MB


**Sterilizačný kontajner na inštrumenty**

**A** Sterilizačný kontajner (štandardný)  
Kontajner pre 10 - 14 inštrumentov.  
Produkt dostupný vo všetkých farebných prevedeniach (A-U).  
Rozmery: 20,63 x 4,76 x 4,76 cm.

**14 €**

Obj. kód: 50Z900(A-U)

1.36 MB


**B** Sterilizačný kontajner (kompaktný)  
Kontajner pre 8 - 12 nástrojov.

Novinka: nový mechanizmus otvárania.  
Produkt dostupný vo všetkých farebných prevedeniach (A-U).  
Rozmery: 18,1 x 3,8 x 3,8 cm.

**14 €**

Obj. kód: 50Z905(A-U)

1.36 MB

**Stojan na inštrumenty**

Stojany uľahčia dostupnosť a manipuláciu počas výkonu a pri sterilizácii. Nastaviteľná výška podľa veľkosti vrtáčikov.

**A** Stojan na 12 vrtáčikov

Rozmer: 7,3 x 1 x 3,5 cm.

**19 €**

Obj. kód: 50Z406(A-U)

**B** Stojan na 22 vrtáčikov

Rozmer: 12,4 x 1,1 x 3,8 cm.

**22 €**

Obj. kód: 50Z410(A-U)

1.36 MB



Obsahuje antimikrobiálne aditíva.  
S adaptérom proti vypadávaniu menších vrtáčikov. Otvory pre odtok zabraňujú tvorbu korózie. Produkt dostupný vo všetkých farebných prevedeniach (A-U).

**C** Stojan na chirurgické vrtáčky

Rozmer: 7,3 x 1 x 3,5 cm.

**19 €**


Obj. kód: 50Z408(A-U)

**Stojan na ENDO inštrumenty**

Pre organizáciu, uskladnenie a sterilizáciu endo inštrumentov. Zabudovaná mierka do 30mm. Kontrola počtu sterilizačných cyklov.

**A** Stojan na ručné nástroje.**39 €**

Obj. kód: 50Z450(A-U)



Rozmery: 13,7 x 1 x 5,6 cm.  
Produkt dostupný vo všetkých farebných prevedeniach (A-U).

**B** Stojan na strojové nástroje.**39 €**

Obj. kód: 50Z452(A-U)



### Magnetický stojan na 8 vrtáčikov s vekom

Magnetický stojanček s protišmykovým podstavcom pre lepšiu stabilitu. Otvory pre odtok (v spodnej časti) zabraňujú tvorbe korózie. Číre veko na stojanček nesterilizovať iba dezinfikovať. Produkt dostupný vo všetkých farebných prevedeniach (A-U).  
Rozmery: 3,8 x 3,8 x 1,3 cm.

**Stojan: 18 €**

Obj. kód: 50Z400(A-U)

**Veko: 7 €**

Obj. kód: 50Z401



### Magnetický stojan na 14 vrtáčikov s vekom

Magnetický stojanček s protišmykovým podstavcom pre lepšiu stabilitu. Otvory pre odtok (v spodnej časti) zabraňujú tvorbe korózie. Číre veko na stojanček nesterilizovať iba dezinfikovať. Produkt dostupný vo všetkých farebných prevedeniach (A-U).  
Rozmery: 7,5 x 3,8 x 1,3 cm.

**Stojan: 19 €**

Obj. kód: 50Z403(A-U)

**Veko: 7 €**

Obj. kód: 50Z404



### Kompozitný organizér

Oranžový kryt zabraňuje predčasnej polymerizácii. Farba: **fialová**.  
Rozmery: 17,5 x 11,8 x 2 cm.

**36 €**

Obj. kód: 20Z495R



### Organizér pre implantáty

Delené vaničky pre jednotlivé typy implantátov. Číry kryt zabraňuje zmiešaniu jednotlivých typov implantátov. Farba: **svetlo modrá**.  
Rozmery: 17,5 x 11,8 x 2 cm.

**30 €**

Obj. kód: 20Z490B



### EZ-ID silikónové krúžky

Označovacie silikónové krúžky dostupné v 3 veľkostiach (SM, LG, XL). Jednoduchá aplikácia na nástroje a inštrumenty. Umiestnené v praktickom dávkovači. Možnosť zakúpenia farebných setov (CLASSIC, JEWEL, NEON).  
Balenie obsahuje 25ks.

**10 €**

Obj. kód:

veľkosť **SM** - 70Z100

veľkosť **LG** - 70Z200

veľkosť **XL** - 70Z000

Možnosť zakúpenia farebných setov (pastelové farby alebo neónové farby).



### EZ - ID pásy

Jednoduchá aplikácia na väčšie a hrubšie nástroje a inštrumenty. Umiestnenie v jednoduchom dávkovači, ktorý zabraňuje deformácii pásy. Možnosť zakúpenia farebných setov (CLASSIC, JEWEL, NEON).  
Rozmery: 5,72 x 0,95 x 4,13 cm (3,05 m pásy).  
1 balenie setu obsahuje 8 pásov.

**10 €**

Obj. kód: 70Z300(A-U)



### ENDO asistent

Zabudovaná mierka na endo inštrumenty a gutaperčové čapy. Malý a veľký prstenec pre použitie na všetky prsty. Obsahuje 12 výmenných penových vložiek. Produkt dostupný vo všetkých farebných prevedeniach (A-U).  
Rozmery: 3,8 x 4,5 x 4,1 cm.

**38 €**

Obj. kód: 50Z460(A-U)



### Sterilizačný kontajner

Sterilizačný kontajner na inštrumenty a nástroje. Dostupný v dvoch farbách - modrá (B) a šedá (I).  
Objem - 3,8l.  
Rozmery: 35,2 x 24,5 x 13 cm.

**118 €**

Obj. kód: 50Z805(B,I)



### Úvodný set MagicMirror™

Set obsahuje:  
• 2x fľaštička tekutiny Anti-fog (á 6ml)  
• 24 ks samolepiacich penových tampónov.  
Návod:  
Odlepiť - nalepiť na ruku - kvapnúť - otrieť.  
Jednotlivé časti setu je možné zakúpiť samostatne.

**30 €**

Obj. kód: 50R200X



### Jednotlivé časti MagicMirror™

Balenie **10 fľaštičiek** tekutiny Anti-fog (á 6ml)

**90 €**

Obj. kód: 50R205

Balenie **96 samolepiacich** tampónov MagicMirror™

**30 €**

Obj. kód: 50R210



### System Z.O.B.E.

#### Zirc's Organizational Box of Efficiency

Vyskúšajte si produkty ZIRC priamo u Vás v ambulancii alebo ešte pred jej zariadením. Naplánujte si Vašu ambulanciu čo najefektívnejšie s dôrazom na ergonómiu pracoviska.

Vypožičiame Vám kufřík najpoužívanejších produktov ZIRC na jeden týždeň úplne **ZADARMO**.

## Výhody použitia zrkadielok ZIRC:

- 40% jasnejšie ako Rhodiové
- vyššia ochrana voči poškrabaniu
- reflektuje 99% farieb
- znižuje namáhanie očí



## VYSKÚŠAJTE AKO VYZERÁ O 40% JASNEJŠIE ZRKADLO

Tieto obrázky ukazujú porovnanie tradičných ródium objektív (pravá polovica v porovnaní s Crystal Objektív HD™ (ľavá polovica). Vidíte ten rozdiel? **Jasnejšie zábery ..... lepšie výsledky!**



Tieto obrázky ukazujú porovnanie predného a zadného zrkadlenia.



### Thin Grip zrkadielka

Balenie obsahuje **12 ks** zrkadielok pastelovej farby. Balenie obsahuje mix farieb: JEWEL (á 2ks). 2 typy veľkosti: č. 4 (22 mm) a č. 5 (24 mm).

**96 €**

Obj. kód:

Veľkosť č. 4: **50Z353-JWL**  
Veľkosť č. 5: **50Z354-JWL**



### Thin Grip zrkadielka (NEON)

Balenie obsahuje **12 ks**. Balenie obsahuje mix farieb: NEON (á 2ks). 2 typy veľkosti: č. 4 (22 mm) a č. 5 (24 mm).

**96 €**

Obj. kód:

Veľkosť č. 4: **50Z353-NEON**  
Veľkosť č. 5: **50Z354-NEON**



### Soft Grif zrkadielka

Balenie obsahuje **4 ks** alebo **12 ks**. 2 typy veľkosti: č. 4 (22 mm) a č. 5 (24 mm).

**36 €**

Obj. kód (4ks balenie):  
Veľkosť č. 4: **50Z361**  
Veľkosť č. 5: **50Z362**

**96 €**

Obj. kód (12ks balenie):  
Veľkosť č. 4: **50Z363**  
Veľkosť č. 5: **50Z364**



### ZIRC Crystal HD - Set Soft Grip zrkadielka (mix farieb)

Balenie obsahuje **12 ks**. Balenie obsahuje **mix 6 farieb**. Farby skupiny NEON (á 2ks) alebo farby skupiny JEWEL (á 2ks). 2 typy veľkosti: č. 4 (22 mm) a č. 5 (24 mm).

**96 €**

Obj. kód:

Veľkosť č. 4: **50Z363-NEON / 50Z363-JWL**  
Veľkosť č. 5: **50Z364-NEON / 50Z364-JWL**



### Ergonomická rukoväť

Rukoväť je možné kombinovať s plastovými aj kovovými koncovkami. Závit rukoväte je možné kombinovať aj s inými koncovkami, ktoré stomatológovia používajú vo svojich ambulanciách.

Dostupné vo všetkých 16 farbách.

- \* ľahké
- \* ergonomické

**21 €**

Obj. kód: **50Z347**



### Farebné umelohmotné koncovky

**Jednostranné.**

2 typy veľkosti: č. 4 (22 mm) a č. 5 (24 mm). Dostupné vo všetkých 16 farbách. Balenie obsahuje 12 ks jednej farby.

**96 €**

Obj. kód: Veľkosť č. 4: **50Z392**  
Veľkosť č. 5: **50Z393**



### Farebné umelohmotné koncovky

**Obojstranné.**

Balenie obsahuje **4 ks**. V ponuke len veľkosť č. 4 (22 mm).

**A** Šedé koncovky.

**49 €**

Obj. kód: **50Z394**

**B** Neon mix. Balenie obsahuje 4 neon farby: N, O, R, S.

**49 €**

Obj. kód: **50Z394-NEON**



### Set plastových koncoviek

**Jednostranné.**

Balenie obsahuje 12 ks. Set obsahuje mix farieb:

**A.** Koncovky vo farbách JEWEL.

**96 €**

Obj. kód:

Veľkosť č. 4: **50Z392-JWL**  
Veľkosť č. 5: **50Z393-JWL**

**B.** Koncovky vo farbách NEON.

**96 €**

Obj. kód:

Veľkosť č. 4: **50Z392-NEON**  
Veľkosť č. 5: **50Z393-NEON**



### Oceľové koncovky

Balenie obsahuje **12 ks** (okrem veľkosti 0, ktoré sa predáva na kusy). V ponuke 4 rôzne veľkosti 0, 3, 4, 5.

**96 €**

Obj. kód:

veľkosť 3: **50R389**  
veľkosť 4: **50R390**  
veľkosť 5: **50R391**

**16 € / kus**

Obj. kód:

veľkosť 0: **50R388**



### MEGA Mirror

Originálne zrkadielka nadmernej veľkosti MEGA Mirror zaujmú pacientov všetkých vekových kategórií.

Rožmery:

**39 cm dĺžka, 6,35 cm** priemer zrkadielka.

Dostupné v 5 farebných prevedeniach (NEON): R, Q, P, S, N.

**25 €**

Obj. kód: **50Z309**

ZEISS

**STOMATOLOGICKÉ LUPOVÉ SYSTÉMY Carl Zeiss**

Stomatologické lupové systémy od Carl Zeiss Vás presvedčia o svojej exkluzívnej optickej kvalite na prvý pohľad. Brillantný stereoskopický obraz s väčším zväčšením Vám otvorí nový pohľad na vec a uspokojí i tie najnáročnejšie požiadavky:

- vysoká kvalita obrazu,
- mimoriadna hĺbka ostrosti,
- veľké zorné pole,
- široké spektrum zväčšení a pracovných vzdialeností,
- možnosť pripojenia LED osvetlenia EyeMag Light II.

**Carl Zeiss EyeMag Smart**

Lupy zo zväčšením 2,5x sú mimoriadne vhodné v prípadoch kde je potrebné široké pracovné pole. Vďaka vysokej hĺbke ostrosti uvidíte dokonalý obraz, detaily a získate vynikajúcu orientáciu v zornom poli. Praktický flip-up systém Vám umožní pohodlnú komunikáciu s pacientom.

**Optické parametre**

Pracovná vzdialenosť (mm)	300	350	400	450	550
Zväčšenie	2,5x	2,5x	2,5x	2,5x	2,5x
Veľkosť zorného poľa (mm)	67	77	86	96	115



1 650 €

**Carl Zeiss EyeMag Smart SPORT FRAME**

- Zakrivené okuliarové sklá zabezpečujú bočnú ochranu očí.
- Kompaktná konštrukcia optickej sústavy, mäkká silikónová podložka na nos a pohodlný pásiček pre upevnenie k záhlaviu zaistí vynikajúci komfort pri nosení aj pri dlhšej dobe používania.

- Nový športový okuliarový rám štandardne obsahuje flip - up výklopnú funkciu, ktorá umožňuje bezproblémovú a praktickú komunikáciu s pacientom. Maximálna funkčnosť a mimoriadne pohodlie. Športový rám nielen dobre vyzera, ale tiež spĺňa aj tie najnáročnejšie požiadavky pokiaľ ide o hygienu a komfort nosenia.



1 400 €

**Carl Zeiss EyeMag Pro F**

Profesionálna optika pre vysoký štandard vizualizácie aj pre tie najvyššie nároky.

*Komfortná práca:* optimálna pracovná vzdialenosť pre pohodlnú pracovnú pozíciu a držanie tela.

*Malá hmotnosť:* titánová obruba a mäkký nánosník pre maximálny komfort.

*Nastavenie:* výška a sklon nastavíte pomocou Torx-kľúča, šírka obruby v troch veľkostiach.

**Optické parametre**

Pracovná vzdialenosť (mm)	500	500	450	450	400	400	350	350	300	300
Zväčšenie	3,2x	4x	3,3x	4x	3,5x	4,3x	3,6x	4,5x	4x	5x
Veľkosť zorného poľa (mm)	115	93	100	81	86	68	71	56	56	44



2 300 €

Carl Zeiss EyeMag Pro F

**Carl Zeiss EyeMag Pro S**

*Ľahkosť:* hlavový systém rozdelí váhu lupy rovnomerne po celej oblasti hlavy.

*Prilievavosť:* hlavový systém je možné prispôbiť na každý typ hlavy (nastaviteľný obvod i výška).

*Čistenie:* textilné podložky sa dajú vyprať alebo vymeniť.

*Očný kontakt s pacientom:* pohybom ruky vyklopite prismatickú lupu zo zorného poľa.

*Uhol náklonu:* nastavíte rýchle a precízne jedným hmatom.



2 700 €

Carl Zeiss EyeMag Pro S

**Carl Zeiss svetlo EyeMag Light II.**

Ľahký, mobilný a svetelne veľmi výkonný nový LED zdroj svetla, excelentne osvetlí Vaše pracovné pole a umožní Vám dokonalé rozlíšenie detailov a vysoký kontrast. Jednoduchá obsluha, nízka hmotnosť a integrovaná regulácia teploty ponúka maximálny komfort aj pri dlhšom používaní. Možné doobjednať oranžový filter, ktorý odfiltruje UV zložky svetla spôsobujúce tvrdnutie fotokompozitných materiálov.

- Aktívna kontrola teploty.
- Výkonný LED svetelný zdroj.
- Jednoduchá montáž.
- Dva dobijacie akumulátory.
- Riadiaca jednotka s reguláciou intenzity v 3 stupňoch.
- Intenzita svetla až 50 000 Lux (vo vzdialenosti 300 mm),
- Typická teplota farieb sa podobá dennému svetlu (cca 5700 kelvinov).
- Hmotnosť osvetlenia 19gr (0,6 oz).
- Doba batérie: 4 hodiny pri 100% intenzite svetla a 6,5 hodiny pri 33% intenzite svetla.
- Doba nabíjania batérie 2 - 3 hodiny.



Oranžový fotokompozitný filter.



Doba nabíjania batérie



1 250 €

Carl Zeiss svetlo EyeMag Light II.

## STOMATOLOGICKÉ MIKROSKOPY Carl Zeiss

Využite všetky výhody, ktoré Vám práca so zväčšením Carl Zeiss po zavedení do Vašej praxe prinesie:

- začnete pracovať v ergonomický vzpriamenej pozícii a doprajte svojej krčnej chrbtici relax,
- dokumentujte svoju prácu jednoduchšie a v najvyššej kvalite pre svojich pacientov a taktiež pre kolegov,

- získajte pre seba istotu a precíznosť práce a pre Vašich pacientov znížite riziko komplikácií a zrýchlite dobu hojenia.
- zvýšite prestíž svojej praxe so značkou Carl Zeiss.

Informujte sa o možnostiach bezplatného zapožičania stomatologických zväčšení do Vašej ambulancie.

**Viac informácií:** Mgr. Roman Bilek, [bilek@dentonet.sk](mailto:bilek@dentonet.sk), +421904 618 390.

### Carl Zeiss OPMI pico

- Stomatologický mikroskop s manuálnym apochromatickým 5 krokovým zväčšením.
- 45° šikmý tubus (f = 170mm) alebo sklopný binokulárny tubus s uhlom sklopenia 0-180° (f = 170 mm, f = 200 mm).
- 12.5x, 10x širokouhlé okuláre s možnosťou dioptrickej korekcie.
- Manuálne ostrenie v rozsahu 13 mm (Fine focus).
- Možný výber z 3 fokusovateľných objektívov: f = 200 mm, f = 250 mm, f = 300 mm.
- Integrované halogénové osvetlenie s dvoma halogénovými žiarovkami (12V 100W) alebo integrované xenonové osvetlenie (vo farbe denného svetla) s dvomi xenonovými žiarovkami (12V 180W).
- Quick change modul pre rýchlu výmenu žiarovky.
- V základnej výbave sú aj zelený (RedFree) filter a oranžový filter.

**Cena na vyžiadanie**



### Carl Zeiss OPMI pico MORA Interface

- S patentovaným výkyvným systémom MORA Interface (Mechanical Optical Rotating Assembly) získate možnosti pre prácu v totálnom komforte a ergonómii.
- Pri práci s MORA Interface sa môžete plne koncentrovať na ošetrovanie pacienta v ergonomicky správnej a pohodlnej pozícii držania tela, čím eliminujete záťaž pohybového aparátu.
- Tento ergonomický doplnok dokázate ovládať jediným pohybom ruky, veľmi rýchlo a jednoducho.
- OPMI pico MORA Interface môžete ľahko umiestniť do akejkoľvek pracovnej pozície a pritom sa po celý čas pozeráte priamo do mikroskopu vďaka svojej výkyvnej funkcii +/- 25 st..
- Umožňuje presné a jemné zmeny pozícií na základe ergonomicky tvarovaných rukovätí.
- V základnej verzii obsahuje 0 – 180 st. sklopný tubus (f = 170 mm).
- Možnosť objednať verziu s bočným vývodom na dokumentačné zariadenia.

**Cena na vyžiadanie**



### Carl Zeiss OPMI PROergo

Zabudovaná videokamera umožní efektívne zobraziť priebeh klinického ošetrovania - pred, počas a po výkone. Pomocou veľmi kvalitných snímkov a videozáznamov budete môcť Vaším pacientom lepšie vysvetliť priebeh ich ošetrovania.

- Motorizovaný apochromatický zoom (y = 0.4x - 2.4x).
- 0 - 180 st. sklopný binokulárny tubus (f = 170 mm, f = 200 mm).
- 12.5x, 10x širokouhlé okuláre s možnosťou dioptrickej korekcie
- Motorizovaný fokus s varioskopom.
- Plynulá zmena ohniskovej vzdialenosti v rozsahu 200 – 415 mm.
- Autofokus - SpeedFokus (možné doobjednať).
- Vaša ergonomická pracovná pozícia je meradlom a podstatou všetkých ďalších vecí:

**Varioskop a Free Float Magnetic System** Vám garantuje pohodlné držanie tela pri práci aj pri dlhodobom časovom zákroku.

Vďaka ľahko ovládateľným rukovätiam sú ovládané zoom a fokus a zároveň voľne programovateľné nastavenia.

S úhlovou optikou máte priamy pohľad do ťažko prístupných oblastí.

Výkyvný tubus a širokouhlá optika, ktorá je samozrejme prispôsobená aj ľuďom s okuliarmi, sú garanciou pre prirodzené stereoskopické videnie.

**OPMI® PROergo – komfortu práce sa prikladá skutočne vysoká priorita.**

**Cena na vyžiadanie**





### Varioskop 100®

pre verzie Carl Zeiss OPMI pico a Carl Zeiss OPMI pico MORA Interface

Pri mikroskope vybavenom objektívom Varioskop 100, OPMI pico umožňuje plynule nastaviť ohniskovú vzdialenosť v rozsahu f 200 - f 300mm, bez nutnosti zmeny polohy pacienta alebo hlavy mikroskopu. Prináša to skutočný pokrok v prevencii pred bolesťami krku a problémami s chrbticou.

- Uživatelsky orientovaný
- Lepší prehľad
- Väčšia hĺbka

Cena na vyžiadanie

### Originálne príslušenstvo pre dokumentáciu k mikroskopu:



#### Beamsplitter 50/50, 80/20

Optický delič s jedným alebo dvoma vývodmi pre dokumentačné zariadenia. Umožňuje pripojiť akýkoľvek adaptér pre rôzne typy dokumentačných zariadení. Výhodou je viac svetla ako pri uhlovej optike.

Cena na vyžiadanie



#### Uhlová optika

Optický delič s jedným alebo dvoma vývodmi pre dokumentačné zariadenia. Poskytuje viac komfortu pri práci. Možnosť pripojenia rotačného adaptéra.

Cena na vyžiadanie



#### Flexio adaptér

Ideálna varianta pre dokumentáciu pomocou video kamery alebo digitálneho fotoaparátu. Vysoko kvalitný obraz vďaka precíznej optike a minimálnym stratám svetla. Flexio still adaptér pre digitálny fotoaparát. Flexio motion adaptér pre video kameru.

Cena na vyžiadanie



#### Adaptér pre SLR zrkadlovku (Canon, Nikon)

Možnosť vytvárať Full HD fotografie a videá vo vysokom rozlíšení. Vynikajúca možnosť pre foto-dokumentáciu ošetrenia.

Cena na vyžiadanie



#### Integrovaná kamera Medi Live Primo

Funkcia Freeze pre zachytenie obrazu. Funkcia otáčania obrazu pre ten najlepší dokumentačný pohľad. Výstupy: Y/C (S-video), VBS (composite). Rozlíšenie: 752(H) x 582 (V) PAL Horizontal resolution 480 lines.

Cena na vyžiadanie




#### Integrovaná kamera HD 720p/ Full HD 1080p

Vynikajúce rozlíšenie obrazu a diferenciacia tých najjednoduchších detailov. Dokonalá ostrosť farieb. Funkcia ZOOM pre väčšie detaily. Výstupy: HDMI, DVI via adapter cable YPbPr (analog component output) CVBS (composite) Video standard: PAL/NTSC.

Cena na vyžiadanie

#### Možnosti upevnenia stomatologického mikroskopu:



#### Možnosti svetelných zdrojov:



Informujte sa o možnostiach bezplatného zapožičania mikroskopov a lupových systémov do Vašej ambulancie.

Kontakt: Mgr. Bilek Roman    bilek@dentonet.sk    mobil: 0904 618 390





### Dezinfekčná umývačka HYDRIM M2

Rozmer: 60 x 60 x 85 cm. Hmotnosť: 80 kg.  
Dotykový displej, USP port + port na pripojenie tlačiarne.  
Kapacita až 10 kaziet (8x11), až 1.500 inštrumentov počas 10 hod.  
Rôzne možnosti rozmiestnenia nástrojov, kaziet a násadcov. Výkonné čerpadlá a umývacie ramená odstránia 99,9% bielkovín (nezávislý test).  
HIP čistiaci roztok - vložený priamo v prístroji. Navrhnuté v súlade s ISO 15883.

**Cena na vyžiadanie**  
Obj. kód: **M2-WD-D02**



### Dezinfekčná umývačka HYDRIM C61 G4

Rozmery: 59,8 x 52 x 52,6 cm.  
Hmotnosť: 44 kg.  
Webové rozhranie umožňuje on-line prístup k dátam. Dotykový farebný displej s vysokým rozlíšením (65 tisíc farieb).  
Integrovaný datalogger ukladá informácie automaticky. USB port, internetové pripojenie, port na pripojenie tlačiarne.  
Veľký objem komory, 6 plných kaziet veľkosti IMS. Až 120 inštrumentov na jeden cyklus. Navrhnuté v súlade s normou ISO 158831 a 2.

**Cena na vyžiadanie**  
Obj. kód: **C61WD-D02**



### Autokláv STATIM 2000 G4

Rozmery: 49,5 x 41,5 x 15 cm.  
Kazeta (rozmer): 28 x 18 x 3,55 cm.  
Hmotnosť: 22 kg.  
Cyklus sterilizácie už od 8 minút.  
Sterilizácia možná počas ošetrenia alebo medzi pacientmi. Znižuje investície do sád inštrumentov a násadcov. Okamžité generovanie pary. Odstránenie vzduchu zo sterilizačnej komory. Moderný farebný LCD dotykový displej. Pripojenie k internetu, USB.  
Súladi s normou EN13060 pre sterilizáciu typu A a B.

**Cena na vyžiadanie**  
Obj. kód: **G4-152302**



### Autokláv STATIM 5000 G4

Rozmery: 60 x 41 x 19 cm.  
Kazeta (rozmer): 38 x 18 x 7,5 cm.  
Hmotnosť: 34 kg.  
Okamžité generovanie pary. Odstránenie vzduchu zo sterilizačnej komory. Špeciálne kazety umožňujú rýchly ohrev a vychladnutie. Dri-TecC sušenie zvyškovým teplom. Moderný farebný LCD dotykový displej. Pripojenie k internetu, USB.  
Súladi autoklávu s normou EN13060 pre sterilizáciu typu A a B.

**Cena na vyžiadanie**  
Obj. kód: **G4-222317**



### STATMATIC

Rozmery: 28,5 x 19 x 40 cm.  
Hmotnosť: 8,6 kg.  
Automaticky čistí a udržuje až 3 násadce. Doba cyklu len 15 sekúnd / násadec.  
Unikátny upínací systém.  
Mazivo optimálne pokryje celý násadec. Automatické odstránenie prebytočného maziva. Jednoduchá výmena spreja. Záruka 3 roky.

**Cena na vyžiadanie**



### Destilátor vody AQUASTAT

Čistí mäkkú aj tvrdú vodu.  
Jednoduché pripojenie do elektrickej siete. Bezpečne a efektívne odstráni olovo, meď, hliník, arzén, železo, dusičnany, herbicidy, pesticidy, PCB a iné.  
Patentovaná technológia destilácie ničí škodlivé baktérie a vírusy. Výsledkom je, že voda je na 99% čistá. 3,78l destilovanej vody za 4,25 hod. Skombinujte tento rýchly proces s kompaktným a ľahkým dizajnom.

**Cena na vyžiadanie**



BEZ ZÁPACHU

**15 €**  
Obj. kód: **OPTIMBLUE**

### Dezinfekčné obrúsky OPTIM BLUE

Celosvetovo patentovaná čistiaca a dezinfekčná technológia. Navrhnuté s AHP (Accelerated Hydrogen Peroxide). Účinná zložka je peroxid vodíka v koncentrácii iba 0,5%. Žiadne sušenie alebo praskanie povrchov, nedráždi pokožku, nehorľavé. Efekt dezinfekcie a čistoty povrchu do 1 minúty.  
Zvýšená efektívnosť pri čistení povrchov. Nevytvára film na povrchu.



### Gutaperčové peletky

Možnosť zakúpenia samostatných balení gutaperčových peletiek. Balenie obsahuje 100ks.  
1 peletka na 1 až 2 kanáliky.  
Pružnosť: soft, regular, hard.  
1 bal. vystačí na 150 - 200 kanálikov.

**23 €**  
Obj. kód: **GR**



### SUPER ENDO BETA starter kit

Prístroj na plnenie teplou gutaperčou.  
Set obsahuje:

- prístroj
- set ihliel (4ks)
- 1 bal. gutaperčové peletky
- kryt tepelnej ochrany
- kľúč na ihly.

Cena setu: **1 295 €**  
Obj. kód: **SEPERENDOBETA**



### SUPER ENDO ALPHA starter kit

Bezdrôtový teplý plugger na vertikálnu kondenzáciu.  
Set obsahuje:

- prístroj
- 3 typy plugger (55/06, 55/08, 55/10).

Cena Starter setu: **1 295 €**  
Obj. kód: **SUPERENDOALPHA**




## NV Microlaser

Bezdrôtový Diode Laser na ošetrovanie a liečbu mäkkých tkanív. NV Microlaser poskytuje výkon a schopnosti bežných väčších laserov v koncepte veľkosti pera. Váži iba 54 g a je kompletne sebestačný. Poskytuje vynikajúcu kontrolu pohybu a voľnosť počas ošetrovania.

### Technické údaje:

Vlnová dĺžka ..... 808 +- 5nm  
 Lúč ..... 650 nm červená dióda  
 Operačné módy ..... Stály alebo pulzujúci 10Hz  
 Max. výkon ..... 2.0 Watts Max.  
 Prenos lúča ..... Jednorázové koncovky,  
 400 mikrónové vlákno

**4 500 €**



## SOL®

Výkonný Laser novej generácie. SOL prináša skutočný výkon, presnosť, ergonómiu, jednoduché ovládanie a vysoko-contrastný laserový lúč. Vynikajúce krivky, vysoký výkon a naozaj cenovo dostupný.

### Technické údaje:

Váha..... 1,1 kg  
 Vlnová dĺžka..... 808 +/- 10nm  
 Operačné módy ..... Stály alebo pulzujúci 10Hz  
 Rozsah pulzujúceho módu..... 50 Msec  
 Maximálny výkon..... 3.0W stály, 5W pulzujúci  
 Prenos lúča ..... Jednorázové koncovky,  
 400 mikrónové vlákno  
 Aktivácia..... Bezdrôtový nožný pedál  
 Zdroj ..... 12 VDC, 2.5A / 25 VDC alebo  
 nabíjateľná Li-Ion batéria  
 Lúč..... 405nm modrá dióda

**3 500 €**



## VELscope®

Systém na vyšetrenie ústnej sliznice a včasné odhalenie jej abnormalít. Umožňuje vidieť zmeny pod povrchom, ktoré môžu byť voľným okom neviditeľné a palpačne nezistiteľné. VELscope pomáha odhaliť problémy ešte pred ich samotnými prejavmi.

Vysoko akceptovaný ako medzi pacientmi tak medzi personálom. Vhodný do každej praxe.

Možnosť prepojenia s dokumentačným zariadením na vyhotovovanie video záznamu alebo samotných fotografií. Veľká pomoc pri konzultácii vyšetrenia a prezentácii výsledkov a záverov.

**3 400 €**



## LumiGrip®



Jednoduchá cesta ako bezchybne a s istotou umiestniť fazetu. Elegantný a funkčný systém Lumigrip je dizajnovaný tak, aby spĺňal najširšie ergonomické požiadavky.

Je plne autoklavovateľný a svojím tvarom maximalizuje sáciu silu zo štandardnej malej odsávačky.

Drží sa ako pero, silná sacia sila prichytí fazetu na jemnú ideálne pružnú silikónovú savku s prilnavým povrchom a umožní tak precízne nasadenie fazety.

Uvoľnenie fazety je bez námahy, jemným pohybom prsta na ovládači. Jediný pohyb kolieskom ovládača je potrebný pre vypnutie sania a umiestnenie fazety.

**390 €**



## GPR instrument

Jedinečný inštrument navrhnutý na efektívne odstránenie starej gutaperče z koreňového kanálika. Ultrazvukovou koncovkou si vytvoríte priestor na steny kanála a ťahom nahor odstránite starú gutaperču.

Obj. kód: **69 €**  
 GPR/L - ľavý GPR/R - pravý  
 GPR/U - horný GPR/D - dolný

## PeriOptix – TTL lupový systém

**Pozoruhodný komfort, výnimočná kvalita, neuveriteľne ľahké.**



- Nastavenie uhlu sklopenia v 3 pozíciách.
- MicroLine™ LED svetlo váži len 9 gramov.
- Kvalitné okuliarové rámy Adidas Adivista dostupné v 8 farebných prevedeniach.
- Dostupné v 4 pracovných dĺžkach (S, M, L, XL).
- 2 nastavitelné pozície podpory koreňmi nosa.

**Lupový systém spolu so svetlom vážia len 45 gramov !**

### Pupillary Distance

Pupillary Distance (PD) Bipupilárna vzdialenosť je meraná v mm, medzi stredom papily ľavého pravého oka. Toto rýchle a bezbolestné meranie môže vykonávať certifikovaný produktový špecialista alebo Optometrista.

**S** (30 – 40 cm)  
**M** (35 – 45 cm)  
**L** (40 – 55 cm)  
**XL** (45 – 55 cm)

### Working Distance

Pracovná vzdialenosť je meraná od optiky po objekt vo zväčšení. Táto vzdialenosť by mala zabezpečovať komfort pri práci. Do úvahy je potrebné vziať výšku lekára a spôsob práce (ležiaci/sediaci pacient).



**Neuveriteľne ľahké!**



### PeriOptix 2.7x TTL

Dokonalá rovnováha jasnosti optiky, ponúkaného zväčšenia a šírky pracovného poľa. Sedem štandardných bipupilárnych veľkostí. Optimálna hĺbka ostrosti a jasná optika. Vhodné aj na dlhšie trvajúce ošetrenia bez pocitu váhy lupového systému.

**1 050 €**

**Neuveriteľne ľahké!**



### PeriOptix 3.1x TTL

Väčšie zväčšenie vhodné najmä pri endodontickom ošetrení v kombinácii s LED osvetlením. Prispôbené presne na požiadavky jednotlivca. Väčší uhlový sklon rámu vďaka dlhšiemu telu optiky.

**1 150 €**



**FIREFLY™**

### FIREFLY

**Prvé a jediné bezdrôtové svetlo, ktoré je možné uchytiť na akýkoľvek okuliarový rám.**

Sústredte sa len na ošetrenie. Žiadne neželané vyrušovanie spôsobované starostlivosťou o kábel, prípadne prekážanie kábla v zornom poli. Jednoduchý upgrade. Ponuka univerzálnych držiakov umožňuje vybrať si Vami preferovaný typ lupových okuliarov. Majte jasný obraz. Jednotne a prirodzene osvetlené pracovné pole. Jednoduchá starostlivosť a hygiena. Rýchle a jednoduché čistenie s dezinfekčnými obrúskami redukuje riziko krížovej kontaminácie na minimum.

**1 300 €**

**Najľahšie LED svetlo na trhu! Váži iba 9g.**



### MicroLine™ Mini

Najľahšie LED svetlo na trhu, ktoré váži iba 9 gramov. Napriek malej veľkosti a váhe ponúka výkon až (40,000 Lux\*). Výkonná nabíjateľná Li-Ion batéria vydrží až 8 hodín. Možné pripojiť na všetky lupy rady PeriOptix alebo Freedom™ hlavový nosič. Na nabitie 90% kapacity batérie stačí iba 90 minút. Jediné LED svetlo s jednoduchým a lacným systémom výmeny kábla v prípade poškodenia. Oranžový filter k dispozícii pre prácu s foto-kompozitom.

**750 €**

## Panoramatický prístroj RAYSCAN Alpha

Ideálny prístroj pre rôzne diagnostické aplikácie: pantomografické, cefalometrické a 3D CBCT zobrazovanie. Ponúka vysokú kvalitu snímok vo vysokom rozlíšení, v spojení s atraktívnym užívateľským dizajnom. Široká možnosť expozičných programov s komfortným motorizovaným nastavením umožňuje jednoduché ovládanie prístroja a polohovanie pacienta.

Rayscan alpha je špičkový diagnostický prístroj vybavený najmodernejšími senzormi:

- Panoramatický systém – CMOS detektor
- CBCT systém – CMOS FPD detektor
- Cefalometrický systém – CdTe detektor


Rayscan alpha poskytuje vysokokvalitné snímky v rôznych režimoch skenovania s jednoduchým výberom na hlavnom displeji.

- Panoramatické režimy: Normal, Segment, TMJ, Sinus, Bitewing, Orthogonal
- CT (3D) režimy: Jaw, Implant Surgery, Surgical guide, Endo Treatment, Sinus, TMJ
- Cefalometrické režimy: Lateral, Lateral Wide, PA, SMV, Carpus
- Cefalo (One-shot Type): Lateral, PA, SMV, Carpus, Waters, Reverse-Towne.

### CT systém


Využíva najmodernejší typ detektorov spojený s generátorom pulzného RTG žiarenia :

- krátka doba snímania a nízka úroveň radiačnej dávky znižujú expozičné zaťaženie pacienta,
- jedinečné spojenie konštrukcie CBCT s AMF a technológiou odstraňovania šumu zaručuje vysoko presné diagnostické informácie vo vysokom rozlíšení.



### Panoramatický systém

Patentovaná AMF technológia (Adaptive Moving Focus) – zaisťuje vysokú ostrosť snímok a to tak, že kompenzuje malé pohyby pacienta. Optimalizuje ohniskovú vzdialenosť počas snímania, zdokonaľuje ostrosť a jasnosť, čím redukuje riziko opakovaného snímania. Technológia konfiguruje vrstvy snímky, ktoré majú optimálne SNR (Signal to noise ratio – pomer signál/šum).



Normálna rekonštrukcia

AMF rekonštrukcia

### Cefalometrický systém

Vytvára jedinečné snímky s detailnými klinickými informáciami, ktoré zobrazujú aj obrysy mäkkých tkanív. Iba 4 sekundové cefalometrické snímkanie redukuje žiarenie až o 80%.



### Technológie

- o Dômyselné **ATCT** (adaptive tube cooling time) chladenie chráni prístroj pred prehriatím.
- o **AMF** (Adaptive Moving Focus) technológia kompenzuje malé pohyby pacientov počas snímania.
- o Technológia **odstraňovania šumu** - zaručuje vysokokvalitné ostré snímky pri nízkom RTG žiarení.
- o **MAR** (Metal Artifact Reduction) technológia – odstraňuje kovové artefakty
- o 16bit zobrazovací systém s DICOM 3.0




## Cena na vyžiadanie

RAYSCAN alpha je navrhnutý tak, aby mohol byť kedykoľvek rozšíriteľný priamo vo Vašej ambulancii.

### Dostupný v štyroch variantách:

- RAYSCAN alpha-P – Panoráma (možnosť rozšírenia o CBCT a cefalometrický systém).
- RAYSCAN alpha-SC – Panoráma + Sken Cefalo (možnosť rozšírenia o CBCT).
- RAYSCAN alpha-3D – CBCT + Panoráma (možnosť rozšírenia o cefalometrický systém).
- RAYSCAN alpha-SM3D – 3v1 (CBCT + Panoráma + Cefalo).

Dodávaný zobrazovací softvér SMARTDent (2D) a Xelis (3D) ponúkajú široký výber nástrojov pre prácu so snímkami.



10" širokouhlý dotykový displej



Bezdrôtové diaľkové ovládanie



LED svetelné indikátory farebné zobrazenie stavu prístroja (zelené svetlo – pripravený, žlté – snímkuje, červené – porucha, modré – pohotovostný režim).



Nastaviteľná výška ramena poskytuje možnosť snímkania aj deťom a pacientom na invalidnom vozíku.

### Porovnanie dĺžky snímania

	Rayscan alpha	Konkurencia
CT systém	14s	20 - 24s
Panoramatický systém	14s	16 - 18s
Cefalometrický systém	4-10,4s	12 - 18s

### Endomax® PLUS

Bezdrôtový endodontický motor s recipročným pohybom.

- Ergonomický dizajn zabezpečuje pohodlie a ľahké ovládanie.
- Prehľadný LCD displej.
- Automatická funkcia rotácie vpred/vzad.
- Možnosť zmeny rotácie na recipročný pohyb (30°-150°).
- Vysoký krútiaci moment - 5 stupňov.
- 9 stupňov nastavenia rýchlosti otáčok.
- Vysoká kapacita lítium-iónovej batérie. Upozornenie pri slabej batérii.

Špecifikácie: 100-240V, 50/60Hz 0.2A.

Rozmery: 20,1cm x 2,6cm x 2,9cm.

Váha: 155g.

990 €

Obj. kód: ENDOMAXPLUS

DENTAMERICA®



### Polymerizačná lampa LUX E

- Bezdrôtová polymerizačná lampa.
- Výkon 1000mW/cm2 – 1200mW/cm2.
- Vlnová dĺžka 420mm – 480mm.
- 3 módy: plný, stupňujúci, pulzný.
- Stabilná intenzita svetla.
- Batéria 1400mAh, vymeniteľná.
- Plne nabitú lampu je možné použiť na 400 opakovaní po 10 sec..
- Indikátor stavu batérie.
- Rozmery: 260mm x 40mm x 50mm.
- Váha: 147g.



249 €

Obj. kód: ENDOMAXPLUS

DTE®

### Ultrazvukový odstraňovač zubného kameňa D5 s funkciou ENDO

Kompatibilný s násadcom a koncovkami Satelec. Vhodný na odstránenie zubného kameňa a sedimentov po tabaku, káve, čaji... Je možné ho využiť aj na endo - denticke ošetrenie vďaka funkcii endo.

Vlastnosti:

- odnímateľná rukoväť
- manuálna regulácia vody
- automatické ovládanie frekvencie.

Obsahuje:

- ultrazvukový prístroj
- hadička na vodu
- nožný spínač
- balenie ultrazvukových koncoviek (2x GD1, 1x GD2, 1x GD4, 1x PD1)
- momentový kľúč.



350 €

Obj. kód: D5

### Apex Lokátor WOODPEX III

Vybavený jasným LCD displejom. Jasné farby ukazujú trajektóriu endo inštrumentu. Zvuková signalizácia. Funkcie DEMO.

Technické parametre:

- Napájanie: 3.7V/ 750mAh
- Príkion: ≤ 0.5W
- Displej: 4,5" LCD
- Rozmery: 84 x 88 x 112mm
- Hmotnosť: 336g.



395 €

Obj. kód: WOODPEX

### RIO Sensor - intra orálny senzor

Prináša nový level kvality, spoľahlivosti a diagnostickej nezávislosti v intraorálnej rádiografii do Vašej praxe.

- Vybavený poprednou CMOS technológiou.
- Rozlíšenie 20 - 25 lp/mm.
- Vybavený používateľskými filtermi - optimalizujú kontrast a ostrosť snímok pre ich špecifické využitie v endodoncii, parodontológii, pri protetických a implantologických zákrokoch a pri diagnostike kazov.
- Vďaka AAT (active acquisition technology) je neustále pripravený na zachytávanie snímok bez potrebnej predošlej prípravy senzora.
- Odolný voči nárazom, otrasom, pádom a prehryznutiu.
- Patentovaný dizajn káblového pripojenia – vystužené spoje v bode, v ktorom ostatné systémy zlyhávajú.
- Hermeticky uzavretý a vodotesný kryt – možná dezinfekcia (zabránenie prenosu infekcie).
- USB pripojenie.
- Možnosť zdieľania zhotovených snímok medzi mobilnými zariadeniami, resp. PC zariadeniami.

Kombinácia RIOSensor s tabletom alebo mobilným telefónom zefektívňuje pracovné postupy a konzultácie s pacientami vo Vašej ambulancii.

• Dodávaný s RioView a SMARTDent softwarom.

• Dostupný v 2 veľkostiach so zúženými okrajmi a zaoblenými rohmi, s hrúbkou iba 5,3 mm.

### Cena na vyžiadanie

Obj. kód: RIOsensor

	veľkosť 1	veľkosť 2
Vonkajšie rozmery	39 x 25 mm	42 x 30 mm
Aktívna plocha	30 x 20 mm	34 x 26 mm
Typ senzora	CMOS s optickými vláknami	CMOS s optickými vláknami
Rozlíšenie	20 - 25 lp/mm	20 - 25 lp/mm
Veľkosť pixelu	20 x 20 μm	20 x 20 μm
Počet pixelov	1,5 Mpx	2,2 Mpx
Váha	56 g	60 g
Hrúbka	5,3 mm	5,3 mm
Pripojenie	USB 2.0	USB 2.0
Dĺžka USB kábla	2 m	2 m
Scintilátor	CsI.	CsI.
Pripojenie	USB 2.0	USB 2.0

## Smart Share



NOVINKA

**AKCIA**  
VYMEŇ STARÝ  
ZA NOVÝ  
alebo  
KÚP NOVÝ  
SENZOR



**Ultrazvukové koncovky sú kompatibilné s:**

- EMS, WOODPECKER
- DTE, SATELEC, NSK
- AMDENT



**PREPARÁCIA KAVITY**



**ENDO**



**PERIO**

**SCALING**

**AMDENT**

**Príslušenstvo**

**ENDO kľúč**

**Momentový kľúč**

**Stojan na 6 ultrazvukových koncoviek**



15 €  
Obj. kód: ENDO WRENCH



15 €  
Obj. kód: TORQUE WRENCH



15 €  
Obj. kód: TIP HOLDER

**Pilníčky do ultrazvukových koncoviek na endodonciu**

Z nerezovej ocele. Vďaka zloženiu z tvrdých vlákien nerezovej ocele dosahujú pilníčky U-FILES vynikajúcu flexibilitu a vysokú odolnosť voči zlomeniu. Dostupnosť veľkostí: MANI U-FILES 10, 15, 20, 25, 35, 40. Balenie obsahuje 6 kusov. Dĺžka: 33mm.

10 €  
Obj. kód: MANI



**Pilníčky do ultrazvukových koncoviek na endodonciu U Files**

Odporúča sa používať na max. 30% výkonu ultrazvukového prístroja. V opačnom prípade hrozí ich zlomenie! ENDO NiTi Nikel - titánové pilníčky s vynikajúcou flexibilitou, ktoré sa používajú na aktiváciu roztoku v koreňovom kanáliku. Dostupnosť veľkostí: 25# a 30# Balenie obsahuje 6ks. Dĺžka: 33mm.

10 €  
Obj. kód: veľkosť 25 ENDOFILE25#  
Obj. kód: veľkosť 30 ENDOFILE30#



**ENDO vrtáky MUNCE DISCOVERY**

Uľahčujú hlboké vrtanie s cieľom lokalizovania zalomených inštrumentov a nájdenia skrytých kanálov.

- \* MB2 kanálov na horných molárových zuboch.
- \* Druhých distálnych kanálov na dolných molárových zuboch.
- \* Druhého alebo tretieho kanálu v premolárových zuboch.
- \* Kalcifikovaných kanálov.

7 rozmerov v dvoch dĺžkach 31mm a 34mm umožňuje ideálne odvrtanie pulpy v stredných dĺžkach ako aj jemne hlboké vrtanie.

**Rozmery:** 1/4 – 0,4 mm 1/2 – 0,5 mm 1 – 0,6 mm  
2 – 0,9 mm 3 – 1,1 mm 4 – 1,4 mm 6 – 1,8 mm

**Balenie:**

Set – 6 vrtákov veľkosti 1/4, 1/2, 1, 2, 3, 4  
Jednotlivo – 4 vrtáky rovnakého priemeru

**Cena:**

**Balenie 6 kusov:**

6/pack set - 31 mm dĺžka (#1/4, #1/2, #1, #2, #3, #4) 99 €  
6/pack set - 34 mm dĺžka, hlboká preparácia (#1/4, #1/2, #1, #2, #3, #4) 99 €

**Balenie 4 kusov:**

4/pack - 31 mm dĺžka (v jednej veľkosti: #1/4, #1/2, #1, #2, #3, #4) 69 €  
4/pack - 34 mm dĺžka (v jednej veľkosti: #1/4, #1/2, #1, #2, #3, #4) 69 €  
4/pack - 31 mm dĺžka (Endo Cariesectomy: rozmer #6) 69 €






**Štartovací set FLEXI-CLAMP™ spony & FLEXI-TRIX™ matrice**

Najvhodnejší spôsob ako začať a vyskúšať nový matricový systém.  
Obsahuje:  
• Spony – 50 ks  
• Matrice – 150 ks (z každej veľkosti po 50 ks)  
• Nasádzacie kliešte

**139 €**  
Obj. kód: 2540



**Matrice FLEXI - TRIX™**

Špeciálne tvarované matrice pre kompozitné výplne druhej triedy. Jednoduché umiestnenie a rýchle tvarovanie pre dokonalé dosiahnutie bodu kontaktu. Mäkká a ľahko tvarovateľná matrica z ušľachtilej ocele.  
• Jednoduché umiestnenie  
• Jednoduché tvarovanie  
• Nízke náklady  
Balenie obsahuje 50ks.

**30 €**  
Obj. kód: 25



**Spony FLEXI - CLAMP™**

Nové hygienické spony vyrobené z technického polyméru.  
• Efektívna fixácia matrice  
• Jednorazové (zvyšuje sa hygienický štandard a šetria čas)  
• Šetrné pre pacienta  
Balenie obsahuje 25 kusov.

**30 €**  
Obj. kód: 2500



EASE IT ponúka dve varianty:  
- Výchrevnú misku pre rýchlu a jednoduchú aplikáciu materiálov s oranžovým krytom zabraňujúcim vyutuhnutiu materiálu na svetle mimo striekačky.  
- Výchrevný zásobník na kompozitné striekačky.

Obj. kódy:  
Výchrevný podstavec: **20010**  
Miska s oranžovým krytom: **20012**  
Výchrevný zásobník (13mm): **20016**  
Výchrevný zásobník (16mm): **20018**

**Nahrievačka kompozitu EASE - IT™**

• Zlepšuje tekutosť kompozitu a uľahčuje prispôsobenie v tenkých vrstvách a v malých dutinách.  
• Zlepšuje fyzikálne vlastnosti kompozitov.  
• Aj „zrnité“ materiály mení na hladké s jednotnou konzistenciou.  
• Znižuje riziko vzniku vzduchových bublín.  
• Teplota môže byť nastavená medzi 40° - 50 °C v závislosti na zvolenom materiáli a individuálnych požiadavkách.

**430 €**

\* Cena zahŕňa výchrevný podstavec + misku alebo výchrevný zásobník (nie obe varianty).



**Pieskovač DENTO - PREP™**

Pieskovač pre prípravu povrchu kompozitu, keramiky a kovových konštrukcií pred cementovaním. Používa sa s 50 micronovým pieskom (aluminium-oxidový prášok).  
- Možnosť sterilizovať akýmkoľvek spôsobom do 135°C.  
**Príslušenstvo:** - Rýchlospojky (pre KaVo, Sirona, NSK, W&H, BienAir, hadice so 4 otvormi).  
- Alternatíva – set s hadicami pre trvalé pripojenie (inštalácia set pre 5 mm / 3/16" alebo set pre 6 mm / 1/4" vzduchovej hadice).

**350 €**  
Obj. kód: 1900

- Otočná tryska 360° - Ľahká inštalácia
- Rôzne rýchlospojky k turbíne.
- Tlak vzduchu 2-10 kg/cm<sup>2</sup> (30-140 psi).
- Vyrobený z vysoko kvalitnej nerezovej ocele.
- Možnosť zakúpenia 50 micronového piesku (1kg): **36 €**

Obj. kód: 1900P



**Stojan na pieskovač DENTO - PREP**

Kvalitné a elegantné prevedenie.

**39 €**  
Obj. kód: CRM-0739



**DENTO - PREP™ DUST CABINET**

Je vybavený výkonným svetelným zdrojom a filtrom (chráneným elektronickým sacím systémom) na zabezpečenie jasného videnia pri práci s pieskovačom. Zabraňuje nežiadúcemu rozprašovaniu piesku v pracovnom priestore a okolí. Čistenie je rýchle a jednoduché. Vyrobené z pozinkovanej ocele. Súčasťou je otvor s veľkým priehľadným a tvrdeným sklom. Nezaberá veľa miesta a je integrovateľný do každej praxe.

**470 €**  
Obj. kód: 1903

Rozmery: V 180 x Š 225 x H 315 mm.



**PAROJECT®**

Kompaktná intraligamentárna injekčná striekačka s dávkovačom.  
• Jemný design.  
• Nevývoláva pocit strachu u pacienta.  
• Injektuje pomaly a šetrne len 0,06 ml na jedno stlačenie.  
• Vyrobená z vysoko kvalitnej nerezovej ocele.  
• Sterilizácia v autokláve.  
• Záruka na materiál a prevedenie 5 rokov.

**260 €**  
Obj. kód: 2013

- Okamžitý nástup.
- Pri jednej návšteve možné liečiť zuby aj vo viacerých kvadrantoch.
- Pri správnej aplikácii je takmer bezbolestná.
- Nahrádza väčšinu palatálnych injekcií.



**ASPIJECT®**

Injekčná striekačka s aktívnym nasávaním blokovej anestézie a infiltrácie. Injekčná striekačka má ergonomický dizajn. Vyrobená z nerezovej ocele, ktorá je odolná voči kyselinám a žiaruvzdornému polyméru. Môže byť sterilizovaná akýmkoľvek spôsobom. Päťročná záruka na materiál a konštrukciu.

**120 €**  
Obj. kód: 2050



**ASPIJECT® Active**

Injekčná striekačka s aktívnym nasávaním blokovej anestézie a infiltrácie. Injekčná striekačka má ergonomický dizajn, ktorý poskytuje optimálnu rovnováhu a hmatovú kontrolu nad injekciou. Vyrobená z nerezovej ocele, ktorá je odolná voči kyselinám a žiaruvzdornému polyméru. Môže byť sterilizovaná akýmkoľvek spôsobom. Päťročná záruka na materiál a konštrukciu.

**150 €**  
Obj. kód: 2070

**5 ročná záruka!**




### Skalpelové rúčky

- A.** Skalpelová rúčka # 3, massive, 12.5 cm  
**10 €**  
Obj. kód: **46.010.03**
- B.** Skalpelová rúčka Zepf-Line /rovná/, # 10 - 15, 14.5 cm  
**44 €**  
Obj. kód: **46.007.00**
- C.** Skalpelová rúčka Zepf-Line /zaoblená/, # 10 - 15, 14.5 cm  
**46 €**  
Obj. kód: **46.007.01**



### Pomôcka na odstránenie čepielky z rúčky skalpela

- 2 rôzne typy:**
- A.** Safety Blade Remover  
**25 €**  
Obj. kód: **46.005.65**
- B.** Klingex  
**12 €**  
Obj. kód: **46.005.70**



### Skalpelové čepielky

Balenie obsahuje 100ks.  
Dostupné v rôznych veľkostiach:  
#10, #11, #12, #12d, #15, #15c.  
**17 €**



### Raspatórium "Wiliger"

- Raspatko dostupné v 3 veľkostiach:**
- A.** š. 4mm, d. 12cm /obj. kód: **41.874.14**
- B.** š. 4mm, d. 16cm /obj. kód: **41.874.04**
- C.** š. 6mm, d. 16cm /obj. kód: **41.874.16**
- 19 €**



**Ihelec "Crile-Wood" 54 €**  
Ihelec - 15cm, rovný. Obj. kód: **41.250.15**

**Ihelec "Hartmann" 41 €**  
Ihelec - 10cm, rovný. Obj. kód: **23.050.10**



### Pinzeta "ENDO"

Uzamykatelná pinzeta s pozdĺžnou a priečnou drážkou, 15cm. **30 €**  
Obj. kód: **22.031.08**

**Hygienická škrabka 27 €**  
H6/H7 Obj. kód: **24.651.67**

### Benex - extrakčný systém (kompletný set)

Inovatívny systém, ktorý umožňuje bezpečnú a jednoduchú extrakciu koreňa zuba.


Výhody:

- Skrátenie času zákroku.
- Minimálne invazívna atraumatická extrakcia zachováva neporušenú mäkkú a tvrdú tkanivá.
- Minimálne riziko rozštípenia koreňa, poškodenia kostných lamiel a poškodenia susedných zubov.
- Pri imediátnej implantácii veľmi rýchla návratnosť investície.




**1 950 €**

Obj. kód: **12.301.00**



\* V ponuke aj základný aj ekonomický set.

### Barnes endo pištoľ



**A** Rovná

Obj. kód: **N0890**

**B** Zahnutá

Obj. kód: **N0891**

**59 €**




**Pinzeta "Endolock" 14 €**  
Uzamykatelná. Obj. kód: **N0599**




**Nožnice "Iris Straight" 17 €**  
Nožnice: 10,5cm rovné. Obj. kód: **N0907**

**Nožnice "Iris Curved" 17 €**  
Nožnice: 10,5cm zahnuté. Obj. kód: **N0905**




### Kazety na inštrumenty "Easy Clip"

- A.** Kazeta na 5 inštrumentov. V cene je kazeta bez deliacich držiakov. **45 €**  
Obj. kód: **N1301**
- B.** Kazeta na 10 inštrumentov. V cene je kazeta bez deliacich držiakov. **65 €**  
Obj. kód: **N1302**
- C.** Kazeta na 15 inštrumentov. V cene je kazeta bez deliacich držiakov. **75 €**  
Obj. kód: **N1303**
- D.** Kazeta na 20 inštrumentov. V cene je kazeta bez deliacich držiakov. **85 €**  
Obj. kód: **N1304**



Dostupné vo farebnom prevedení:



### Deliace držiaky "Easy clip"

Dostupný pre 5 & 10 inštrumentov.  
Cena /5 inštrumentov/: **10 €**/ks  
Obj. kód: **N130X** (X- číslo farby)

Cena /10 inštrumentov/: **15 €**/ks  
Obj. kód: **N131X** (X- číslo farby)

Cena je rovnaká pre všetky farebné prevedenia v ponuke.

### Kyrety

Dva typy rúčok: H - hollow, S - silikon. Typy:

- \* H6-H7 (obj. kód: N0601-H / N0701-S)
- \* Gracey 1-2 (obj. kód: N0643-H / N0703-S)
- \* Gracey 3-4 (obj. kód: N0645-H / N0705-S)
- \* Gracey 5-6 (obj. kód: N0647-H / N0707-S)
- \* Gracey 7-8 (obj. kód: N0649-H / N0709-S)
- \* Gracey 9-10 (obj. kód: N0651-H / N0711-S)
- \* Gracey 11-12 (obj. kód: N0653-H / N0713-S)
- \* Gracey 13-14 (obj. kód: N0655-H / N0715-S)

**27 €**



H6-H7 Gracey 1-2 Gracey 3-4 Gracey 5-6  
Gracey 7-8 Gracey 9-10 Gracey 11-12 Gracey 13-14

Nástroje sú komplet s rúčkami.

Ceny sú uvedené s DPH v €.



**Špeciálna ponuka chirurgického šitia RESORBA ORAL**

- Moderné šicie materiály umožňujú atraumatické ošetrenie a presnú adaptáciu rán v mäkkých tkanivách.
- **Čierne ihly a farebné vlákna** /nedochádza k rušivému odrazu svetla/.
- Maximálny komfort pri manipulácii.
- Veľmi mäkké vlákno s výbornou tkanivovou znášanosťou.
- V krvácajúcom prostredí sú dostatočne kontrastné.



**VSTREBATEĽNÉ VLÁKNA**

**GLYCOLON® ORAL**

Hladká a monofilná štruktúra polymera v tkanivách výborne kľže, vynikajúca manipulácia. Zloženie: Polymer z polyglykolevej kyseliny-kaprolaktónu. Farba vlákna: fialová. Monofilné vlákno. Balenie obsahuje 12ks šitia.



Od 77 €

**NEVSTREBATEĽNÉ VLÁKNA**

**ROSOTEX® ORAL**

Vďaka monofilnej štruktúre zabráňuje poťahovaniu knôtového efektu a traumatizácii tkanív pri pretahovaní vlákna. Zloženie: Monofilné vlákno z kopolyméru z polyamidu 6 a polyamidu 6.6. Farba: čierna ihla + čierne vlákno. Balenie obsahuje 12 ks šitia.



Od 61 €

**SUPRAMID® ORAL**

Poddajné vlákno, žiadna kapilarita. Pseudomonofil. Zloženie: Polyamid 6. Farba: čierna. Balenie obsahuje 12 ks šitia.



Od 53 €

**GLYCOLON®**

Hladký povrch vlákna umožňuje používanie techniky s dlhými stehmi pri minimálnej traumatizácii tkanív. Zloženie: Polymer z polyglykolevej kyseliny - kaprolaktónu. Farba vlákna: fialová / farby. Monofilné vlákno. Doba vstrebania: cca 7 - 9 dní. Balenie obsahuje 24 ks šitia.



Od 81 €

**MOPYLEN®**

Vhodné pre implantológiu: hydrofóbne, chemické inertné, netrombogenné. Zloženie: Syntetické vlákno vyrobené polymerizáciou propylenu (Isotaktický propylen). Monofil. Farba: modrá. Balenie obsahuje 36 ks šitia.



Od 74 €

**RESOLON®**

Nadpriemerne mäkký a poddajný. Vynikajúca manipulačná a viazacia schopnosť. Zloženie: Polyamid 6/6, Monofil. Farba: modrá. Balenie obsahuje 36 ks šitia.



Od 68 €

Kompletnú ponuku chirurgického šitia nájdete na našej stránke: [www.dentonetsro.sk/produkty/sitie-pre-dentalnu-chirurgiu-a-implantologiu-resorba](http://www.dentonetsro.sk/produkty/sitie-pre-dentalnu-chirurgiu-a-implantologiu-resorba)

**KOLAGÉNY PRE IMPLANTOLÓGIU PARASORB**

**PARASORB®**

Vstrebateľná kolagénová kuželka/huba. Použitie: zastavenie krvácania po extrakcii, resp. po zákroku v čelustnej chirurgii, krytie kostných defektov.

Typ	Rozmer	Obj. kód	Cena
Fleece DK (12ks/bal.)	1,8 x 3,6 cm	DK-1836	52 €
Fleece DK (5ks/bal.)	7 x 3 cm	DK-9001	40 €
Fleece HD (5ks/bal.)	7 x 3 cm	DK-8001	50 €
Cone (10ks/bal.)	ø 1,2 x výška 1,6 cm	DK-1010	47 €

**PARASORB® s antibiotikom /Gentamicin/**

Vstrebateľná kolagénová kuželka/huba, hemostyptická, sterilná. Použitie: zastavenie krvácania po extrakcii, resp. po zákroku v čelustnej chirurgii, krytie kostných defektov.

Typ	Rozmer	Obj. kód	Cena
Cone Genta (10ks/bal.)	ø 1,2 x výška 1,6 cm	MK10	135 €
Cone (5ks/bal.)	ø 1,2 x výška 1,6 cm	MK11	85 €
Fleece Genta HD (5ks/bal.)	2,5 x 2,5 x 0,5 cm	MK25	155 €



**Sombbrero®**

Kombinácia membrány RESODONT® a kolagénovej kuželky. Vstrebateľná. Obsah balenia: 1 ks membrány s kuželkou.



**ZNÍŽENÁ CENA!**  
**70 €**  
Obj. kód: RD0001

**PARASORB RESODONT®**

1 cm<sup>2</sup> kolagénovej membrány obsahuje 208 mg ekvinných, nativných kolagénových fibril. Bariérová funkcia 4 až 6 týždňov. Hrúbka 200 um, obojstranná. Priechne zosieťovanie bez chemických prísad, preto nehrozí nebezpečie zbytkov.

Obj. kód	Rozmer	Cena
RD2502	2,5 x 2,2cm (5,5 cm <sup>2</sup> )	76 €
RD3503	3,2 x 2,5cm (8 cm <sup>2</sup> )	105 €
RD0703	6,4 x 2,5cm (16 cm <sup>2</sup> )	127 €

**POMÔCKA PRE VÝBER VHODNEJ MEMBRÁNY**



Porovnanie:	Resodont®	Resodont® Forte
Bariérová funkcia	krátka	dlhá
Odol. proti roztrhnutiu	malá	veľká
Hrúbka	tenká	hrubá

**PARASORB RESODONT® Forte**

1 cm<sup>2</sup> kolagénovej membrány obsahuje 6 až 8 mg ekvinných, nativných kolagénových fibril. Predĺžená doba bariérovej funkcie 12 až 16 týždňov. Hrúbka 350 - 400 um. Obojstranná. Priechne zosieťovanie bez chemických prísad, preto nehrozí nebezpečie zbytkov.

Vysoká odolnosť proti pretrhnutiu. Jednoduché šitie v suchých aj mokrych podmienkach.

Označenie	Obj. kód	Rozmer	Cena
XS	RDF16XS	1,6 x 2,5 cm (4cm <sup>2</sup> )	75 €
S	RDF2502	2,5 x 2,2 cm (5,5 cm <sup>2</sup> )	82 €
L	RDF3503	3,2 x 2,5 cm (8 cm <sup>2</sup> )	107 €
X	RDF0703	6,4 x 2,5 cm (16 cm <sup>2</sup> )	130 €

## SmartBone

SmartBone je nová hybridno-bioaktívna náhrada kosti špeciálne vyvinutá pre kostnú regeneráciu v rekonštrukčnej chirurgii. SmartBone sa vyrába kombinovaním hľadzej minerálnej kostnej matrice s bio-aktívnymi vstrebateľnými polymérami a bunkovej živiny. SmartBone ponúka to čo potrebujú chirurgovia.

- Presné modelovanie
- Odolnosť voči extrémnym zaťaženiám
- Vysoký mechanický výkon
- Silné osteogénne vlastnosti
- Vysoká odolnosť voči skrútkám

SmartBone produkty sú k dispozícii v celej rade tvarov a rozmerov, aby čo najlepšie a najľahšie spĺňali potreby lekárov. Tradičné tvary sú k dispozícii v rôznych veľkostiach a k dispozícii sú aj 4 nové špeciálne tvary, ktoré boli navrhnuté tak, aby chirurgické postupy boli jednoduchšie, ľahšie a rýchlejšie a tým zabezpečili lepšie výsledky a vyššiu bezpečnosť pre pacientov!

### SmartBone Block

Rôzne veľkosti v ponuke.  
Zoznam veľkosti nájdete na našej stránke.



Cena od: **220 €**  
Obj. kód: **SMB011**

### SmartBone Micros chips

Rôzne typy balenia:

0,5cc: 0,25-1 mm **75 €**  
1cc: 0,25-1 mm **85 €**  
2cc: 0,25-1 mm **140 €**  
5cc: 0,25-1 mm **295 €**  
2cc: 1-2 mm **140 €**  
4cc: 1-2 mm **210 €**

Obj. kód: **SMC010**

### SmartBone Granules

Obsah balenia: 5cc (2 - 4 mm).



**210 €**

Obj. kód: **SMCO10300**

### SmartBone Special C Shape

Balenie obsahuje 1ks.

Rozmer v ponuke

(ø - priemer, V-výška):

ø 8 x V 12 mm **370 €**

Obj. kód: **SMS016110**



### SmartBone Cylinder

V ponuke sú rozmery (ø - priemer, V-výška):

ø 11 x V 10 mm **410 €**

ø 11 x v 20 mm **550 €**

ø 12 x v 20 mm **550 €**

ø 14 x V 20 mm **650 €**

ø 14 x v 14 mm **530 €**

Obj. kód: **SMC0120**



### SmartBone Wedge

Rozmery v ponuke:

35 x 22 x 5 mm **560 €**

35 x 22 x 8 mm **740 €**

35 x 25 x 10 mm **840 €**

35 x 25 x 12 mm **890 €**

40 x 25 x 12 mm **1010 €**

40 x 25 x 14 mm **1180 €**

Obj. kód: **SMW0140**



### SmartBone Plate

Balenie obsahuje 1ks.

Rozmery v ponuke:

3 x 25 x 15 mm **270 €**

3 x 10 x 10 mm **140 €**

4 x 10 x 10 mm **180 €**

Obj. kód: **SMP0130**



### SmartBone Special L Shape

Balenie obsahuje 1ks.

Rozmer v ponuke:

15 x 7 x 6 mm.

**370 €**

Obj. kód: **SMS016210**



### SmartBone Rod

Balenie obsahuje 1ks.

Rozmer v ponuke:

35 x 4 x 3 mm **230 €**

Obj. kód: **SMR015010**



### SmartBone Special U Shape

V ponuke sú 2 rôzne veľkosti.

15 x 6 x 4 mm **370 €**

16 x 7 x 3,5 mm **370 €**

Obj. kód: **SMS0160**



Kompletnú ponuku kostných materiálov SmartBone nájdete aj na našej stránke:  
[www.dentonetsro.sk/e-shop/katalog-shop/kostny-material](http://www.dentonetsro.sk/e-shop/katalog-shop/kostny-material)

## Špeciálna ponuka IMPLANTOLOGICKÝCH SETOV



+



+



AKCIA	Implantát + abutment	Chirurgický set	ACM	ŠPECIÁLNY* set	CENA
Basic	15+15	1	0	0	<b>2690€</b>
Standard	20+20	1	1	0	<b>3390€</b>
Profi	25+25	1	1	1	<b>5490€</b>
High-end	40+40	1	2	2	<b>6990€</b>

ŠPECIÁLNY\* set - podľa výberu zo setov SLA / SCA / FR / SR

# Hľadáte cenovo dostupný implantačný systém?

ZA CENU



BEŽNÉHO IMPLANTÁTU AŽ  
SLA POVRCH




IMPLANTÁTY  
**CMI IS-II ACTIVE**  
S SLA POVRCHOM

## CMI IS-II ACTIVE IMPLANTÁT



Implantát s rýchlou a pevnou osteointegráciou vďaka SLA povrchu. Efektívna minimalizácia úbytku kostnej hmoty vďaka dizajnu Bioseal. Vnútornej spojovacej s abutmentom. Magnetický závit - tvar je špeciálne navrhnutý tak, aby účinne odolal vertikálnemu zovretiu a zároveň bočnému tlaku. Možná okamžitá implantácia a zaťaženie v priebehu dňa.

RA - 2.0 - 2.2.




SLA povrch

77 €


## NEO SINUS ALL KIT

Všetko v jednom sete potrebné pre nadvihnutie sínus membrány laterálnym alebo kresťalným spôsobom.

2 990 €



+



=



NOVINKA  
v ponuke

## PRIAMY / UHLOVÝ abutment



45 €

PRIAMY



53 €

UHLOVÝ

## SCAKIT

(Sinus Crestal Approach)  
\* SCA set ponúka celý rad výhod oproti iným dostupným nástrojom pre nadvihnutie sínus membrány. Bezpečný zákrok so špeciálne navrhnutým vrtákom s upraveným ostrím a spolu s použitím stopéra zabraňuje poškodeniu sínus membrány.



1 800 €

## SLAKIT

(Sinus Lateral Approach)  
\* Nový set pre bezpečné nadvihnutie membrány laterálnym prístupom v priebehu 1 minúty. SLA "3S"  
Safer / Simpler / Speedy



1 800 €

## IS FULL KIT

Rozšírený chirurgický set nástrojov pre zavedenie Neo CMI implantátov. Momentový kľúč - súčasťou setu.



1 800 €

## ACM - kolektor kosti

Kontrovaná technológia zberu kortikálnej kosti. Časovo a ekonomicky úsporný viac ako 50% oproti konvenčným škrabkám.

\* cena platí pre ø5 a ø7 v krátkej verzii

180 €



## CTI - mem

Titánová membrána. V ponuke až 30 rôznych typov a veľkostí. Na požiadanie Vám zašleme všetky typy.




110 €

## AUICK TIGHT

10 skrutiek v priebehu 1 minúty! Expresný mini-šrubovák (Hex 1,2) pre kolienkové násadce. Skrutky sú ťahané pri otáčkach 500 - 1000/min. Pri dosiahnutí 1 - 2N cm sa spodná časť zastaví. Rieši nepohodlné manuálne ťahovanie skrutiek.



85 €




## NEO SCREW KIT

Nebojte sa zlomenej skrutky v implantáte. Jednoducho použite Neo Screw Remover kit. Možno použiť pre akýkoľvek implantačný systém.



1 800 €



## NEO FIXTURE REMOVER KIT

Výmena implantátu bez strachu. Odstránenie a nahradenie implantátu veľmi jednoducho a bez traumy. - Možnosť použiť pre akýkoľvek implantačný systém.



1 800 €

## GBR KIT

Prvý celosvetovo inovatívny GBR set. Kompletné riešenie pre postupy riadenej kostnej regenerácie.

1 800 €



## Ásana MEDICAL UNI

Stolička pre zdravé sedenie. Tlak na stehná a sedacie svaly rozdeľuje váhu na väčšiu plochu a odstraňuje tak problémy spôsobené sedavým zamestnaním a nesprávnym sedením na stoličkách s malou sedacou plochou.

- Zlepšené držanie tela.
- Chrbtica v ideálnej polohe.
- Spevnenie chrbtového svalstva.
- Aktívne zapojenie brušného svalstva.
- Zlepšenie krvného obehu.
- Zlepšenie koncentrácie.
- Zvyšuje komfort sedenia.

od **660 €**  
Obj. kód: **ASANA**




Ergonomické podrúčky umožňujú fixáciu rúk pri práci nad pacientom a odstraňujú namáhanie svalstva a bolesti v hornej časti chrbtice. Stolička umožňuje nastavenie výšky, horizontálneho sklonu sedáku a variabilné nastavenie podrúčok.



Sedenie je optimalizované stoličkou Ásana. Viditeľnosť pracovného pola je obmedzená, nutnosť neustále korigovať pozíciu. Oproti klasickej ambulantnej stoličke Vám Ásana Medical UNI poskytne relaxovanú prácu a lepšie postavenie chrbtice.



Sedenie je optimalizované stoličkou Ásana, použité sú stomatologické lupy. S použitím stomatologických lúp stúpa viditeľnosť pracovného pola, telo je viac relaxované. Kombinácia stoličky Ásana Medical UNI a lúp prináša citelne zlepšenie aj napriek dlhšiemu času ošetrovania.



Sedenie je optimalizované stoličkou Ásana, použitý je stomatologický mikroskop. Ideálne sedenie a viditeľnosť pracovného pola. Aj pri dlhodobom ošetrovaní je Vaše telo relaxované. Maximálne vyvážená ergonomická práca.

**LÁTKA**

OLYMPIC YP113	OCEAN YP100	HAVANA YP009
●	●	●
APPLE YP108	CALYPSO YP106	PASEO YP109

**KOŽENKA**

●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
569	558	001	563	555	002	554	564	565	574

## Bodytray®

Malý stolík umiestnený na hrudníku pacienta, slúži ako ochrana pre pacienta a umožňuje uloženie nástrojov a materiálov, ktoré majú byť umiestnené v blízkosti pracovného priestoru.

Balenie obsahuje:

- tácku bodytray s polyesterovými guľičkami
- ochranný obrúsok na tácku
- stomatologický podbradník na pacienta
- klip (na upevnenie podbradníka na tácku).



**90 €**  
Obj. kód: **BODYTRAY**

## Anatomický vankúš z pamäťovej peny

- Prispôsobuje sa tvaru hlavy.
- Relax krčných svalov.
- Zníženie spontánnych pohybův.
- Dokonalé polohovanie hlavy.
- Pripojiteľný na každú opierku hlavy.
- Lhká dezinfekcia.

**110 €**  
Obj. kód: **VANKÚŠ**

●	●	●
569	558	001
●	●	●
563	555	002
●	●	
554	564	
●	●	
565	574	



## ERGO GUMKY na inštrumenty

Ergonomické riešenie pre pohodlnú a istú manipuláciu s nástrojmi.

Výhody:

- zvyšujú komfort práce
- sadnú na takmer každý nástroj
- vhodné do autoklávu
- vynikajúce na farebné odlišenie nástrojov podľa procedúr.

Možnosti balenia:

- Balenie 10ks/1 bal.: **15 €**
  - Balenie 30ks/3 bal.: **39 €**
- Obj. kód:
- Balenie 10ks: **ERGO10**
  - Balenie 30ks: **ERGO30**



## ENDO stojan ovál

Stojan obsahuje 1 penovú vložku. Priemer 65 mm.

**17 €**  
Obj. kód: **502000**



## Jemné koncovky na odsávačku

SE Cushion - penové vankúšičky na odsávačku

- pohodlné a efektívne odsávanie vďaka mäkkému penovému vankúšičku
- zabráňujú poraneniu tkanív v ústach
- lepší komfort pacienta
- podporuje rozsah sania a tlmi zvuk sania
- jednorázové použitie.

Rozmer: 2,54 x 1,58 cm.  
Balenie obsahuje 100ks.

**30 €**  
Obj. kód: **50Z970**



### Rýchloobúvač TOMI

Praktické využitie pre rôzne zariadenia:

- nemocnice, ambulancie
- laboratória
- škôlky
- múzeá, divadlá
- pracoviská so zvýšeným hygienickým režimom.

#### Zadarmo:

- \* 50 ks nálevkov
- \* návod na použitie pre Vás a užívateľov.

Balenie 100ks náhradných nálevkov - 6 €  
Obj. kód: **navlekyTOMI**

Možnosť výberu z 3 farieb:

- tmavé drevo
- svetlé drevo
- zlato-čierny mramor.



120 €  
Obj. kód: **tomi-td**  
**tomi-sd**  
**tomi-zm**

### Rýchloobúvač Little Duck

- stabilný
  - veľký zásobník
  - jednoduché dopĺňanie
  - všetky veľkosti topánok
  - bezkonkurenčná cena
- Rozmery: 60 x 22,5 x 66 cm.

Balenie 100ks náhradných nálevkov - 7 €  
Obj. kód: **navlekyLittleDuck**



150 €  
Obj. kód: **LittleDuck**

### Stomatologické obrúsky CLASSIC

- 2 vrstvy savého papiera + polyetylénová fólia, ktorá chráni proti premokaniu.
- Dostupné farby: biela, žltá, marhuľová, limetková (s vôňou limetky), fialová, zelená, modrá.
- Dostupné typy: v rolke alebo skladané.

#### V ROLKE:

Rozmer: 33 x 48 cm.  
Balenie v rolke obsahuje 40ks obrúskov.  
Možnosť zakúpenia výhodného balenia v kartónoch (á 9 roliek 1 farby).



Cena: 3 €/rolka  
28 €/kartón

Obj. kód: **Clasic40**

#### SKLADANÉ:

Rozmer: 33 x 48 cm.  
Balenie BOX obsahuje 80ks obrúskov.  
Možnosť zakúpenia výhodného balenia v kartónoch (á 6 boxov 1 farby).

Cena: 6 €/box  
35 €/kartón

Obj. kód: **Clasic80**



### Stomatologické obrúsky IT'S4KIDS

- 2 vrstvy savého papiera + polyetylénová fólia, ktorá chráni proti premokaniu.
- Mix farieb: marhuľová, modrá, žltá, limetková (s vôňou limetky).
- Stomatologické obrúsky s detským motívom.

#### V ROLKE:

Rozmer: 33 x 50 cm.  
Balenie v rolke obsahuje 50ks obrúskov.

Možnosť zakúpenia výhodného balenia v kartónoch (á 12 roliek rôzne farby).



Cena: 4 €/rolka  
45 €/kartón

Obj. kód: **KIDS50**

#### SKLADANÉ:

Rozmer: 33 x 48 cm.  
Balenie BOX obsahuje 80ks obrúskov.  
Možnosť zakúpenia výhodného balenia v kartónoch (á 6 boxov rôzne farby).

Cena: 6 €/box  
35 €/kartón

Obj. kód: **KIDS80**



### Stomatologické podbradníky PLUS (v rolke)

- 2 vrstvy savého papiera + polyetylénová fólia, ktorá chráni proti premokaniu.
- Špeciálne výseky na zaväzovanie okolo krku pacienta.
- Dostupné farby: žltá, marhuľová, fialová, zelená, modrá.
- Rozmer: 51 x 65 cm.
- Balenie v rolke obsahuje 30ks podbradníkov.

Možnosť zakúpenia výhodného balenia v kartónoch (á 9 roliek 1 farby).



Cena: 6 €/rolka  
52 €/kartón

Obj. kód: **PLUS**

### Stomatologické podbradníky NORMAL (v rolke)

- Stomatologické podbradníky z polyetylénovej fólie.
- Podbradníky majú špeciálne výseky a koncovky na zaväzovanie na krku pacienta.
- Dostupné farby: modrá, zelená.
- Rozmery: 56 x 80 cm.
- Balenie v rolke obsahuje 100ks podbradníkov.

Možnosť zakúpenia výhodného balenia v kartónoch (á 6 roliek 1 farby).




Cena: 9 €/rolka  
50 €/kartón

Obj. kód: **NORMAL**

### CROSSTEX BARRIER FILM

- Jednorázová ochranná nalepovacia fólia, ktorá sa ľahko prispôsobí akémukolvek tvaru a povrchu.
  - Znižuje riziko prenosu baktérií a biologických nečistôt v ambulancii.
  - Fólia nezanecháva žiadne stopy.
  - Najčastejšie povrchy chránené izolačnou fóliou sú DOTYKOVÉ PLOCHY - zvyčajne znečistené počas zákroku (rukoväte svetla, príručných stolíkov, ovládacie tlačidlá kresla a ostatných prístrojov).
- Balenie obsahuje 1200ks ochranných fólií.  
Rozmer: 10 x 15 cm.  
Farba: modrá.

### Posuňte hygienický štandard Vašej ambulancie na maximum!




30 €  
Obj. kód: **BLBF**

### Fotografické zrkadlá Hahnenkratt Rhodium FS

Pomocou fotografických zrkadiel Hahnenkratt Rhodium FS dosiahnete obrázky s dokonalou ostrosťou a kontrastom bez skreslenia aj v najmenších detailoch. Kombinácia jas a brilantnej reflexie zrkadiel v prírodných farbách zabezpečuje intraorálne zábery s vysokou výpovednou hodnotou.

V ponuke sú 4 typy zrkadiel:

	58 x 75 mm
	74 x 105 mm
	52 x 125 mm
	55 / 40 x 155 mm

Obojstranné FS Rhodium  
(predné zrkadlenie)

Oklúzálné malé /6300X1/	<b>79 €</b>
Oklúzálné veľké /6300X2/	<b>79 €</b>
Laterálne rovné /6300X3/	<b>79 €</b>
/6300X4/	<b>79 €</b>

Jednostranné FS Rhodium  
(predné zrkadlenie)

Oklúzálné malé /6500X1/	<b>69 €</b>
Oklúzálné veľké /6500X2/	<b>69 €</b>
Laterálne rovné /6500X3/	<b>69 €</b>

### TOP vision predné zrkadlenie

Predná zrkadliaca plocha = žiaden dvojité obraz.  
Menší priemer (bežné veľkosti sú 20 a 22mm).  
Väčší komfort v distálnom úseku.  
Ceny bez rúčok!


Typ	Priemer	Obj. kód	Balenie	Cena
721x5 plane SS	24 mm	721x5	12ks/bal.	<b>26 €</b>
721x4 plane SS	22 mm	721x4	12ks/bal.	<b>26 €</b>
720x2 plane SS	18 mm	720x2	12ks/bal.	<b>35 €</b>
719x0 plane SS	14 mm	719x0	1ks/bal.	<b>10 €</b>
719x00 plane SS	12 mm	719x00	1ks/bal.	<b>10 €</b>
719x000 plane SS	10 mm	719x000	1ks/bal.	<b>10 €</b>
6200	3x3 mm	6200	1ks/bal.	<b>78 €</b>
6232	3x6 mm	6232	1ks/bal.	<b>78 €</b>



### SE Plus - zadné zrkadlenie

Vysoký odraz a najlepšia kvalita obrazu.  
SEplus reflexná vrstva s dvojitou vrstvou striebra.  
Vysoká odolnosť proti dezinfekcii a sterilizácií.  
Vysoká odolnosť voči korózii.

Typ	Priemer	Obj. kód.	Balenie	Cena
702x4 plane SS	22 mm	702x4	12ks/bal.	<b>15 €</b>
702x5 plane SS	24 mm	702x5	12ks/bal.	<b>15 €</b>
Zväčšujúce				
706x4 plane SS	22 mm	706x4	12ks/bal.	<b>19 €</b>
706x5 plane SS	24mm	706x5	12ks/bal.	<b>19 €</b>



### Ultra FS - kryštálová zrkadliaca plocha (predná)

Najjasnejšie a najostrejšie stomatologické zrkadlo na svete!  
Zrkadliaca plocha so 113% odrazom farieb.  
Podstatne žiarivejšie ako bežné rhódiové zrkadlielko.

Maximálna pestrosť farieb a ostrosť obrazu. Vylepšená retrakčná plocha pre zvýšenie pohodlnosti práce.

Typ	Priemer	Obj. kód	Balenie	Cena
6161x5	24 mm	6161x5	6ks/bal.	<b>39 €</b>
6160x4	22 mm	6160x4	6ks/bal.	<b>39 €</b>



### MEGA - predná zrkadliaca plocha

Presne a dobre zameraná reflexia.  
Super tenký ergonomický tvar.  
Vysoký odraz.

Typ	Priemer	Obj. kód	Balenie	Cena
6060 plane SS	22 mm	6060	12ks/bal.	<b>39 €</b>
6061 plane SS	24 mm	6061	12ks/bal.	<b>39 €</b>



### Rukoväte k zrkadielkam Hahnenkratt SS

Presne a dobre zameraná reflexia.  
Super tenký ergonomický tvar.  
Vysoký odraz.

A. Octagonal (8 hranné)  
Obj. kód: **424**  
Cena **4 €**



B. Hexagonal (6 hranné)  
Odlahčená rukoväť.  
Cena **7 €**  
Obj. kód: **470**



C. Ergonomická  
Ergonomicky tvarovaná rukoväť.  
Obj. kód: **466**  
Cena: **16 €**



### MTA - Angelus 7 aplikácií

Balenie: ● 1g  
● 3 ml destilovanej vody  
● lopatka.  
Farba: biela, sivá.  
Cena: **55 €**  
Obj. kód:  
\* biela: **822**  
\* sivá: **820**



### Striekačka na aplikáciu MTA

Jednorázové použitie, pružné zakončenie.  
Plastová striekačka na precíznu aplikáciu MTA preparátov.  
3 veľkosti: \* 1,6mm \* 0,99mm \* 0,80mm.  
Balenie obsahuje 5 ks jednorázových striekačiek.  
Cena: **65 €**

Obj. kód:  
veľkosť 1,6mm (zelená farba) - **807015**  
veľkosť 0,99mm (orange farba) - **807016**  
veľkosť 0,80mm (fialová farba) - **807017**



### Appli - Vac

Výplachové kanyly s bočným otvorom.  
Balenie obsahuje 100 ks.  
2 veľkosti: 0,4 mm a 0,3 mm.



### NiTi super Flex

O 14% viac flexibilnejšie.  
Balenie obsahuje 6 ks.  
Autoklávovalné pre viacnásobné použitie.  
Priemer (0,3 mm) Obj. kód Cena  
krátke (17 mm) **405107** **69 €**  
dlhé (25 mm) **405108** **69 €**



## Základný štartovací set perforovaných / plných lyžíc

### Set 36 perforovaných / plných lyžíc

- Set obsahuje:
- 36 ks plastových perforovaných / plných odtlačkových lyžíc (á 6 ks z každej veľkosti - horné a dolné)
  - 6 ks rúčok z nerezovej ocele (á 1 ks z každej veľkosti - horné a dolné).

Perforované: Cena: **45 €** Obj. kód: **K36**  
 Plné: Cena: **45 €** Obj. kód: **K36SO**

1. malé	oranžové	veľkosť 1-2
2. stredné	modré	veľkosť 3-4
3. veľké	žlté	veľkosť 5-6



Plná

Perforovaná



## Rúčky autoklávdovateľné /SET/

- Balenie obsahuje:
- 6 ks rúčok (1 ks z každej veľkosti) horné a dolné - farebne kódované.
  - 3 Typy setov:

**1. Nerezová oceľ** Cena: **39 €** Obj. kód: **K6**  
**2. Implantologické** Cena: **49 €** Obj. kód: **KIM6**

**3. Plastové** Cena: **30 €** Obj. kód: **K6PL**

## Rúčka autoklávdovateľná

Balenie obsahuje: 3 ks rúčok 1 typu.


 Veľkosť 1-2  
 Veľkosť 3-4  
 Veľkosť 5-6

	Ocelové	25 €	Ocelové implant.	35 €
Malé	horné	US1	horné	IMUS1
	dolné	LS1	dolné	IMLS1
Stredné	horné	US2	horné	IMUS2
	dolné	LS2	dolné	IMLS2
Veľké	horné	US3	horné	IMUS3
	dolné	LS3	dolné	IMLS3

## Odtlačkové lyžice jednorázové

Balenie obsahuje: 36 ks odtlačkových lyžíc.


 Veľkosť 1-2  
 Veľkosť 3-4  
 Veľkosť 5-6

	Plné	25 €	Perforované	25 €
Malé	horné	U136SO	horné	U136
	dolné	L136SO	dolné	L136
Stredné	horné	U236SO	horné	U236
	dolné	L236SO	dolné	L236
Veľké	horné	U336SO	horné	U336
	dolné	L336SO	dolné	L336



DTS International

## Plexi stojan na 6 rúčok

Praktický stojan na 6 rúčok (3 horné a 3 dolné rúčky).

**36 €**  
 Obj. kód: **PS100**



## Sprej na dezinfekciu odtlačkov - TRAYSEPT

Dezinfekčný prípravok na odtlačky Tray Sept. Objem: 500 ml.

**17 €**  
 Obj. kód: **T9500**



## Univerzálne adhezívum na odtlačkové lyžice

Vega Tray, 30 ml.

**25 €**  
 Obj. kód: **WE100**



## Micro Brush

Veľkosť: Ultrafine, fialová farba. 100ks v balení. V praktickom priehľadnom puzdre.

**13 € / bal.**  
 Obj. kód: **W18-903**

## Angelus mierka na gutaperčové čapy

- Použitie:
- kalibrácia štandardizovaných gutaperčových čapov,
  - príprava stredných veľkostí gutaperčových čapov.

Cena: **30 €**  
 Obj. kód: **854**



## VariStripe

Prvá anatomicky tvarovaná páska na dosiahnutie dokonalého bodu kontaktu pri rekonštrukciách vo frontálnom úseku. Možnosť balenia 50ks alebo 100ks. Dĺžka 5cm.

Cena: **59 €** (50 ks) Obj. kód: **VS01**  
**110 €** (100 ks) Obj. kód: **VS02**



Objednajte si tovar v stomatologickom internetovom obchode!

pohodlné  
**RÝCHLE**  
**KOMPLEXNÉ**  
NAKUPOVANIE



[www.dentonetsro.sk](http://www.dentonetsro.sk)  
**0901 771 730**  
objednavky@dentonet.sk

**NÁJDETE NÁS V MESTÁCH:**

**DENTONET s.r.o.**  
Pažica 32  
080 06 Prešov

**ZASTÚPENIE PRE BA KRAJ**

Ing. Štefan **Migala**  
migala@dentonet.sk  
+421 904 618 390

**ZASTÚPENIE PRE PO A KE KRAJ**

Marek **Onderišin**  
onderisin@dentonet.sk  
+421 903 618 390

**ZASTÚPENIE PRE TT A NR KRAJ**

Branislav **Kujan**  
kujan@dentonet.sk  
+421 901 771 721

**ZASTÚPENIE PRE ZA A TN KRAJ**

Bc. Iveta **Kučerová**  
kucerova@dentonet.sk  
+421 901 771 722

**ŠPECIALITA NA PRÍSTROJE A ZARIADENIA**

Ing. Michal **Cirják**  
cirjak@dentonet.sk  
+421 901 771 731



*Organizujeme pravidelné kurzy a školenia v oblasti estetickej stomatológie a endodoncie. Kompletnú ponuku kurzov nájdete na našom webe: [www.dentonetsro.sk](http://www.dentonetsro.sk) v sekcii VZDELÁVANIE - Pripravujeme pre Vás*

**Stomatologický informačný portál:**

- prehľad stomatologických ambulancií
- praktické rady a informácie
- zubná poradňa



[dentonet.sk](http://dentonet.sk)

*... všetko na jednom mieste ...*



**NOVINKA V PONUKE:**

**Moderné súpravy aj pre najnáročnejších od nemeckého výrobcu DKL CHAIRS GmbH**

Súpravy, ktoré ponúkajú unikátnu synergiu najmodernejších prvkov kvalitnej a spoľahlivej nemeckej dentálnej technológie a funkčného ergonomického dizajnu.

