



HYGIENA A ČISTOTA

KATALÓG

www.dentonetsro.sk

 **Dentonet**
... inšpirácia v stomatológii

OBSAH

ÚVOD

2

PRÍSTROJE NA STERILIZÁCIU A DEZINFEKCIU

2-3

Sterilizátory (autoklávy)	2
Dezinfekčné umývačky	3
Destilátor vody	3

PRÍSLUŠENSTVO K PRÍSTROJOM

4-5

Kazety na sterilizáciu	4
Sterilizačné kontajner na inštrumenty	4
Sterilizačný kontajner na inštrumenty a nástroje Steri-Soaker	5
Kazety a zrkadlá	5

DEZINFEKCIA NÁSTROJOV / POVRCHOV / ODTLAČKOV / RÚK

6-9

Dezinfekcia nástrojov	6
Dezinfekcia povrchov	7-8
Dezinfekcia na odtlačky	8
Dezinfekcia na ruky	8 - 9

HYGIENA A ČISTOTA V AMBULANCI

9

Ochranná fólia	9
Rýchloobúvače	9

HYGIENA A ČISTOTA POČAS ZÁKROKU

10-13

Jednorazové koncovky	10
Mr. Thirsty	11
Kofferdamové blany	11
Stomatologické obrúsky a podbradníky	12
Buničitá vata a valčeky	13

OCHRANA V AMBULANCI

13

KATALÓG HYGIENA a ČISTOTA

Všetky stomatologické ambulancie predstavujú možné riziko prenosu infekcií vzhľadom na množstvo rôznych invazívnych zákrokov v ústnej dutine pacienta. K prenosu prípadnej infekcie môže dôjsť rukami zdravotníckeho personálu, prostredníctvom inštrumentov, nástrojov, pomôcok či iných predmetov. Správna hygiena a čistota, dezinfekcia a sterilizácia patrí preto k dennodennej praxi stomatologickej ambulancie.

V rámci hygienického a dezinfekčného plánu vašej stomatologickej praxe vám ponúkame komplexné riešenia z hľadiska:

- prístrojov v ambulancii na sterilizáciu a dezinfekciu a ich nutného príslušenstva
- dezinfekcie nástrojov
- dezinfekcie povrchov
- hygieny a čistoty v ambulancii a počas zákroku

Sterilizátory (autoklávy):



Autokláv STATIM 2000 G4

Obj. kód: G4-152302

Rozmery: 49,5 x 41,5 x 15 cm
Kazeta (rozmery): 28 x 18 x 3,55 cm
Hmotnosť: 22 kg

4.300 €

- Sterilizujte nástroje už za 8 minút, sterilizácia je možná počas ošetrenia alebo medzi pacientmi.
- Znižuje investície do sád inštrumentov a násadcov.
- Vzhľadom na okamžité generovanie pary sa použije len malé množstvo vody potrebné pre cyklus. Statim 2000 G4 na rozdiel od svojich konkurentov neohrieva kompletný obsah nádoby, ale len potrebnú časť.
- Kazetový systém – vďaka použitiu materiálov a tenkým stenám kazety umožňujú ultra rýchly ohrev a vychladnutie.
- Na sušenie využíva technológiu Dri-tech, ktorá umožňuje rýchle sušenie balených aj nebalených nástrojov. Napríklad pri nebalených nástrojoch je čas potrebný na sušenie cca 2 min.
- Moderný farebný LCD dotykový display, pripojenie k internetu, USB.
- Súlad s normou EN13060 pre sterilizáciu typu A a B.



Autokláv STATIM 5000 G4

Obj. kód: G4-222317

Rozmery: 60 x 41 x 19 cm
Kazeta (rozmery): 38 x 18 x 7,5 cm
Hmotnosť: 34 kg

5.500 €

- Sterilizujte nástroje už za 8 minút
- Vzhľadom na okamžité generovanie pary sa použije len malé množstvo vody potrebné pre cyklus (s tým súvisiacia úspora energií a času).
- Odstránenie vzduchu zo sterilizačnej komory využitím patentovanej technológie PPPD.
- Špeciálne kazety umožňujú rýchly ohrev a vychladnutie.
- Dri-TecC sušenie zvyškovým teplom, balené nástroje už za 10 minút, pri nebalených len 2 min.
- Súlad autoklávu s normou EN13060 pre sterilizáciu typu A a B.

PRÍSTROJE NA STERILIZÁCIU A DEZINFEKCIU



3.900 €

STATIM 2000 S

Obj. kód: 01-152302EU

Rozmery: 48 x 41,5 x 15 cm
Kazeta (rozmery): 28 x 18 x 3,5 cm
Hmotnosť: 21 kg

- Kazetový autokláv v súlade s normou EN13060 je výnimočne efektívny vďaka svojim biologickým a mechanickým prostriedkom.
- Umožňuje sterilizáciu dentálnych koncoviek v priebehu pár minút.
- Šetrí čas, náklady a poskytuje jemnú sterilizáciu drahých, špeciálnych nástrojov.
- Vďaka plne vyberateľnej komore je umožnený sterilný presun práve sterilizovaných nástrojov priamo k realizácii procedúry.



VYŠŠÍ
MODEL

Cena na
vyžiadanie

STATIM 5000 S

Obj. kód: 01-222317EU

Rozmery: 55,5 x 41,5 x 19 cm
Kazeta (rozmery): 38 x 18 x 7,5 cm
Hmotnosť: 33 kg

- Výnimočná kombinácia rýchlosti a kapacity,
- Vďaka 11 minútovému cyklu (pri nebalených nástrojoch) a so sterilizačnou komorou približne trikrát väčšou ako pri modeli 2000 S umožňuje sterilizáciu oveľa väčšieho množstva nástrojov, čím sa stáva vhodnou voľbou pre väčšie ambulancie a kliniky.
- Veľkokapacitná kazeta umožňuje sterilizačný cyklus takmer 4x rýchlejší ako v porovnaní s priemerom bežných, konvenčných autokláv
- Na výber sú 4 plne automatizované sterilizačné programy.

Destilátor vody

AQUASTAT

Obj. kód: W10241S

- Čistí mäkkú aj tvrdú vodu.
- Jednoduché pripojenie do elektrickej siete.
- Bezpečne a efektívne odstráni olovo, meď, hliník, arzén, železo, dusičnany, herbicidy, pesticidy, PCB a ďalšie!
- Patentovaná technológia destilácie ničí škodlivé baktérie a vírusy. Výsledkom je, že voda je na 99% čistá. 3,78 l destilovanej vody za 4,25hod.
- Skombinujte tento rýchly proces s kompaktným a ľahkým dizajnom.



700 €

Dezinfekčné umývačky

HYDRIM M2 G4

Obj. kód: M2WD-D02-G4

Rozmery: 60 x 60 x 82 cm
Hmotnosť: 80 kg

- Výkonná, veľkoobjemná dezinfekčná umývačka predstavuje prvý krok v procese efektívnej sterilizácie.
- Vzhľadom na výkon a veľkosť sa hodí do väčších ambulancií a klinik.
- Kapacita až 10 kaziet (8x11), až 1.500 inštrumentov počas 10hod s rôznymi možnosťami rozmiestnenia nástrojov, kaziet a násadcov.
- Výkonné čerpadlá a umývacie ramená odstránia 99,9% proteínov (nezávislý test).
- Dotykový displej, USB port, port na pripojenie tlačiarne.
- Navrhnuté v súlade s ISO 15883.

Cena na
vyžiadanie



HYDRIM C61wd G4

Obj. kód: C61WD-D02

Rozmery: 59,8 x 52 x 52,6 cm
Hmotnosť: 40 kg

Cena na
vyžiadanie

- Stolová dezinfekčná umývačka vhodná pre menšie a stredné ambulancie.
- Automaticky umýva, dezinfikuje a suší dentálne nástroje jednoduchým stlačením tlačidla na dotykovom farebnom displejom.
- Veľká komora na 6 plných kaziet veľkosti IMS, umožňuje až 120 inštrumentov na jeden cyklus.
- Webové rozhranie umožňuje on-line prístup k dátam.
- USB port, internetové pripojenie, port na pripojenie tlačiarne.
- Navrhnuté v súlade s ISO 15883 1 a 2.



Kazety na sterilizáciu



34 €

E-Z Jett kazeta na 5 nástrojov

Obj. kód: 50Z925(A-U)

Rozmery: 20,3 x 9,7 x 3,0 cm

- Kazeta s vyklápacími bočnými krytmi.
- Produkt je dostupný vo všetkých farebných prevedeniach ZIRC (A-U).




45 €

E-Z Jett kazeta na 8 nástrojov

Obj. kód: 50Z927(A-U)

Rozmery: 20,15 x 11,26 x 2,85 cm

- Kazeta s vyklápacími bočnými krytmi.
- Produkt je dostupný vo všetkých farebných prevedeniach ZIRC (A-U).



52 €

E-Z Jett kazeta na 10 nástrojov

Obj. kód: 50Z930(A-U)

Rozmery: 20,16 x 17,78 x 2,86 cm


- Kazeta s vyklápacími bočnými krytmi.
- Produkt je dostupný vo všetkých farebných prevedeniach ZIRC (A-U).

E-Z Jett kazeta SLIM na 8 nástrojov

Obj. kód: 50Z911 (A-U)

Rozmery: 18,09 x 9,84 x 1,58 cm

- Kompaktná kazeta s vyklápacími bočnými krytmi na 8 inštrumentov umožňuje vďaka svojej veľkosti maximalizovať využitie priestoru počas procesu sterilizácie.
- Produkt je dostupný vo všetkých farebných prevedeniach ZIRC (A-U).



42 €

NOVINKA



33 €

Kompaktná kazeta na nástroje

Obj. kód: 50Z915 (A-U)

Rozmery: 18,1 x 9,8 x 1,6 cm

- Pevne uzatvárateľná kazeta na 8 nástrojov. Uprostred umiestnená gumička stabilizuje nástroje.
- Produkt je dostupný vo všetkých farebných prevedeniach ZIRC (A-U).

Sterilizačné kontajnery na inštrumenty

Sterilizačný kontajner Performance Tool Organizer

Obj. kód: 50Z940

Rozmer: 20,8 x 10,8 x 3,1 cm

Hlbšia a priestrannejšia kazeta na väčšie a špecifické nástroje. Rozmiestnenie nástrojov je možné si prispôbiť podľa vlastných potrieb vďaka presuvným úchytkám. Vďaka kompaktnému tvaru je vhodný do väčšiny sterilizátorov. Ideálne na:

- Chirurgické či ortodontické kliešte
- Nožnice
- Hemostat
- Iné neštandardné nástroje, ktoré nepasujú do tradičných kaziet

NOVINKA



59 €

PRÍSLUŠENSTVO K PRÍSTROJOM NA STERILIZÁCIU A DEZINFEKCIU



14 €

Štandardný kontajner

na 10-14 nástrojov

Obj. kód: 50Z900(A-U)

Rozmer: 20,63 x 4,76 x 4,76 cm

- Vhodný pre uskladnenie nástrojov pri čistení v ultrazvuku a pri sterilizácii na 10 až 14 nástrojov
- Produkt je dostupný vo všetkých farebných prevedeniach ZIRC (A-U).



14 €

Kompaktný kontajner

na 8-12 nástrojov

Obj. kód: 50Z905(A-U)

Rozmer: 18,1 x 3,8 x 3,8 cm

- Kompaktný kontajner s novým mechanizmom otvárania pre uskladnenie nástrojov pri čistení v ultrazvuku a pri sterilizácii.
- Produkt je dostupný vo všetkých farebných prevedeniach ZIRC (A-U).

Objednávajte

pohodne aj priamo
v našom e-shope

www.dentonetsro.sk



Sterilizačný kontajner na inštrumenty a nástroje

Steri-Soaker

Obj. kód: 50Z805

Rozmery: 35,24 x 24,45 x 13,02 cm

- Dezinfekčná vaňa s objemom 3,8 l umožňuje jednoduché čistenie nástrojov vrátane kaziet na nástroje a stojanov na vrtáčky. Pre jednoduchú orientáciu potreby výmeny dezinfekčného roztoku



118 €

je na veku kalendár označujúci deň a mesiac. Prenosný košík na nástroje je zdrsnený s perforovaným dnom, pričom umožňuje zavesenie košíka na rýchle odkvapkavanie a vybratie nástrojov.

- Bezpečné použitie chemikálií: čistiace prostriedky (enzýmy, detergenty), dezinfekčné (fenoly) po sterilizácii za studena (glutaraldehyd a chlór).
- Dostupný vo farebných prevedeniach modrá (B) a šedá (I).

Kazety na zrkadlá

Mriežkovaná kazeta na fotografické zrkadlá je vyrobená z vysokokvalitného materiálu (nehrdzavejúca oceľ + silikón) a navrhnutá na použitie so všetkými dezinfekčnými a čistiacimi roztokmi, ako sú ultrazvukové kúpele alebo dezinfekčné umývačky. Autoklávovatelné (134 °C). Dostupná v troch veľkostiach.

NOVINKA



39 €

Solo Cassette n° 1

Obj. kód: 182746

Rozmery: 12 x 8,5 x 1,3 cm



39 €

Solo Cassette n° 2

Obj. kód: 182747

Rozmery: 16,2 x 7 x 1,3 cm



39 €

Solo Cassette n° 3

Obj. kód: 182748

Rozmery: 18,6 x 8,4 x 1,3 cm

Dezinfekcia nástrojov



NOVINKA

51 €
1kg

175 €
5kg

Virofex Quantum
dezinfekcia nástrojov

Obj. kód (1 kg tuba): VIRQ1001
Obj. kód (5 kg vedro): VIRQ5000

Dezinfekčný koncentrát pre nástroje, frézy a endo inštrumentárium. Rýchla plná dezinfekcia len za 5 minút!

- Jednoduché použitie
- Prášok zmení farbu a ukazuje, kedy je aktívny (červená farba), keď už nie je aktívny, tak sa voda zmení na čistú
- Bez aldehydu, chlóru alebo fenolov
- K dispozícii v 2 veľkostiach s odmerkou (1kg tuba alebo 5kg vedro)
- Baktericídne, fungicídne, sporicídne za 60 sekúnd
- Virucídne za 5 minút
- Vydrží 8 hodín

DÁVKOVANIE:

- Do 1l vody 20g prášku (1 odmerka)
- Do vaničky s objemom 1l vody = 20g prášku - t.j. 1kg balenie vydrží 50 pracovných dní a 5kg balenie vydrží 250 pracovných dní.
- Do vaničky s objemom 2l vody = 40g prášku - t.j. 1kg balenie vydrží 25 pracovných dní a 5kg balenie vydrží 125 pracovných dní.
- Do vaničky s objemom 3l vody = 60g prášku - t.j. 1kg balenie vydrží 16 pracovných dní a 5kg vydrží 83 pracovných dní.
- Odporúčame však použiť do vaničky 2l alebo 3l vody, aby boli nástroje celé ponorené

i-SUC

dezinfekcia odsávacích zariadení 2,5l „denná“

42,50 €

Obj. kód (2,5l balenie): ISUC3000

Dezinfekčný koncentrát pre každodenné čistenie a údržbu zubného odsávacieho zariadenia.

- Bez aldehydov a fenolov
- 99% biologicky rozložiteľný



Bossklein
dezinfekcia nástrojov

Obj. kód (2l balenie): BOS9786
Obj. kód (5l balenie): BOS9787

- Bez aldehydov a fenolov
- 99% biologicky rozložiteľný
- Vhodné pre použitie s nástrojmi, frézami, leštičkami
- Riedenie 20 ml / 1l (t.j. 2l balenie = 100l, 5l balenie = 500l)

75 €
5l

35 €
2l



Dezinfekcia rotačných nástrojov Bossklein

Obj. kód (2l balenie): BOS9793

- Pripravený na okamžité použitie. Dezinfekčný prostriedok pre rotačné nástroje, frézy a leštičky.

22 €



Ultrazvukový čistiaci koncentrát Bossklein enzymatický

Obj. kód (1l balenie): BOS9788
Obj. kód (5l balenie): BOS9794

Dezinfekčný koncentrát pre nástroje, frézy a endodontické nástroje a predmety.

Ultrazvukový čistiaci koncentrát je germicídny, enzymatický. Čistiaci prostriedok určený na použitie v ultrazvukovom kúpeli. Nie je žieravý, je netoxický.

Riedenie 30ml / 1l (t.j. 1l balenie = 33,3l a 5l balenie = 166,6l).

21,40 €
1l

58 €
5l



Dezinfekcia povrchov

Virofex povrchová dezinfekcia štartovací set (5 l dezinfekcie)

Obj. kód: VIR0001

Povrchová dezinfekcia bez obsahu alkoholu. Štartovací set obsahuje 10x8ml náplní (t.j. 5 l dezinfekcie) + fľašu Virofex (vrátane návodu na použitie).

52 €



Virofex povrchová dezinfekcia náhradné balenie 10x8ml (5 l dezinfekcie)

Obj. kód: VIR0002

46 €

- Povrchová dezinfekcia bez obsahu alkoholu.
- Náhradné balenie 10x8ml náplní, t.j. 5 l dezinfekcie.

- Eliminuje potrebu objemných a nebezpečných 5 l kanistrov.
- Je nehorľavý a zamedzuje stretnutiam s chemikáliami, ktoré by sa mohli rozliať počas plnenia spreja.
- Nepáchne alkoholom alebo inými škodlivými biocidmi. Je šetrný k životnému prostrediu, nákladovo efektívny a ľahko použiteľný.
- Môže byť použitý na všetkých povrchoch v zubnej ordinácii / chirurgii, vrátane tých, ktoré sú normálne citlivé na alkohol.
- Po aktivácii vydrží 12 mesiacov.

Objednať je možné aj samostatné balenie 100 ks v tube a to v cene 8 €.

Po prepočte vyjde jedno 100 ks balenie len na 6,25 €

75 €



Virofex obrúsky set (12x náhradná náplň 100 ks + 1x prázdna tuba)

Obj. kód: VIR1002SK

Dezinfekčné obrúsky bez alkoholu s vysokou úrovňou dezinfekcie s melónovou arómou.

- Rozmer obrúska: 18 x 12,5 cm.
- Bezpečné použitie na všetkých plastoch, vrátane plexiskla, na stoličky, čalúnenie, plastové diely v zdravotníckych pomôckach a na všetky pracovné dosky.
- Môže byť použitý na všetkých povrchoch v zubnej ordinácii / chirurgii, vrátane tých, ktoré sú citlivé na alkohol.
- Komplexný spôsob dezinfekcie na vysokej úrovni bez komplikácií
- Prijemná melónová aróma bez zápachu alkoholu alebo škodlivých biocidov.
- Šetrné k životnému prostrediu, nákladovo efektívne s jednoduchým použitím.



Optim blue dezinfekčné utierky

Obj. kód: OPTIMBLUE

15 €

- Celosvetovo patentovaná čistiaca a dezinfekčná technológia, navrhnuté s AHP (Accelerated Hydrogen Peroxide).
- Účinná zložka je peroxid vodíka v koncentrácii iba 0,5%. Žiadne sušenie alebo praskanie povrchov, nedráždi pokožku, nehorľavé. Zvýšená efektivita pri čistení povrchov, jednoduché a rýchle použitie. Efekt dezinfekcie a čistoty povrchu do 1 minúty. BEZ ZÁPACHU. Nevytvára film na povrchu.
- Balenie obsahuje 160ks.

Bosklein dezinfekcia povrchov s alkoholom s citrónovou arómou

Pre povrchovú dezinfekciu neinvazívnych lekárskeho prístrojov.

0,5l sprej – Obj. kód: BOS9782
5l náplň – Obj. kód: BOS9779

- Dezinfekčný sprej bol špeciálne vyvinutý pre použitie v lekárskej a zubnej prostredí, dezinfekcia je účinná proti širokému spektru organizmov.



44 €
5l

7,70 €
0,5l

Bosklein dezinfekcia povrchov bez obsahu alkoholu s mäťovou arómou

Pre povrchovú dezinfekciu neinvazívnych zdravotníckych pomôcok, vrátane povrchov citlivých na alkohol. Účinné proti širokému spektru organizmov.

0,5l sprej – Obj. kód: BOS9813
5l náplň – Obj. kód: BOS9815



44 €
5l

7,50 €
0,5l

14 €
tuba

Veľké povrchové dezinfekčné utierky V-WIPE

Balenie: 200 ks
Rozmer: 20 x 20 cm
Varianty: S / BEZ ALKOHOLOU

S ALKOHOLOM (citrónová aróma)

Obj. kód: BOS9783 – tuba
Obj. kód: BOS9784 – náhradná náplň

BEZ ALKOHOLOU (mäťová aróma)

Obj. kód: BOS9810 – tuba
Obj. kód: BOS9811 – náhradná náplň

- Vhodné pre povrchovú dezinfekciu neinvazívnych lekárskeho prístrojov, účinné proti širokému spektru organizmov. Utrite objekty, ktoré majú byť dezinfikované; tak, že sú úplne navlhčené a nechajte dezinfekciu pôsobiť min. 30 sekúnd. Následne nechajte voľne vypchať alebo utrite čistou utierkou.



13 €
náplň

Dezinfekcia na odtlačky

Odtlačkový dezinfekčný sprej

0,5l sprej - Obj. kód: BOS9785
5l náplň - Obj. kód: BOS9885

- Vysoko výkonný dezinfekčný sprej pripravený na okamžité použitie. Dezinfikuje a čistí v jednej operácii. Odtlačky budú vyčistené a vydezinfikované za 5 minút. Na dezinfekciu alginátov, silikónov a polyétera.

13,70 €
0,5l

53 €
5l



Dezinfekcia na ruky

Tekuté chirurgické mydlo

0,5l fľaša - Obj. kód: BOS98221SQ
5l náplň - Obj. kód: BOS054

Obsahuje chlórhexidín diglukonát – použitie s vodou – k dispozícii v bielej farbe. Kvalitný a šetrný prípravok na ručné čistenie a dezinfekciu. Nutné doobjednať aj dávkovač.

Odtlačkový dezinfekčný prášok

Obj. kód: BOS9823

- Balenie: 700 g
- Rýchly dezinfekčný prostriedok pre všetky druhy odtlačkových hmôt, ako sú silikóny, algináty, polyéter, tak aj pre ortodonciu. Baktericídne, fungicídne, sporicídne za 60 sekúnd. Virucídne za 5 minút.

44 €



9,90 €
0,5l

47 €
5l





49 €
5l

Dezinfekčný gél na ruky s alkoholom - odparovací (kokosová aróma)

0,5l fľaša - Obj. kód: BOS610
5l náplň - Obj. kód: BOS9795
50ml klip - Obj. kód: BOS9796

- Dezinfekčný gél vhodný pre časté použitie, ktorý umožňuje hygienickú dezinfekciu rúk v priebehu niekoľkých sekúnd – žiadne lepivé zvyšky na rukách alebo rukaviciach. **Klip** môže byť rýchlo a bezpečne pripojený k odevu (vhodné pre rýchle a efektívne dávkovanie, klip je plniteľný).



13 €
0,5l



5,30 €
50ml

Dezinfekčný gél na ruky s alkoholom - odparovací (kokosová aróma)

0,5l fľaša - Obj. kód: BOS9800
5l náplň - Obj. kód: BOS9792
50ml klip - Obj. kód: BOS9816

- Alkoholový dezinfekčný prostriedok pre rýchlu dezinfekciu rúk. Vhodný pre časté použitie. Dezinfekcia sa odparuje behom niekoľkých sekúnd. Pre rýchle efektívne využitie, pričom nezanecháva žiadne lepivé zvyšky na rukách či rukaviciach s príjemnou arómou mäty piepornej. **Klip** môže byť rýchlo a bezpečne pripojený k odevu (vhodné pre rýchle a efektívne dávkovanie, klip je plniteľný).



5,30 €
50ml



47 €
5l



9,90 €
0,5l

Ochranná fólia



Crosstex barrier film

Posuňte hygienické štandardy vašej praxe na maximum!


Obj. kód: BFBL

Počet ks v balení:
1200 ks ochranných fólií
Rozmer 1 ks: 10 x 15 cm
Farba: modrá, biela

30 €

- Jednorazová ochranná nalepovacia fólia, ktorá sa ľahko prispôbi akémukoľvek tvaru a povrchu
- Znižuje riziko prenosu baktérií a biologických nečistôt v ambulancii.
- Fólia nezanecháva žiadne stopy.
- Unikátne bočné hrany s 0,5 cm nelepivým povrchom umožňujú rýchle a jednoduché umiestnenie a odstránenie fólie z oboch strán.
- Najčastejšie povrchy chránené izolačnou fóliou sú DOTYKOVÉ PLOCHÝ – zvyčajne znečistené počas zákroku (rukoväte svetla, príručných stolíkov, ovládacie tlačidlá kresla a ostatných prístrojov)

Rýchloobúvače



150 €

Rýchloobúvač Little Duck

Obj. kód: LittleDuck

Rozmery: 60 x 22,5 x 66 cm

Príslušenstvo:

- Náhradné návleky 7 € / 100 ks
- Objednávací kód: navlekyLittleDuck

- stabilný
- veľký zásobník
- jednoduché dopĺňanie
- všetky veľkosti topánok
- bezkonkurenčná cena

Jednorazové koncovky Riskontrol Art

Obj. kód: 020170

Balenie obsahuje: 250 ks

64 €

Doplňky:

ADAPTÉR (v sume 100 €), ktorý pri objednávke 2 balení posielame ZDARMA

- jednorazové koncovky na pištoľ voda/vzduch
- vyšší štandard hygieny pre pacienta, lekára, sestričku
- minimálne riziko kontaminácie
- 2 samostatné trubice pre vodu/vzduch
- flexibilné
- univerzálne, možnosť objednania adaptéra pre každú súpravu
- 5 príchuťí (mandarínka, sladké drievko, aníz, čierne ríbezle, mäta)
- 5 farieb (oranžová, sivá, zelená, fialová, biela)



Jednorazové koncovky Riskontrol Classic

Obj. kód: 020166

60 €

Balenie obsahuje: 250 ks

- jednorazové koncovky na pištoľ voda/vzduch
- univerzálne, možnosť objednania adaptéra pre každú súpravu
- 5 farieb (modrá, zelená, biela, žltá, ružová)




Jednorazové koncovky Riskontrol Total Protec

Obj. kód: 20175

34 €

Balenie obsahuje: 100 ks

- Vyšší štandard hygieny pre pacienta, lekára, sestričku
- Minimálne riziko kontaminácie
- 2 samostatné trubice pre vodu/vzduch
- 2 farby: modrá, biela
- Vráťane plastového ochranného obalu



30 €

Jemné koncovky na odsávačky

Obj. kód: 502970

Rozmer: 2,54 × 1,58 cm

Balenie obsahuje: 100 ks

- Jednorazové koncovky na pištoľ voda/vzduch
- Flexibilné
- Univerzálne, možnosť objednania adaptéra pre každú súpravu
- Sterilné balenie



Jednorazové koncovky Riskontrol Sterile

Obj. kód: 201770

40 €

Balenie obsahuje: 96 ks

- Jednorazové koncovky na pištoľ voda/vzduch
- Flexibilné
- Univerzálne, možnosť objednania adaptéra pre každú súpravu
- Sterilné balenie

Jednorazové koncovky Riskontrol Ecological

Obj. kód: 201705

64 €

Balenie obsahuje: 250 ks

- Bez farbív, rozložiteľné
- Jednorazové koncovky na pištoľ voda/vzduch
- Univerzálne, možnosť objednania adaptéra pre každú súpravu

Pri nákupe nad

99 €

DOPRAVA ZDARMA.





84 €
25 ks

270 €
100 ks

Mr. Thirsty One-Step

Obj. kód: 50Z986

Balenie obsahuje: 25 ks / 100 ks.

- Jednoduchá a rýchla izolácia. Odsávačka a držiak jazyka v jednom. Umožňuje kontinuálnu prácu bez nutnosti prerušenia na odsávanie, minimalizuje nároky na izoláciu a umožňuje opätovný rýchly prístup. V dvoch farebných prevedeniach v závislosti od veľkosti (fialová – malé, modrá – stredné/veľké).
- Jednorazové použitie.

Obsah balenia:

- Medium/Large 25 ks (modré)
- Medium/Large 100 ks (modré)
- Pedo/Small 25 ks (fialové)
- Pedo/Small 100 ks (fialové)

Mr. Thirsty One-Step

Štartovací set

Obj. kód: 50Z98716

Obsah balenia:

- 5x Pedo/small koncovky
- 5x Medium/large koncovky



42 €



Lingua Fix

Obj. kód 10 ks: 50Z953S

Obj. kód 50 ks: 50Z953

Balenie 10 ks / 50 ks

19 €
10 ks

68 €
50 ks

- Nový jednorazový odsliňovač, ktorý izoluje, chráni jazyk a odsáva tekutiny, a to pri zachovaní suchého pracovného poľa. Pomocou fixácie pod bradou drží jazyk mimo pracovného poľa a tým zvyšuje komfort práce. Lingua-Fix je obzvlášť užitočný, keď asistentka nie je prítomná.
- Izoluje a zároveň vytvára suché pracovné pole.

Výhody:

- veľká sacia plocha
- žiadne ostré hrany alebo rohy
- jednorazové použitie
- Izoluje a zároveň vytvára suché pracovné pole.

Kofferdamové blany (KKD) nelatexové

Obj. kód: 07057Y

Rozmer blany: 15 x 15 cm.
Balenie obsahuje 30 kusov.

34 €



- Sú vyrobené z pružného materiálu a odolného voči roztrhnutiu. Predstavujú alternatívu pre pacientov alergických na latex.
- Dostupné vo veľkosti stredné (medium).
- Farba modrá.

Kofferdamové blany (MDC)

Obj. kód: THIN / MEDIUM / HEAVY

Rozmer blany 15 x 15 cm.
Balenie obsahuje 36 ks.

15 €

- Farba: modrá, čierna.
- Spoľahlivý a jednoduchý nástroj na zabezpečenie suchého pracovného poľa a aseptického ošetrenia jednotlivých zubov. Blany sú vyrobené z jemného prírodného latexu s príjemnou vôňou. Znižujú riziko prenosu infekcie na personál a umožňujú nerušenú prácu.

NOVINKA
už aj čierna



Dostupné v 3 hrúbkach:

- tenké (thin) len modré
- štandard (medium)
- hrubé (heavy) len modré



Kompletnú ponuku kofferdamových blán a potrebného príslušenstva nájdete v samostatnom KOFFERDAMOVOM KATALÓGU našej spoločnosti, ktorý vám v prípade záujmu radi zašleme.

Stomatologické obrúsky DentixPro CLASSIC

Rozmer: 33 × 48 cm

- Stomatologické obrúsky Classic predstavujú spojenie dvoch vrstiev savého papiera, ktoré zabezpečia dokonalú absorpciu tekutín a polyetylénovej fólie, ktorá chráni proti premokaniu.
- Dostupné farby: zelená, modrá, žltá, fialová, marhuľová, biela, limetková
- Dostupné typy: v rolke alebo skladané.



3 €
rolka

Balenie v ROLKE
Obj. kód: **Clasic40**

28 €
kartón

- obsahuje 40 ks obrúskov. Možnosť zakúpenia balenia v kartónoch (á 10 roliek 1 farby)



6 €
rolka

Balenie SKLADANÉ
Obj. kód: **Clasic80**

35 €
kartón

- obsahuje v BOXe 80 ks obrúskov. Možnosť zakúpenia výhodného balenia v kartónoch (á 6 boxov 1 farby).



6 €
rolka

Stomatologické podbradníky DentixPro PLUS (v rolke)

Obj. kód: **Plus**

Rozmer: 51 × 65 cm

Balenie v ROLKE obsahuje 30 ks obrúskov. Možnosť zakúpenia výhodného balenia v kartónoch (á 9 roliek 1 farby).

52 €
kartón

- Stomatologické papierovo – fóliové podbradníky Plus predstavujú spojenie dvoch vrstiev savého papiera, ktoré zabezpečia dokonalú absorpciu tekutín a polyetylénovej fólie, ktorá chráni proti premokaniu. Podbradníky majú špeciálne výseky a koncovky na zaväzovanie na krku pacienta
- Dostupné farby: zelená, modrá, žltá, fialová, marhuľová.



4 €
rolka

Balenie v ROLKE
Obj. kód: **KIDS50**

45 €
kartón

Rozmer: 33 × 50 cm

- obsahuje 50 ks obrúskov. Možnosť zakúpenia aj výhodného balenia v kartónoch (á 12 roliek rôznych farieb).
- Dostupné farby: marhuľová, zelená, modrá, žltá



6 €
rolka

Balenie SKLADANÉ
Obj. kód: **KIDS80**

35 €
kartón

Rozmer: 33 × 48 cm

- obsahuje v BOXe 80 ks obrúskov. Možnosť zakúpenia výhodného balenia v kartónoch (á 6 boxov rôzne farby).



9 €
rolka

50 €
kartón

Stomatologické podbradníky DentixPro NORMAL (v rolke)

Obj. kód: **Normal**

Rozmer: 56 × 80 cm

Balenie v ROLKE obsahuje 100 ks obrúskov. Možnosť zakúpenia výhodného balenia v kartónoch (á 6 roliek 1 farby).

- Stomatologické podbradníky z polyetylénovej fólie. Podbradníky majú špeciálne výseky a koncovky na zaväzovanie na krku pacienta.
- Dostupné farby: zelená, modrá.



2 €

Buničitá vata delená Pur-Zellin

Obj. kód: 1432230

- Buničitá vata v štvorcoch 4 x 5 cm.
- Balenie obsahuje 500 ks, v rolke.



3 €

Buničitá vata vinutá Pehazell

Obj. kód: 2727152

Balenie 500 g.

- Buničitá vata v rolke bielená kyslíkom, mäkká a nasiakavá.



3 €

Buničitá vata skladaná Pehazell

Obj. kód: 9141712

Rozmery: 18,5 x 28,5 mm.
Balenie 500 g.

- Buničitá vata skladaná bielená kyslíkom, mäkká a nasiakavá.



Vatové valčeky Celluron

- Kvalitné vatové valčeky bielené.
Priemer 8 mm, 10 mm alebo 12 mm.
Dĺžka 40 mm. 300 g.

Priemer 8 mm

Objednávací kód: 4301811

10 €

Priemer 10 mm

Objednávací kód: 4301821

9 €

Priemer 12 mm

Objednávací kód: 4301831

8,50 €

15 €



Ochranné štíty na oči

Obj. kód: 11760

- ultra ľahký
- pohodlné nosenie
- na opakované použitie
- 10 ks rámov (rôzne farby)
- 10 ks fólií

21 €



Ochranné štíty na tvár

Obj. kód: 11765

- ultra ľahký
- optimálna ochrana očí, nosa, úst
- odolné proti poškrabaniu
- 1x modrý rám
- 6x štít (fólia)



Anti-Fog Universal ochranné okuliare

Obj. kód: 1178

- ochranné okuliare
- priehľadný polykarbonát
- vhodné aj na dioptrické okuliare
- 6 farebných variantov (biele, modré, červené, fialové, žlté, priehľadné)
- v ponuke aj polymerizačné okuliare (UV ochrana 100%, modré svetlo 98%)
- optická trieda 1
- CE EN 166

17 €



Dentonet

... inšpirácia v stomatológii

Dentonet s.r.o. je dentálnou spoločnosťou, ktorá na slovenskom trhu pôsobí už viac ako 10 rokov. Našou prioritnou stratégiou je obchodná činnosť so zameraním na predaj vysoko kvalitných prístrojov, inštrumentov a materiálov najmä pre estetickú stomatológiu a endodonciu.

FILOZOFIA SPOLOČNOSTI Dentonet s. r. o.

- ① Zaostrené na vysokú kvalitu ponúkaných produktov
- ① Zaostrené na osobnú starostlivosť a individuálny prístup ku klientom
- ① Zaostrené na inovácie a ponuku aktuálnych noviniek na dentálnom trhu
- ① Zaostrené na prispôsobovanie sa svetovým štandardom v modernej stomatológii
- ① Zaostrené na kvalitný záručný a pozáručný servis

O spokojnosť našich klientov sa starajú naši profesionálni obchodní zástupcovia:



Zastúpenie
pre **BA kraj**

Ing. Štefan **Migala**
migala@dentonet.sk
+421 904 618 390



Zastúpenie pre
PO a KE kraj

Marek **Onderišin**
onderisin@dentonet.sk
+421 903 618 390



Zastúpenie pre
ZA a TN kraj

Bc. Iveta **Kučerová**
kucerova@dentonet.sk
+421 901 771 722



Zastúpenie pre
TT a NR kraj

Branislav **Kujan**
kujan@dentonet.sk
+421 901 771 721



Špecialista na **prístroje a zariadenia**

Ing. Michal **Cirják**
cirjak@dentonet.sk, +421 901 771 731

Zastúpenie pre **BA kraj**

Ing. Štefan **Migala**
migala@dentonet.sk
+421 904 618 390

Zastúpenie pre **PO a KE kraj**

Marek **Onderišin**
onderisin@dentonet.sk
+421 903 618 390

Zastúpenie pre **TT a NR kraj**

Branislav **Kujan**
kujan@dentonet.sk
+421 901 771 721

Zastúpenie pre **ZA a TN kraj**

Bc. Iveta **Kučerová**
kucerova@dentonet.sk
+421 901 771 722

Špecialista na **prístroje a zariadenia**

Ing. Michal **Cirják**
cirjak@dentonet.sk
+421 901 771 731

**Nájdete nás
v mestách:**



Prešov:

DENTONET s.r.o.
Pažica 32
080 06 Prešov

Bratislava:

DENTONET s.r.o.
Kadnárová 25
831 52 Bratislava

Vysoké Tatry:

DENTONET s.r.o.
Nová Polianka 2
059 83 Vysoké Tatry



www.dentonetsro.sk

0901 771 730

objednavky@dentonet.sk

Pohodlné, rýchle, komplexné
nakupovanie aj v našom
internetovom obchode:

www.dentonetsro.sk/e-shop

Platnosť katalógu od 1.4.2018.

**HYGIENA
A ČISTOTA**