



Dentonet

... inšpirácia v stomatológii

PRÍSTROJE A ZARIADENIA

KATALÓG



Smile Line ☺





OBSAH

OPTIKA

2-5

Stomatologické mikroskopy Carl Zeiss	2-3
Stomatologické lupové systémy Carl Zeiss	3-4
Lupové systémy, svetlá, kamera starMed	4-5

PANORAMATICKÉ A 3D-CT ZARIADENIA

6

ZOBRAZOVACIE TECHNIKY

7

STOMATOLOGICKÉ SÚPRAVY A STOLIČKY

8-9

Stomatologické súpravy a stoličky DKL	8-9
Asana - Medical Uni a kancelárske stoličky	9

PRÍSTROJE NA STERILIZÁCIU A DEZINFEKCIU

10

TECHNICKÉ PRÍSTROJE, ZARIADENIA A DOPLNKY

11-17

Ohrievačky kompozitov	11
Polymerizačné lampy	11-12
Apexlokátory	13
Endodontické motory a zariadenia	13
Pieskovače	14-15
Odstraňovače zubného kameňa	15-17
Kolienkové a turbínové násadce	17

ORGANIZÁCIA AMBULANCIE – ZIRC COLOR CODE

18-21

„VYCHYTÁVKY“ - MUST HAVE

22

Stomatologické mikroskopy Carl Zeiss

Využite všetky výhody, ktoré práca so zväčšením a optikou Carl Zeiss po zavedení do vašej praxe prinesie:

- začnete pracovať v ergonomicky vzpriamenej pozícii a doprajete svojej krčnej chrbtici relax
- dokumentujete svoju prácu jednoduchšie a v najvyššej kvalite pre svojich pacientov a kolegov
- získajte pre seba istotu a precíznosť práce a pre vašich pacientov znížite riziko komplikácií a zrýchlite dobu hojenia
- zvýšite prestíž svojej praxe so značkou Carl Zeiss.

Informujte sa o možnostiach bezplatného zapožičania stomatologického mikroskopu Carl Zeiss do vašej ambulancie už dnes. Viac informácií vám poskytne: Ing. Michal Cirják, cirjak@dentonet.sk, tel. +421 901 771 731.

Carl Zeiss EXTARO 300

Od efektívnejšej detekcie kazu k jednoduchšiemu pracovnému priebehu pri rekonštrukcii zubného tkaniva - aj to ponúka EXTARO 300 od nemeckého lídra v optike - Carl Zeiss. Vďaka prelomovým vizualizačným režimom umožňujúcim pokrokovú starostlivosť vám EXTARO 300 **pomôže dosiahnuť najvyššiu úroveň zákrokov a výsledkov a to funkčne aj esteticky.**

Vlastnosti:

- telo mikroskopu s unikátnym užívateľským rozhraním umožňuje ovládanie mikroskopu jednou rukou z madla mikroskopu
- prináša jedinečné vizualizačné módy, ktoré predstavujú úplne nové aplikácie v rámci mikrostomatológie
- NOVINKOU sú špeciálne filtre - FluorescenceMode, TrueLightMode a NoGlareMode
- TriLED s LightBoost - nové bezúdržbové LED osvetlenie je svojou svietivosťou ekvivalentné xenónovému osvetleniu
- Varioskop 230 umožňuje upravovať pracovnú vzdialenosť v rozpätí 200 - 430 mm
- 0 - 180 st. sklopný binokulárny tubus (f = 170 mm, f = 200 mm)
- 12.5x, 10x širokohlá okuliare s možnosťou dioptrickej korekcie
- manuálne apochromatické 5 krokové zväčšenie
- oranžový a zelený filter

Cena na vyžiadanie.

NOVINKA



Carl Zeiss OPMI PROergo

Zabudovaná videokamera umožní efektívne zobrazovať priebeh klinického ošetrenia - pred, počas a po výkone. Pomocou veľmi kvalitných snímok a videozáznamov budete môcť vašim pacientom lepšie vysvetliť priebeh ich ošetrenia.

Vlastnosti:

- motorizovaný apochromatický zoom ($\gamma = 0.4x - 2.4x$)
- 0 - 180 st. sklopný binokulárny tubus (f = 170 mm, f = 200 mm)
- 12.5x, 10x širokohlá okuliare s možnosťou dioptrickej korekcie
- motorizovaný fokus s Varioskopom
- motorizovaný Varioskop - plynulá zmena pracovnej vzdialenosti v rozpätí 200 - 415 mm
- autofokus - SpeedFokus (možné doobjednať)

Varioskop a FreeFloat magnetický systém vám garantuje pohodlné držanie tela pri práci aj pri časovo náročnom zákroku. Vďaka ľahko ovládateľným rukovätiam sú ovládané zoom a fokus a zároveň voľne programovateľné nastavenia. Zlepšite ergonomiu vašej práce aj použitím uhlovej optiky. Výkyvný tubus a širokohlavá optika, ktorá je samozrejme prispôsobená aj ľuďom s okuliarmi, sú garanciou pre prirodzené stereoskopické videnie.

OPMI PROergo - komfortu práce sa prikladá skutočne vysoká priorita.

Cena na vyžiadanie.





Carl Zeiss OPMI pico

Stavte na osvedčený stomatologický mikroskop s manuálnym apochromatickým 5 krokovým zväčšením, ktorý zaujme svojou kompaktnosťou a cenovou dostupnosťou.

Vlastnosti:

- 0 - 180 st. sklopný binokulárny tubus (f = 170 mm, f = 200 mm)
- 12.5x, 10x širokouhlé okuliare s možnosťou dioptrickej korekcie
- oranžový a zelený filter
- možný výber z 3 fokusovateľných objektívov: f = 200 mm, f = 250 mm, f = 300 mm alebo Varioskop 100, ktorý umožňuje upravovať pracovnú vzdialenosť v rozpätí 200 - 300 mm
- integrované vysokovýkonné LED osvetlenie alebo integrované halogénové osvetlenie s dvoma halogénovými žiarovkami (12 V 100 W) alebo integrované xenónové osvetlenie (vo farbe denného svetla) s dvoma xenónovými žiarovkami (12 V 180 W)
- Quick change modul pre rýchlu výmenu žiarovky

Cena na vyžiadanie.

Stomatologické lupové systémy Carl Zeiss

Stomatologické lupové systémy od spoločnosti Carl Zeiss vás presvedčia o svojej exkluzívnej kvalite a výbornej optike na prvý pohľad. Brilantný stereoskopický obraz s väčším zväčšením vám otvorí nový pohľad na vec a uspokojí i tie najnáročnejšie požiadavky:

- vysoká kvalita
- mimoriadna hĺbka ostrosti
- veľké zorné pole
- široké spektrum zväčšení a pracovných vzdialeností
- možnosť pripojenia LED osvetlenia EyeMag Light II

Carl Zeiss EyeMag Pro S

Lahkosť: hlavový systém rozdelí váhu lupového systému rovnomerne po celej oblasti hlavy.

Prilievavosť: hlavový systém je možné prispôsobiť na každý typ hlavy (nastaviteľný obvod a výška).

Čistenie: textilné podložky sa dajú vyprať alebo vymeniť.

Očný kontakt s pacientom: pohybom ruky vyklopite prismatický lupový systém zo zorného poľa.

Uhol náklonu: nastavíte rýchlo a presne jedným hmatom.



2700 €

Carl Zeiss EyeMag Pro F

Profesionálna optika pre vysoký štandard vizualizácie aj pre tie najvyššie nároky.

Komfortná práca: optimálna pracovná vzdialenosť pre pohodlnú pracovnú pozíciu a držanie tela

Malá hmotnosť: titánová obruba a mäkký nánosník pre maximálny komfort

Nastavenie: výška a sklon sa nastaví pomocou Torx-kľúča

Optické parametre:

Pracovná vzdialenosť (mm)	500	500	450	450	400	400	350	350	300	300
Zväčšenie	3.2x	4x	3.3x	4x	3.5x	4.3x	3.6x	4.5x	4x	5x
Šírka pracovného poľa (mm)	115	93	100	81	86	68	71	56	56	44



2300 €



1250 €

Carl Zeiss svetlo EyeMag Light II

Lahký, mobilný a svetelne veľmi výkonný LED zdroj svetla, excelentne rozsvetlí vaše pracovné pole a umožní vám dokonalé rozlíšenie detailov a vysoký kontrast. Jednoduchá obsluha, nízka hmotnosť a integrovaná regulácia teploty ponúka maximálny komfort aj pri dlhšom používaní. Súčasťou balenia je aj oranžový filter, ktorý odfiltruje UV zložky svetla spôsobujúce tvrdnutie fotokompozitných materiálov.

- výkonný LED svetelný zdroj
- jednoduchá montáž
- dva dobíjacie akumulátory s nabíjačkou

- aktívna kontrola teploty
- riadiaca jednotka s reguláciou intenzity v 3 stupňoch
- hmotnosť osvetlenia 19gr
- intenzita svetla až 50.000 Lux (vo vzdialenosti 300 mm)
- typická teplota farieb sa podobá dennému svetlu (cca 5.700 kelvinov)
- výdrž batérie: 4 hodiny pri 100% intenzite svetla a 6.5 hodiny pri 33% intenzite svetla
- doba nabíjania batérie 2 – 3 hodiny
- možnosť nasadenia oranžového filtra

Carl Zeiss EyeMag Smart

Lupy so zväčšením 2.5x sú mimoriadne vhodné v prípadoch, kde je potrebné široké pracovné pole. Vďaka vysokej hĺbke ostrosti uvidíte dokonalý obraz, detaily a získate vynikajúcu orientáciu v zornom poli. Praktický flip-up systém zároveň umožní pohodlnú komunikáciu s pacientom.

Optické parametre

Pracovná vzdialenosť (mm)	300	350	400	450	550
Zväčšenie	2.5x	2.5x	2.5x	2.5x	2.5x
Šírka pracovného poľa (mm)	67	77	86	96	115



1650 €

1400 €



Carl Zeiss EyeMag Smart SPORT FRAME

Maximálna funkčnosť a mimoriadne pohodlie. Športový rám nielen dobre vyzerá, ale tiež spĺňa aj tie najnáročnejšie požiadavky pokiaľ ide o hygienu a komfort nosenia.

- zakrivené okuliarové sklá zabezpečujú bočnú ochranu očí
- kompaktná konštrukcia optickej sústavy, mäkká silikónová podložka na nos a pohodlný pásik pre upevnenie k záhlaviu zaistí vynikajúci komfort pri nosení aj pri dlhšej dobe používania
- nový športový okuliarový rám štandardne obsahuje flip-up výklopnú funkciu, ktorá umožňuje bezproblémovú a praktickú komunikáciu s pacientom

Lupové systémy, svetlá a kamera starMed

Vysoko kvalitné lupové okuliare vyrobené na mieru a svetlá od nemeckého výrobcu starMed pre dokonalé videnie, bezstresovú prácu a vynikajúce výsledky, kombinujú najmodernejšie technológie s elegantným dizajnom s ohľadom na ergonomicky správne držanie tela a maximálny komfort vďaka ľahkej konštrukcii. Na výber sú 3 druhy rámov – Gazelle, Adivista, TourPro, veľkosti S alebo L.

K dispozícii sú personifikované, na mieru vyrobené lupové okuliare s rôznym zväčšením a rôznymi pracovnými vzdialenosťami:



1200 €

starVision ST

Zväčšenie 2.5x
Dostupná pracovná vzdialenosť (mm):
350 / 400 / 450



1700 €

starVision EX

Zväčšenie 3.0x
Dostupná pracovná vzdialenosť (mm):
350 / 400 / 450



1450 €

starVision SV

Zväčšenie 2.7x
Dostupná pracovná vzdialenosť (mm):
350 / 400



1700 €

starVision UP

Zväčšenie 3.0x
Dostupná pracovná vzdialenosť (mm):
350 / 400 / 450
Flip-up systém.

2050 €



starVision HD

Zväčšenie 3.5x
Dostupná pracovná vzdialenosť (mm):
350 / 400

MADE WITH
SWAROVSKI
OPTIK

Spoločnosť Swarovski

je známa výrobou vysokokvalitnej optiky do puškohľadov, kde patrí medzi lídrov na svetovom trhu. V posledných rokoch spoločnosť Swarovski v spolupráci so spoločnosťou starMed technik začala vyrábať lupové okuliare pre medicínske a hlavne stomatologické použitie. Na trhu má v súčasnosti dva modely a to Swarovski iMag 3.5x a model s vysokým zväčšením - Swarovski iMag 6.0x, ktoré sa vyznačujú vysokokvalitnou optikou vyrábanou v Nemecku, ktorá svojimi vlastnosťami a precíznosťou spracovania poskytuje používateľovi komfort pri práci a znižuje zaťaženie očí pri dlhodobej práci s lupovým systémom.

iMag HD 6.0 Swarovski

Zväčšenie: 6.0x 5.8x 5.6x
Pracovná vzdialenosť (mm): 350 400 450
Váha optického systému Swarovski: 59.5 g
Na výber sú 3 druhy rámov:
Gazelle, Adivista, TourPro, veľkosti S alebo L.

Dostupné v nasledovných systémoch uchytenia:

2 650 €

TTL (through the lens) systém



Flip – up systém



iMag HD 3.5 Swarovski TTL

Zväčšenie 3.5x
Dostupná pracovná vzdialenosť (mm): 350 / 400 / 450 / 550
Na mieru vyrábané lupové okuliare s unikátnymi šošovkami Swarovski optik.

2 150 €



Svetlá starLight NANO

Výnimočne kvalitné svetlá, ktoré sú kompatibilné nielen s lupovými systémami starMed ale aj akýmkoľvek iným systémom vďaka dostupným adaptérom na ich uchytenie (za doplatok).

K dispozícii 2 typy ovládania:

otočný prepínač alebo dotykový.

2 typy svetelného prúdu:

rozptýlené alebo fokusované.

Výdrž batérie cca 4 hodín, doba nabíjania batérie 2,5 hod.

3 typy svetiel:

starLight NANO 1

Biele rozptýlené svetlo.

1 050 €



starLight NANO 2

Biele fokusované svetlo.

1 150 €



starLight NANO 3

Obsahuje biele rozptýlené svetlo, pomarančové a na výber zelené alebo modré svetlo.

1 390 €



Video kamera starCam Full HD

Ide o prvú **prenosnú kameru s vysokým FULL HD rozlíšením na svete pre použitie v medicínskom priemysle, ktorá umožňuje zdokumentovať liečbu a operácie z pohľadu lekára** a poskytuje vynikajúce výstupy na prezentácie, školenia a postupy pre riadenie kvality. Video záznamy vo vysokom rozlíšení, ktoré spĺňajú medicínske štandardy, statické zábery s rozlíšením až 13 miliónov Pixelov a digitálna stabilizácia obrazu - to sú len niektoré z inovatívnych vlastností zariadenia starCam.

Parametre zariadenia:

Videoformát	Full HD Video (1980 x 1080 Pixel)
Pripojenie	USB 3.0, USB 2.0 kompatibilné
Snímková frekvencia	30 FPS (pri USB 3.0)
Stabilizátor obrazu	áno
Statické snímky	áno (rozlíšenie 13 mil. Pixelov)
Použitie	prenosné (na lupách), statické (stojan)
Optické zväčšenie	5.0x a 8.5x
Oblasť ostrosti	5.0 = 65 mm / 8.5 = 50 mm
Pracovná vzdialenosť	od 100 mm – bez limitu

NOVINKA





RAY

Použité technológie

- ATCT (adaptive tube cooling time) - rýchly a dômyselný systém chladenia zariadenia
- AMF (adaptive moving focus) - kompenzuje pohyb pacientov pre dokonalejšie snímky
- Odstránenie šumu - technológia zaručuje vysokokvalitné a ostré snímky
- MAR (metal artifact reduction) - odstraňuje odlesky z kovových artefaktov


Spoločnosť RAY prináša ideálne zariadenie pre rôzne diagnostické aplikácie ako OPG, 3D CBCT alebo cefalometria. Ponúkajú vysokú kvalitu snímokovania použitím najmodernejšej technológie pri použití širokej možnosti expozičných programov. RAYSCAN poskytuje spojenie kvalitných technológií, atraktívneho dizajnu s jednoduchým ovládaním. Využitím najmodernejších detektorov sa dosiahla nízka doba snímania spolu s nízkou dávkou ožiarenia pacienta.

Zariadenia RAYSCAN sú vybavené najmodernejšími senzormi:

- OPG panoramatický systém - CMOS detektor
- 3D-CT systém - CMOS detektor
- Cefalometrický systém - CdTE detektor (ScanningCeph), a-SI TFT detektor (OneshotCeph)

3D CT systém

- krátka doba snímania
- nízka úroveň dávky znižuje expozičné zaťaženie pacienta
- jedinečné spojenie systému CBCT s AMF a technológiou odstraňovanie šumu zaručuje vysoko presné diagnostické informácie
- veľký výber rôznych režimov - ImplantSurgery, EndoTreatment, Sinus a mnoho ďalších



OPG panoramatický systém

- patentovaná technológia AMF (auto moving focus) - zaisťuje vysokú ostrosť snímok a kompenzuje malý pohyb pacienta pri expozícii
- optimalizuje ohniskovú vzdialenosť počas snímania, výsledkom je ostrá a jasná snímka
- odstraňuje nežiadany šum pre dokonalé snímky
- veľký výber rôznych režimov - Standard, Segment, Bitewing, Sinus a mnoho ďalších



Cefalometrický systém

- vytvára jedinečné snímky s detailnými informáciami
- doba snímania iba 4 sekundy, čím sa redukuje zaťaženie pacienta z ožiarenia až o 80%
- v ponuke Oneshot alebo Scanning cefalometria
- veľký výber rôznych režimov - Lateral, Carpus, Waters a mnoho ďalších



- Bezdrôtové diaľkové ovládanie pre pohodlné ovládanie zariadenia.
- Veľký dotykový displej pre uľahčenie ovládania.
- Nastaviteľná výška ramena poskytuje možnosť snímokovania deťom a pacientom na invalidnom vozíku.

RAYSCAN Alpha

Zariadenie ponúka výborné FOV - 9x9 cm pre verziu s 3D CBCT

Dostupné v nasledovných variantoch:

- **RAYSCAN α-P** (OPG)
- **RAYSCAN α-SC** (OPG+ Cefalometria)
- **RAYSCAN α-3D** (3D CBCT + OPG s možnosťou dodatočného rozšírenia o Cefalometriu)
- **RAYSCAN α-SM3D** (3D CBCT + OPG + Cefalometria)

Cena na vyžiadanie.

RAYSCAN Alpha Plus


Vynikajúce zariadenie s Multifree-FOV režimom umožňuje zvoliť veľkosť snímania od 4x3 cm až po 16x10 cm.

Dostupné v nasledovných variantoch:

- **RAYSCAN α+130** (3D CBCT + OPG s možnosťou dodatočného rozšírenia o Cefalometriu) FOV - 13x10 cm
- **RAYSCAN α+160** (3D CBCT + OPG s možnosťou dodatočného rozšírenia o Cefalometriu) FOV - 16x10 cm

Všetky zariadenia RAYSCAN α a RAYSCAN α+ sú štandardne dodávané s PC pracovnou stanicou, príslušným 2D/3D softwarom a diaľkovým vĺadanim.

Cena na vyžiadanie.



RAYSCAN **α+**

Technology is Convenience

Make it Easy, with Ray

Intraorálny RTG - endograph DC

Obj. kód: VILLAINTRAORALRTG

- Vysokofrekvenčné intraorálne RTG zariadenie znamená kratšiu dobu expozície a zníženú dávku žiarenia, čo patrí k významným výhodám ochrany pacienta.
- Bezdrôtové tlačidlo.
- Manuálny režim alebo režim s prednastavenými anatomickými programami.
- Zobrazenie dávky žiarenia v mGy.
- Automatický režim spánku zariadenia, keď sa zariadenie nepoužíva pre zníženie spotreby elektrickej energie.
- Vhodné pre intraorálne senzory, fosforové platničky ale aj filmy.
- Rôzne druhy nastavenia.



RIOScan

Obj. kód: RioScan

Ponúka **veľké množstvo funkcií** na minimalizovanie pracovného času.

- Čas skenovania iba 5 sekúnd (HS mód).
- Automatická detekcia platničky: detekcia vloženia platničky a správneho vloženia platničky.
- Automatické vymazanie snímky z platničky.
- Náhľad: užívateľ môže ľahko skontrolovať kvalitu snímky priamo na obrazovke.
- Quick Scan mód: Skenovanie a ukladanie obrázkov je možné aj v internej pamäti zariadenia, pokiaľ dôjde k prerušeniu spojenia s PC.
- **Možnosť pripojenia viacerých PC a zdieľania snímok medzi jednotlivými PC.**
- RIOScan vyžaduje minimum priestoru, preto je možné umiestniť ho na pracovný stôl, do RTG miestnosti. Internetové pripojenie umožní posielanie a prezeranie snímok v každom vašom PC.
- **Pohodlné spravovanie databázy snímok** - Program RIOView obsahuje praktické funkcie ako spravovanie databázy snímok, meranie, multi náhľady a FMX (Full Mouth X-ray) mód. K dispozícii je taktiež úprava snímok podľa vlastných preferencií ako úprava ostroti, jas a kontrastu.
- Možné veľkosti platničiek 0 - 4.

Výhody použitia platničiek

Komfort pre pacienta a jednoduchá expozícia

- Flexibilné a jemné platničky pomáhajú robiť expozície žiarenia bezbolestnejšie.
- Platničky je možné umiestniť bližšie ku ďasnu ako intraorálne senzory a tým dosiahnuť lepšiu kvalitu snímok.
- Platničky sú bezkáblové, čím sa redukujú komplikácie.

Dvojité ochrana platničky

- Vrchná a spodná ochranná vrstva redukuje manuálne poškodenie platničky.
- Bez obáv z poškodenia kábla alebo straty spojenia, ako pri intraorálnych senzorochoch.

RIOSensor – intraorálny senzor

Obj. kód: RIOSensor

Do stomatologickej praxe prináša nový level kvality, spoľahlivosti a diagnostickej nezávislosti v intraorálnej rádiografii.

- Vybavený poprednou CMOS technológiou.
- Rozlíšenie 20 - 25 lp/mm.
- Vybavený používateľskými filtrami - optimalizujú kontrast a ostrosť snímok pre ich špecifické využitie v endodoncii, parodontológii, pri protetických a implantologických zákrokoch a pri diagnostike kazov.
- Patentovaný dizajn káblového pripojenia - vystužené spoje v bode, v ktorom ostatné systémy zlyhávajú.
- Hermeticky uzavretý a vodotesný kryt.
- USB pripojenie, dĺžka kábla 2m.
- Možnosť zdieľania zhotovených snímok medzi mobilnými zariadeniami (mobilný telefón, tablet, notebook).
- Kombinácia RIOSensoru s tabletom zefektívňuje pracovné postupy a konzultácie s pacientmi vo vašej ambulancii.
- Dodávaný so softvérom SMARTDent.
- Dostupný v 2 veľkostiach so zúženými okrajmi a zaoblenými rohmi, s hrúbkou iba 5,3mm.



DKL


Moderné stomatologické súpravy, ktoré **uspokoja aj toho najnáročnejšieho klienta** - nemecká spoločnosť DKL CHAIRS GmbH ponúka unikátnu synergiu najmodernejších prvkov kvalitnej a spoľahlivej technológie a funkčného ergonomického dizajnu.

Neobvyklý dizajn stomatologických súprav DKL nie je ich jedinou prednosťou. Používané materiály reflektujú na náročné hygienické požiadavky stomatologickej praxe a prinášajú vysoký stupeň hygieny ako takej. A dokonca aj po dlhých rokoch intenzívneho používania si zachovávajú svoj príjemný vzhľad hladké povrchy z nehrdzavejúcej ocele a teplom dezinfikovateľné držiaky nástrojov. Odolnosť súprav voči chemickému a zároveň mechanickému namáhaniu spolu s účinnými čistiacimi a dezinfekčnými systémami zabezpečuje stálu kvalitu, hygienu a estetiku. Nehrdzavejúca oceľ prispieva k trvalému zníženiu rizika infekcie u pacientov a personálu.

Produktová rada L1

Súpravy produktovej rady L1 majú elegantný a nadčasový dizajn. Zaujímajú svojou jednoduchou technológiou a ľahkým ovládaním, čo významne prispieva k zvýšeniu efektivity práce. Precízne prevedenie a najvyššia kvalita zaručujú maximálnu prevádzkovú bezpečnosť.

Cena na vyžiadanie.



Produktová rada D1

D1-EP s posuvnou platformou pre doktorský stolič je bezpochyby jednou z najkompaktnejších stomatologických súprav. Kreslo tejto produktovej rady D1-EP s nadčasovým dizajnom uspokojí aj toho najnáročnejšieho klienta a poskytuje pohodlné a ľahko ovládateľné pracovisko pre hladký a ergonomický pracovný postup ako pre lekára, tak pre asistentku. Kreslo zaujme svojou prepracovanou technológiou, pričom všetky funkcie sú ľahko ovládateľné, čo umožňuje dosahovať efektívne výsledky práce. Zároveň ponúka veľkorysý priestor na nohy pre stomatológa. Presné vyhotovenie a najvyššia kvalita zaručujú maximálnu prevádzkovú bezpečnosť. Komfortné čalúnenie, ktoré je k dispozícii v mnohých farbách, umožňuje pacientovi ležať v uvoľnenej polohe aj počas dlhších procedúr.

Cena na vyžiadanie.

Posuvný asistentký stolič uľahčuje tímovú prácu.



Doktorský stolič môže byť vybavený

6 nástrojmi, LED-mikromotormi s 100-40 000 otáčkami za minútu, turbínkou, piezoscalerom a funkčnou striekačkou. Elektromotor EM-12 L je malý, ale výkonný. Je vhodný na rekonštrukčné a protetické práce, ako aj na endodonciu a profylaxiu. Extrémne malý elektromotor je dokonalou synergiou ergonomie a výkonu. Endo-funkcia pre motor EM-12 L ponúka podporu pri práci na koreňových kanálikoch. Krútiaci moment a rýchlosť je možné ovládať prostredníctvom siedmich programov. Do doktorského stolič môže byť integrovaný implantologický motor „ImplantMED“ (až 70 N cm) a peristaltická pumpa.





Doktorská / Asistenčná stolička DKL

Otočná stolička DKL je určená ako pre doktora tak aj pre asistentský personál. Ergonomické a pohodlné sedenie zabezpečuje chrbticu v ideálnej pozícii, tým prispieva k zlepšeniu koncentrácie. Opierku chrbta je možné rotovať a použiť aj ako opierku ruky. Rýchle nastavenie výšky podsedača pre komfort pri práci. Dostupné v dvoch variantoch nastaviteľnej výšky sedáka:

- 46 - 58 cm
- 54 - 73 cm

Možnosti čalúnenia: veľký výber rôznych koženiek

Priemer sedacej časti: 38 cm

Priemer pohyblivej základne: 60 cm

Cena na vyžiadanie.

Asana



Stolička Asana MEDICAL UNI

Obj. kód: ASANA

Stolička pre zdravé sedenie. Rozdeľuje tlak na stehná a sedacie svaly na väčšiu plochu, čím odstraňuje problémy sedavého zamestnania. Ergonomické podrúčky (za príplatok) umožňujú fixáciu rúk pri práci nad pacientom a odstraňujú namáhanie svalstva a bolesť v hornej časti chrbtice. Predstavuje dokonalé spojenie pri práci s lupami alebo stomatologickým mikroskopom, kedy prináša citelné zlepšenie aj napriek dlhšiemu času ošetrenia.

Výhody:

- zlepšenie držania tela
- chrbtica v ideálnej polohe
- spevnenie chrbtového svalstva
- zlepšenie krvného obehu
- zlepšenie koncentrácie
- zvyšuje komfort sedenia



Kancelárska stolička Asana Štandard

Obj. kód: Asanastandard

Ideálne riešenie otázky dlhodobého zdravého sedenia zamestnancov napríklad na stomatologickej recepcii. Ponúka jedinečné vlastnosti patentovanej sedacej plochy v kombinácii s nastaviteľnými opierkami rúk (za príplatok) a výškovo nastaviteľným operadlom.

Výbava:

- výškovo nastaviteľné operadlo s chrómovými časťami
- nastaviteľné podrúčky výškovo aj šírko s chrómovými časťami (voliteľné)
- unikátny sedák chránený patentom
- možnosť fixovania sklonu
- chrómovaný kríž a piest
- nosnosť až 130 kg
- **záruka 3 roky**



Vzorkovník EKO koža

(pre stoličky Asana Medical Uni aj Asana Štandard)



Dezinfekčná umývačka HYDRIM M2 G4

Obj. kód: M2WD-D02-G4

Rozmery: 60 x 60 x 82 cm
Hmotnosť: 80 kg

- Výkonná, veľkoobjemná dezinfekčná umývačka predstavuje prvý krok v procese efektívnej sterilizácie.
- Vzhľadom na výkon a veľkosť sa hodí do väčších ambulancií a kliník.
- Kapacita až 10 kaziet (8x11), až 1.500 inštrumentov počas 10hod rôznymi možnosťami rozmiestnenia nástrojov, kaziet a násadcov.
- Výkonné čerpadlá a umývacie ramená odstránia 99.9% proteínov (nezavislý test).
- Dotykový displej, USB port, port na pripojenie tlačiarne.
- Navrhnuté v súlade s ISO 15883.



Cena na vyžiadanie



Dezinfekčná umývačka HYDRIM C61wd G4

Obj. kód: C61WD-D02

Rozmery: 59.8 x 52 x 52.6 cm
Hmotnosť: 40 kg

- Stolová dezinfekčná umývačka vhodná pre menšie a stredné ambulancie.
- Automaticky umýva, dezinfikuje a suší dentálne nástroje jednoduchým stlačením tlačidla na dotykovom farebnom displejom.
- Veľká komora na 6 plných kaziet veľkosti IMS, umožňuje až 120 inštrumentov na jeden cyklus.
- Webové rozhranie umožňuje on-line prístup k dátam.
- USB port, internetové pripojenie, port na pripojenie tlačiarne.
- Navrhnuté v súlade s ISO 15883 1 a 2.

Cena na vyžiadanie

4 300 €



Autokláv STATIM 2000 G4

Obj. kód: G4-152302

Rozmery: 49.5 x 41.5 x 15 cm
Kazeta (rozmery): 28 x 18 x 3.55 cm
Hmotnosť: 22 kg

- Sterilizujte nástroje už za 8 minút, sterilizácia je možná počas ošetrenia alebo medzi pacientmi.
- Znižuje investície do sád inštrumentov a násadcov.
- Vzhľadom na okamžité generovanie pary sa použije len malé množstvo vody potrebné pre cyklus. Statim 2000 G4 na rozdiel od svojich konkurentov neohrieva kompletný obsah nádoby, ale len potrebnú časť.
- Kazetový systém – vďaka použitiu materiálov a tenkým stenám kazety umožňujú ultra rýchly ohrev a vychladnutie.
- Na sušenie využíva technológiu Dri-tec, ktorá umožňuje rýchle sušenie balených aj nebalených nástrojov. Napríklad pri nebalených nástrojoch je čas potrebný na sušenie cca 2 min.
- Moderný farebný LCD dotykový display, pripojenie k internetu, USB.
- Súlad s normou EN13060 pre sterilizáciu typu A a B.

5 500 €



Autokláv STATIM 5000 G4

Obj. kód: G4-222317

Rozmery: 60 x 41 x 19 cm
Kazeta (rozmery): 38 x 18 x 7.5 cm
Hmotnosť: 34 kg

- Sterilizujte nástroje už za 8 minút
- Vzhľadom na okamžité generovanie pary sa použije len malé množstvo vody potrebné pre cyklus (s tým súvisiaca úspora energií a času).
- Odstránenie vzduchu zo sterilizačnej komory využitím patentovanej technológie PPPD.
- Špeciálne kazety umožňujú rýchly ohrev a vychladnutie.
- Dri-Tec sušenie zvyškovým teplom, balené nástroje už za 10 minút, pri nebalených len 2 min.
- Súlad s normou EN13060 pre sterilizáciu typu A a B.

700 €



Destilátor vody AQUASTAT

Obj. kód: W10241S

- Čistí mäkkú aj tvrdú vodu.
- Jednoduché pripojenie do elektrickej siete.
- Bezpečne a efektívne odstráni olovo, meď, hliník, arzén, železo, dusičnany, herbicidy, pesticidy, PCB a ďalšie!
- Patentovaná technológia destilácie ničí škodlivé baktérie a vírusy. Výsledkom je, že voda je na 99 % čistá. 3,78 l destilovanej vody za 4.25 hod.
- Skombinujte tento rýchly proces s kompaktným a ľahkým dizajnom.

Kompletnú ponuku nájdete v špecializovanom katalógu Hygiena a čistota



Ohrievačky kompozitov

Ohrievačka kompozitných striekačiek Micerium (230 V)

Obj. kód: CHC3

Ohrievačka slúži na ohrev kompozitných striekačiek a tipsov pre lepšiu prácu s materiálom. Zabezpečí plasticosť materiálu a zlepši komfort práce.

Dva nastaviteľné stupne zohrievania:

- 39 °C na modelovanie výplní
- 55 °C na cementovanie protetických prác



330 €



430 €

Ohrievačka kompozitu EASE-IT

Zlepšuje tekutosť kompozitu a uľahčuje prispôsobenie v tenkých vrstvách a v malých dutinách. Zlepšuje fyzikálne vlastnosti kompozitov. Aj „zrnité“ materiály mení na hladké s jednotnou konzistenciou. Znižuje riziko vzniku vzduchových bublín. Teplota môže byť nastavená medzi 40 – 50 °C v závislosti na zvolenom materiáli a individuálnych požiadavkách.

Dostupné sú dva varianty:

Výhrevná miska pre rýchlu a jednoduchú aplikáciu materiálov s oranžovým krytom zabraňujúcim vytuhnutiu materiálu na svetle mimo striekačky

- **Obj. kód: 20010** (Výhrevný podstavec) + **20012** (Miska s oranžovým krytom)

Výhrevný zásobník na kompozitné striekačky

- **Obj. kód: 20010** (Výhrevný podstavec) + **20016** (Výhrevný zásobník - 13 mm) alebo **20018** (Výhrevný zásobník - 16 mm)



Polymerizačné lampy

Polymerizačná lampa iLED

Obj. kód: iLED

Hmotnosť: 278 g
Rozmery: 25 x 25 x 240 mm

Vlastnosti:

- vysoko výkonná **lampa s výkonom až 2 500 mW/cm² s 360° otočnou hlavicou s LED.**
- vytvrdnutie 2 mm kompozitu za 1 sekundu
- technológia bez svetlovodu, LEDka priamo v hlavici v uhle 90°.
- bezdrôtová / batérová prevádzka (vymeniteľná batéria)
- vysokokapacitná batéria až na 500 použití pri plnom nabití.
- konštantná intenzita svetla (nezávislá na úrovni nabitia batérie)

2 pracovné režimy:

- P1 Turbo: 2.300- 2.500mW/ cm² na 1 alebo 3 sekundy;
- P2 Normal: 1.000- 1.200mW/ cm² na 5,10,15 alebo 20 sekúnd

Technické parametre:

- napájanie: AC 100V- 240V, 50Hz/ 60Hz
- batéria: 3.7V/ 1400mAh
- **výstupný výkon: 1.000- 2.500 mW/ cm²**
- vlnová dĺžka: 420- 480 nm



NOVINKA

249 €

Polymerizačná lampa LED-H ORTHO

Obj. kód: LED H ORTHO

Hmotnosť: 178 g
Rozmery: 252 x ø25 mm

Vlastnosti:

- **skosené optické vlákna**
 - ľahká dostupnosť k akejkoľvek časti zuba
 - umožňuje vertikálne žiarenie pod akýmkoľvek uhlom, zvlášť vhodný pre zadné zuby
 - rieši problém slabej intenzity svetla pri vertikálnom žiarení v porovnaní so starším optickým vláknom
 - pri vertikálnom žiarení na určitý bod je intenzita svetla o 40 % vyššia ako pri pôvodnom optickom vlákne
- **nepretržitá prevádzka** - plné kovové telo zariadenia slúži k inteligentnému systému chladenia, ktoré zabraňuje prehriatiu po dlhšej práci.
- **rýchla ortodoncia** – iba 3 sekundy na vytvrdzovanie - intenzita svetla 1800 mW/cm²



NOVINKA

249 €

Polymerizačná lampa LED-B

Obj. kód: LED B

Hmotnosť: 145 g
Rozmery: 31 x 34 x 260 mm

Vlastnosti:

- bezdrôtová / batériová prevádzka (vymeniteľná batéria)
- nastaviteľná doba: 5 s, 10 s, 15 s, 20 s
- vysokokapacitná batéria až 500 použití pri plnom nabití
- konštantná intenzita svetla
- ergonomický dizajn

Technické parametre:

- napájanie: AC 100V- 240V, 50Hz/60Hz
- výstupný výkon: 1000 mW/cm²- 1700 mW/cm²
- vlnová dĺžka: 420- 480 nm



229 €

Polymerizačná lampa LED-E

Obj. kód: LED E

Vlastnosti:

- Bezdrôtová polymerizačná lampa s výkonom až 1200 mW/cm²
- Nastaviteľná doba: 5s, 10s, 15s, 20s.
- 3 pracovné režimy – Plný, Stupňujúci sa, Pulzný
- Výkonná batéria až na 400 10-sekundových cyklov
- **Merač intenzity v stojane polymerizačnej lampy**



229 €



229 €

Polymerizačná lampa LED D

Obj. kód: LED D

Hmotnosť: 143 g
Rozmery: 32 x 37 x 264 mm

Vlastnosti:

- bezdrôtová / batériová prevádzka (vymeniteľná batéria)
- nastaviteľná doba: 5s, 10s, 15s, 20s, 25s, 30s, 35s, 40s
- 3 pracovné režimy – Plný, Stupňujúci sa, Pulzný
- vysokokapacitná batéria až 400 použití pri plnom nabití (10s / použitie)
- konštantná intenzita svetla

Technické parametre:

- napájanie: AC 100V-240V, 50Hz/60Hz
- výstupný výkon: 850mW/cm² - 1000mW/cm²

Polymerizačná lampa LED H

Obj. kód: LED H

Hmotnosť: 178 g
Rozmery: 252 x ø25 mm

Vlastnosti:

- bezdrôtová polymerizačná lampa s výkonom až 1200 mW/cm²
- nastaviteľná doba: 3s, 5s, 10s, 15s, 20s, 25s, 30s, 35s, 40s.
- 3 pracovné režimy – plný, stupňujúci sa, pulzný
- dostupná **v 5 farebných prevedeniach:** červená, čierna, zelená, modrá, biela
- vysokokapacitná batéria až na 500 použití
- konštantná intenzita svetla (nezavislá na úrovni nabití batérie)

Technické parametre:

- napájanie: AC 100V- 240V, 50Hz/ 60Hz
- výstupný výkon: 850mW/ cm²- 1000mW/ cm²
- vlnová dĺžka: 420- 480 nm



229 €

Polymerizačná lampa LED-F

Kód: LED F

Hmotnosť: 210 g
Rozmery: 195 x 40 x 150 mm

Vlastnosti:

- bezdrôtová / batériová prevádzka (vymeniteľná batéria)
- OLED displej viditeľný zo všetkých uhlov
- ergonomický pištoľový dizajn vnútorné chladenie
- **integrovanej lightmeter v nabíjacej stanici**
- až 500 použití pri plnom nabití
- konštantná intenzita svetla (nezavislá na úrovni nabitia batérie)
- 3 pracovné režimy:
 - Turbo-3s, 5s (1600mW/cm² -1800mW/cm²)
 - Normal-5s, 10s, 20s (1000mW/cm²-1200mW/cm²)
 - Low-10s, 20s, 60s (400mW/cm² -500mW/cm²)



229 €

Technické parametre:

- napájanie: AC 100V- 240V, 50Hz/ 60Hz
- výstupný výkon: 1600 mW/ cm²- 1800 mW/ cm²
- vlnová dĺžka: 420- 480 nm

Apexlokátory

Apexlokátor WOODPEX III Pro verzia Golden standard

Kód: WOODPEXIIIIPRO

Hmotnosť: 336 g
Rozmery: 84 x 88 x 112 mm
Nový, vylepšený model Woodpex III Pro s presnosťou 98 % s príslušenstvom kompatibilným s ďalšími výrobcami. Výborný pomocník s farebným displejom, zvukovou signalizáciou, batériovou prevádzkou (vymeniteľná batéria) či funkciou DEMO.

Technické parametre:

- Napájanie: 3.7V / 750mAh
- Príkon: ≤0.5 W
- Vlnová dĺžka: 420- 480 nm
- Displej: 4,5" LCD

Obsah balenia:



350 €



Apexlokátor Minipex

Obj. kód: MINIPEX

Rozmery: 70 x 62 x 20 mm

Vlastnosti:

- ľahký ale výkonný
- **váha len 71 g** zaručuje jednoduchú manipuláciu
- presnosť až 97,71%
- pokročilá technológia, automatická kalibrácia
- 2,4" LCD displej s čistým obrazom
- príslušenstvo sa môže autoklavovať pri vysokej teplote a vysokom tlaku

Technické parametre:

- napájanie: 3,7 V/mAh

350 €



Endodontické motory a zariadenia

Endo Radar

Obj. kód: ENDORADAR

Absolútna novinka na trhu! **Endomotor so zabudovaným apexlokátorom.**

- Bezdrôtová komunikácia, prehľadný farebný displej, dokonalé spracovanie.
- Li-iónová batéria s kapacitou až 2600 mAh (hlavná jednotka) a 850 mAh (násadec).
- Krútiaci moment: 0.6 Ncm - 4.0 Ncm.
- Vybavený recipročným pohybom (3 druhy rotačného uhlu), predprogramované všetky typy známych NiTi nástrojov.

NOVINKA

880 €



Endomax Plus

Obj. kód: ENDOMAXPLUS

Rozmery: 20.1 x 2.6 x 2.9 cm
Hmotnosť: 155 g
Bezdrôtový endodontický motor s recipročným pohybom.

- Ergonomický dizajn zabezpečuje pohodlie a ľahké ovládanie.
- Prehľadný LCD displej.
- Automatická funkcia rotácie vpred/vzad.
- Možnosť zmeny rotácie na recipročný pohyb (30° - 150°).
- Vysoký krútiaci moment – 5 stupňov.
- 9 stupňov nastavenia rýchlosti otáčok.
- Vysoká kapacita lítium-iónovej batérie, upozornenie pri slabšej batérii.
- Špecifikácie: 100-240V, 50/60Hz, 0.2A

900 €



SUPER ENDO ALPHA starter kit

Obj. kód: SUPERENDOALPHA

Bezdrôtový tepelný plugger na vertikálnu kondenzáciu.

Set obsahuje:

- prístroj
- 3 typy plugger (55/06, 55/08, 55/10)

1295 €



SUPER ENDO BETA starter kit

Obj. kód: SUPERENDOBETA

Prístroj na plnenie teplou gutaperčou.

Set obsahuje:

- prístroj
- set ihiel (4ks)
- 1 bal. gutaperčové peletky
- kryt tepelnej ochrany
- kľúč na ihly

1295 €



Pieskovače

2980 €



AquaCare Twin

Obj. kód: I/MAC8502F

Revolučný pieskovač, ktorý využíva prúd vzduchu, špeciálne abrazívne prášky a tekutinu. **Kombinácia 2 komôr a 2 násadcov** ponúka veľmi pohodlné použitie bez nutnosti meniť piesky počas ošetrovania. Zároveň vďaka širokému spektru dostupných pieskov (vo farebne odlišiteľných kazetách) je možné využiť zariadenie vo všetkých oblastiach stomatológie ako je záchovná, pedostomatológia, ortodoncia, endodoncia.

Pracuje v 2 režimoch: Air-Abrasion a Air-Polishing. Technológia Air-Abrasion umožňuje minimálne invazívnu terapiu, s minimálnou potrebou anestetík a v kombinácii s nízkymi vibráciami, bez produkcie tepla a hluku má za dôsledok zníženie nepríjemného pocitu u pacienta. Okrem šetrnej preparácie kavití, je možné tiež upraviť fisúry zubov, pripraviť plochy na bonding, kde významne zvyšuje príľnavosť, očistiť a odstrániť zvyšky cementu z korúnok a mostíkov. Využitie AquaCare je neuveriteľne všestranné v širokej škále dentálnych úkonov.

1890 €



AquaCare Single

Obj. kód: I/MAC8503F

Kompaktný pieskovač založený na technológii Air-Abrasion, ktorý využíva prúd vzduchu, špeciálne abrazívne prášky a tekutinu, pričom pracuje s 1 komorou a 1 násadcom. Disponuje všetkými funkciami ako AquaCare Twin s jediným rozdielom, že je nutné vymieňať kazety s abrazívnym materiálom. Balenie obsahuje okrem samotného zariadenia 2 násadce, 4 rôzne druhy práškov: ProCut+, ProCut, ProClean, ProSylc, jednorazové koncovky a tekutinu AquaSol.

Príslušenstvo k AquaCare

Tekutina AquaSol

Obj. kód: I/PAC8200F

Obsah balenia: 500 ml
Tekutina AquaSol do AquaCare, riešenie na báze vody obsahujúcej 17.5 % etanolu.
Dostupný je aj **Economy Pack** (6x500ml) v cene 65€ (Obj. kód: I/PAC8206F).

15 €



Piesok AquaCare proSylc

Obj. kód: I/PDR0034F

Obsah balenia: 4x 40 g náplň (DesensitisingBioglas)

130 €



Piesok AquaCare proClean

Obj. kód: I/PDR8014F

Obsah balenia: 4x 60 g náplň (SodiumBicarbonate)

63 €



Piesok AquaCare proCut

Obj. kód: I/PDR8025F

Obsah balenia: 4x 85 g náplň (Aluminium Oxide 29 micron)

63 €



Piesok AquaCare proCut+

Obj. kód: I/PDR8024F

Obsah balenia: 4x 85 g náplň (Aluminium Oxide 53 micron)

63 €



Dustcabinet

Obj. kód: I/MAC6200F

Rozmery:
28.5 cm x 20.5 cm x 20.5 cm
Kabinet navrhnutý na zamedzenie rozptyľovania mikroabrazívnych práškov počas procedúr čistenia či brúsenia.



290 €

Pieskovač Dento-Prep

Obj. kód: 1900

Pieskovač DENTO-PREP pre prípravu povrchu keramiky, kompozitu a kovových konštrukcií pred cementovaním. Používa sa spolu s 50 micronovým pieskom (aluminium-oxidovým práškom).

Vlastnosti:

- možné sterilizovať akýmkoľvek spôsobom (do 135 °C).
- otočná tryska 360°
- ľahká inštalácia
- tlak vzduchu od 2 do 10 kg/cm² (30 – 140 psi)
- vyrobené z vysoko kvalitnej nerezovej ocele

MOŽNOSŤ ZAPOJENIA:

- rýchlospojky (pre KaVo, W & H, Sirona, BienAir, NSK – hadice so 4 otvormi) – v cene prístroja
- alebo alternatívou môže byť zakúpenie setu s hadicami pre trvalé pripojenie (inštalovaný set pre 5, 6, 8, 10 mm vzduchové hadice).
- prípadne univerzálna spojka Midwest



350 €

Možnosť zakúpenia 50 micronového piesku
Kód: 1900P

Obsah balenia: 1 kg

36 €

39 €

Príslušenstvo:

Stojan na pieskovač
DENTO – PREP
Kód: CRM-0739

Kvalitné a elegantné prevedenie.

Odstraňovače zubného kameňa

Piezoelektrický odstraňovač zubného kameňa PT Master 5 LED s Endo funkciou

Obj. kód: PTMASTER5

Piezoelektrický odstraňovač zubného kameňa špeciálne navrhnutý na periodontálne ošetrenia s integrovanou nádobou na vodu a s funkciou ENDO naviac oproti PT MASTER 3 LED.

Prístroj zaisťuje bezbolestné odstránenie zubného kameňa pomocou krúživých vibrácií za použitia titánových koncoviek, pričom balenie obsahuje až 10 ks titánových koncoviek GRATIS.

Titánové koncovky sú mäkkšie ako povrch zuba a dochádza k ďaleko šetrnejšiemu ošetreniu ako pri použití štandardného scaleru.

Obsah balenia:

- 2 ks autoklávovateľných svetelných násadcov (do 135 °C/ 0.22Mpa)
- 10 ks titánových koncoviek - 2x P52, 2x P50R, 2x P50L, 2x P56, P53R, P53L
- 2 momentové kľúče

Základné funkcie:

- automatické zásobovanie vodou z nádržky (2 veľkosti, 600 ml a 1.500 ml)

- dotykový ovládací panel
- vode odolné prevedenie
- Funkcia: Perio, Endo

Technické parametre:

- napájanie: 100 V- 240 V
- výstupná vibrácia 20 µm- 60 µm
- výstupný výkon 3 W- 20 W
- frekvencia: 28KHz ± 3KHz

1 890 €



Piezoelektrický odstraňovač zubného kameňa PT Master 3 LED

Obj. kód: PTMASTER3

Piezoelektrický odstraňovač zubného kameňa špeciálne navrhnutý na periodontálne ošetrenia s integrovanou nádobou na vodu od výrobcu WOODPECKER.

- Prístroj zaisťuje bezbolestné odstránenie zubného kameňa pomocou krúživých vibrácií za použitia titánových koncoviek.
- Titánové koncovky sú mäkkšie ako povrch zuba a dochádza k ďaleko šetrnejšiemu ošetreniu ako pri použití štandardného scaleru.

Obsah balenia:

- 2 ks autoklávovateľných svetelných násadcov (do 135 °C/0.22Mpa)
- 10 ks titánových koncoviek (30 HRC) ZDARMA
- 2 momentové kľúče

Základné funkcie:

- automatické zásobovanie vodou z nádržky (2 veľkosti, 600 ml a 1.500 ml)
- dotykový ovládací panel
- vode odolné prevedenie

1 590 €





929 €

Ultrazvukový odstraňovač zubného kameňa WOODPECKER U600 LED

Obj. kód: U600 LED

Nový piezoelektrický ultrazvuk U600 LED kompatibilný s EMS. Prístroj so sínusovou moduláciou kmitu a novým násadcom rady HW-6L (svetelný 6L voliteľný) a dotykovým ovládaním.

Základné funkcie:

- Sínusová modulácia kmitu
- Nový autoklávovateľný svetelný násadec 2 kusy HW-6L (do 135 °C/0.22 MPa)
- 10 kusov koncoviek
- Presné dotykové ovládanie – vode odolný dizajn
- Funkcia: scaling, perio, endo
- Automatické zásobovanie vodou alebo roztokom z vlastnej nádržky alebo z externej prípojky

- Automatické sledovanie frekvencie

Príslušenstvo:

- nádržka 700 ml
- nožný pedál
- **koncovky GRATIS: 2×G4, 2×G5, 2×P1, 2×P4, 2×E1**
- 6× momentový kľúč
- 2× sterilizačný box (nerez) na koncovky a násadec
- 2× sada NiTi K-file pre koncovky E1/ E2 vrátane dvoch kľúčov

UDS – E LED

Obj. kód: UDS-E LED

Výkonný piezoelektrický odstraňovač zubného kameňa UDS-E LED.

- Integrovaná nádoba na vodu, fyziologický roztok príp. dezinfekčný prostriedok napr. chlórhexidín.
- Násadec je možné autoklávovať
- Funkcie: scaling, perio, endo
- Prístroj kompatibilný s EMS koncovkami
- **V balení až 8 koncoviek:** G1, G4, G5, G6, P1, P3, P4D, E1



580 €

Ultrazvukový odstraňovač zubného kameňa UDS-P LED

Obj. kód: UDS-P LED

- Odoberateľný násadec je autoklávovateľný
- Automatické upravovanie frekvencie podľa odozvy
- Funkcie: scaling, perio, endo
- Kompatibilný s EMS koncovkami
- V balení 6 koncoviek: G1×2, G2, G4, P1, E1
- Možnosť pripojiť na súpravu alebo tlakovú nádobu



380 €

Ultrazvukový odstraňovač zubného kameňa UDS-L LED

Obj. kód: UDS-L LED

Kvalitný piezoelektrický ultrazvuk s LED osvetlením od renomovaného výrobcu WOODPECKER.

- Automatické upravovanie frekvencie podľa odozvy.
- Kompatibilné s EMS násadcom a koncovkami.
- Odoberateľný násadec autoklávovateľný
- Funkcie: scaling, perio, endo
- Dodáva sa s 6 koncovkami: E1, P1, G1×2, G2, G4
- Možnosť napojenia na súpravu alebo tlakovú nádobu
- Vrátenie tlakovej nádoby



400 €

Odstraňovač zubného kameňa UDS – A LED

Obj. kód: UDS-A LED

- Kompatibilné s EMS násadcom a koncovkami
- Materiál na výrobu násadca z titánu
- Oddeliteľné násadce sú autoklávovateľné pri 135 °C
- Digitálny ovládač výkonu
- Automatické upravovanie frekvencie podľa odozvy
- Dodáva sa s 6 koncovkami – G1×2, G2, G4, P1, E1
- Možnosť napojenia na súpravu alebo tlakovú nádobu
- Funkcie: Scaling, Perio, Endo

Technické parametre:

- napájanie: 230 V 50 Hz
- pracovná frekvencia: 28 kHz +/- 3 kHz
- tlak vody: 0,01 mPa do 0,5 mPa



360 €

UDS – J2 LED

Obj. kód: UDS-J2 LED

Odstraňovač zubného kameňa UDS-J2

- Automatické upravovanie frekvencie podľa odozvy
- Aplikácie: scaling a perio
- Kompatibilný s EMS
- V balení 5 koncoviek: G1×3, G2, P1
- Násadec nie je odoberateľný
- Autoklávovateľný pohľad násadca
- Možnosť napojenia na súpravu alebo tlakovú nádobu

Technické parametre:

- Pracovná frekvencia: 30 kHz ± 3 kHz
- Tlak vody: 0.1bar ~ 5bar (0.01 MPa ~ 0.5 MPa)
- Hmotnosť: 1,7 kg



370 €

Ultrazvukový odstraňovač zubného kameňa UDS – K LED

Obj. kód: UDS-K LED

Ultrazvukový odstraňovač zubného kameňa:

- Kompatibilný s EMS koncovkami
- Možnosť napojenia na súpravu alebo tlakovú nádobu
- V balení 5 koncoviek: G1x2, G2, G4, P1
- Autoklávovateľný svetelný násadec
- Funkcie: Scaling, Perio
- Automatické upravovanie frekvencie podľa odozvy

Technické parametre:

- napájanie: 100 V- 240 V
- výstupné vibrácie: $\leq 100 \mu\text{m}$
- výstupný výkon: 3 W- 20 W
- frekvencia: $28\text{KHz} \pm 3\text{KHz}$
- tlak vody: 0,1bar- 5bar (0,01 MPa- 0,5 MPa)



340 €

Tlaková nádoba

Kód: tlakovanadoba

55 €

Automatické zásobovanie vodou je ideálna voľba pre tých, ktorí ešte používajú nádobu s ručným tlakovaním alebo majú problém s napojením na vodovod. Tento prístroj je univerzálnym zdrojom vody/ dezinfekčného roztoku pre odstraňovanie zubného kameňa, prácu s mikromotorom vyžadujúcu oplach, chladenie a pod.



Kolienkové a turbínové násadce

SciCan
Your Infection Control Specialist™

SANAO 10L

Obj. kód: S20103

- 5:1 Zelený násadec so svetlom na mikromotorové typy vrtáčikov.
- 1-bodový sprej
- priemer: 2.35 mm

640 €



SANAO 40L

Obj. kód: S20101

- 1:1 Modrý násadec so svetlom na mikromotorové typy vrtáčikov.
- 1-bodový sprej
- priemer: 2.35 mm

640 €



SANAO 200L

Obj. kód: S20100

- 1:5 Červený kolienkový svetelný násadec na turbínové vrtáčky
- 3-bodový sprej
- Priemer: 1.6 mm

790 €



Dutiny v násadcoch vypĺňa inovatívny systém SciCan HPS (Hygiene protection system), mimoriadne ľahká a hygienická hmota, ktorá napomáha predchádzať tvorbe debrisu v násadci.



690 €

690 €

STATIS 201.1 ML

Obj. kód: S10000

- Turbína zo špeciálnej zliatiny
- 4-bodový sprej
- Štandardná, malá hlavička ML
- LED svetlo 25 000 lux
- výkon 20 W
- Upínanie na rýchlospojku Multiflex.

STATIS 201.1 SL

Obj. kód: S10001

- Turbína zo špeciálnej zliatiny
- 1-bodový sprej
- Mini hlavička SL
- LED svetlo 25 000 lux
- výkon 20 W
- Upínanie na rýchlospojku Multiflex.



STATMATIC

Kód: S30000

Cena na vyžiadanie.

Rozmer: 28.5 x 19 x 40 cm

Hmotnosť: 8.6 kg

Automaticky čistí a udržuje až 3 násadce. Doba cyklu len 15 sekúnd / násadec. Unikátny upínací systém. Mazivo optimálne pokryje celý násadec. Automatické odstránenie prebytočného maziva. Jednoduchá výmena spreja. **Záruka až 3 roky.**

ZIRC – color code systém – jedinečný systém organizácie vašej praxe.

Systém **ZIRC color code** vám prináša optimálne riešenie pre manažment práce, materiálu a inštrumentária. Pomocou **ZIRC color code** systému výrazne zvýšite hygienický režim vašej práce a znížite riziko prenosu infekcie z pacienta na pacienta.



- **Inovatívny systém** organizácie inštrumentov a materiálov v stomatologickej ambulancii pozostávajúci z farebných táčok, boxov a organizérov.
- Špeciálna **antibakteriálna** úprava plastu MICROBAN.
- Možná **sterilizácia a dezinfekcia**.
- Stála a opakovateľná procedúra prípravy a skladovania materiálov a inštrumentov.
- Jednoduchá komunikácia lekár – asistentka.
- **Zvýšenie** hygienických štandardov.
- **Zníženie rizika** prenosu infekcie.
- Efektívnejšie využitie pracovného času.
- Väčšia prestíž vašej praxe.
- Produkty vyrobené v USA (Minnesota)



KOMPOZIT



ENDODONCIA



PROTETIKA



AMALGÁN

Základný protokol stomatologickej práce závisí na istých opakovateľných postupoch. S každou procedúrou súvisí určité množstvo použitých nástrojov a materiálov, ktoré je možné organizovať napríklad na základe farieb. Ak každej z vašich procedúr pridelite určitú farbu, následne jednotlivé inštrumenty a materiály súvisiace s danou procedúrou označíte príslušnou farbou (boxy, tácky, držiaky nástrojov, identifikačné pásky a krúžky).

Ľahko a efektívne môžete takto spravovať svoje nástroje a to pred, počas a po každej procedúre so správne farebne odlišeným setom. Pri zariadení ZIRC color-code systému do už fungujúcej praxe odporúčame začať jednou procedúrou a následne pridávať ďalšie.

Kompletný box


Kód: 20Z455 (A-U)

Rozmer: 32.0 x 30.0 x 10.6 cm

Kompletný box obsahuje:

- box
- uzatvárateľné veko
- protišmyková podložka
- deliace priehradky
- miska malá, veľká
- miska deliaca.

Každý komponent v kompletnom boxe je možné zakúpiť samostatne.



84 €

Prázdny box

Kód: 20Z463 (A-U)

Rozmer: 31.1 x 27.6 x 7.0 cm

Dostupný vo všetkých farebných prevedeniach (A-U).

24 €



Uzatvárateľné veko na box

Kód: 20Z459

Rozmer:

32.4 x 30.0 x 3.5 cm

Priehľadné veko na box. box.

25 €



B 12 €



A 30 €



Kompozitný organizér

Môže byť súčasťou boxu alebo vašej zásuvky.

A) Organizér na 20 striekačiek

Kód: 20Z487

Rozmer: 22.22 x 12.06 x 3.96 cm

B) Organizér na 10 striekačiek

Kód: 20Z488

Rozmer: 12.74 x 5.87 x 1.9 cm

MULTI MOD stojan

Kód: 21Z410

Stojan na 8 táčok s vekom alebo na 4 boxy s vekom. Nastaviteľný na všetky rozmery táčok, boxov a kaziet na nástroje. Pevná oceľová konštrukcia, pochrómovaný povrch.

114 €



Tácka

Kód: 20Z401 (A-U)

Rozmer: 34.0 x 24.5 x 2.2 cm
Tácka je dostupná vo všetkých farebných prevedeniach (A-U).

17 €



Tácka delená

Kód: 20Z451 (A-U)

Rozmer: 34.0 x 24.5 x 2.2 cm
Tácka je dostupná vo všetkých farebných prevedeniach (A-U).

20 €



Uzatváratelné veko na tácku

Kód: 20Z445

Rozmer: 35.6 x 24.5 x 1.9 cm
Priehľadné veko na táku.

23 €



Mini tácka

Kód: 20Z101 (A-U)

Rozmer: 23.8 x 16.2 x 2.2 cm
Tácka je dostupná vo všetkých farebných prevedeniach (A-U).

15 €



Veko na mini tácku

Kód: 20Z103

25.08 x 16.83 x 2.54 cm

20 €




E-Z Jett kazeta na 8 nástrojov SLIM

Obj. kód: 50Z911 (A-U)

Rozmery: 18.09 x 9.84 x 1.58 cm
Kompaktná kazeta s vyklápacími bočnými krytmi na 8 inštrumentov umožňuje vďaka svojej veľkosti maximalizovať využitie priestoru počas procesu sterilizácie. Produkt je dostupný vo všetkých farebných prevedeniach ZIRC (A-U).

NOVINKA

42 €




E-Z Jett kazeta na 5 nástrojov

Obj. kód: 50Z925(A-U)

Rozmery: 20.3 x 9.7 x 3.0 cm
Kazeta s vyklápacími bočnými krytmi. Produkt je dostupný vo všetkých farebných prevedeniach ZIRC (A-U).

34 €



E-Z Jett kazeta na 8 nástrojov

Obj. kód: 50Z927(A-U)

Rozmery: 20.15 x 11.26 x 2.85 cm
Kazeta s vyklápacími bočnými krytmi. Produkt je dostupný vo všetkých farebných prevedeniach ZIRC (A-U).

45 €



E-Z Jett kazeta na 10 nástrojov

Obj. kód: 50Z930(A-U)

Rozmery: 20.16 x 17.78 x 2.86 cm
Kazeta s vyklápacími bočnými krytmi. Produkt je dostupný vo všetkých farebných prevedeniach ZIRC (A-U).

52 €



Kompaktná kazeta na nástroje

Obj. kód: 50Z915 (A-U)

Rozmery: 18.1 x 9.8 x 1.6 cm
Pevne uzatvárateľná kazeta na 8 nástrojov. Uprostred umiestnená gumička stabilizuje nástroje. Produkt je dostupný vo všetkých farebných prevedeniach ZIRC (A-U).

33 €




Štandardný kontajner na 10-14 nástrojov

Obj. kód: 50Z900(A-U)

Rozmery: 20.63 x 4.76 x 4.76 cm
Vhodný pre uskladnenie nástrojov pri čistení v ultrazvuku a pri sterilizácii na 10 až 14 nástrojov
Produkt je dostupný vo všetkých farebných prevedeniach ZIRC (A-U).

14 €



Kompaktný kontajner na 8-12 nástrojov

Obj. kód: 50Z905(A-U)

Rozmery: 18.1 x 3.8 x 3.8 cm
Kompaktný kontajner s novým mechanizmom otvárania pre uskladnenie nástrojov pri čistení v ultrazvuku a pri sterilizácii.
Produkt je dostupný vo všetkých farebných prevedeniach ZIRC (A-U).

14 €



Sterilizačný kontajner Performance Tool Organizer


Obj. kód: 50Z940(A-U)

Rozmer: 20.8 x 10.8 x 3.1 cm
Hlbšia a pristrannejšia kazeta na väčšie a špecifické nástroje.
Rozmiestnenie nástrojov je možné si prispôsobiť podľa vlastných potrieb vďaka presuvným úchytkám. Vďaka kompaktnému tvaru je vhodný do väčšiny sterilizátorov. Ideálne na:

- Chirurgické či ortodontické kliešte
- Nožnice
- Hemostat
- Iné neštandardné nástroje, ktoré nepasujú do tradičných kaziet

NOVINKA

59 €



Kompozitný organizér

Kód: 20Z495R

Rozmer: 17.5 x 11.8 x 2.0 cm
Oranžový kryt zabraňuje predčasnú polymerizáciu.
Farba: **fialová**

36 €



Organizér na implantáty

Kód: 20Z490B

Rozmer: 17.5 x 11.8 x 2.0 cm
Delené vaničky pre jednotlivé typy implantátov. Číry kryt zabraňuje zmiešaniu jednotlivých typov implantátov.
Farba: **svešlo modrá**

30 €



EZ-ID silikónové krúžky

Kód: 70Z100 – veľkosť SM
70Z200 – veľkosť LG
70Z000 – veľkosť XL



Balenie obsahuje 25 krúžkov.
Označovacie silikónové krúžky dostupné v 3 veľkostiach (SM, LG, XL). Jednoduchá aplikácia na nástroje a inštrumenty. Umiestnené v praktickom dávkovači.
Možnosť zakúpenia aj farebných setov (CLASSIC, JEWEL, NEON).

10 €



EZ-ID pásy

Kód: 70Z300 (A-U)

Dĺžka pásy: 3m.
Jednoduchá aplikácia na väčšie a hrubšie nástroje a inštrumenty. Umiestnenie v jednoduchom dávkovači, ktorý zabraňuje deformácii pásy. Možnosť zakúpenia farebných setov (CLASSIC, JEWEL, NEON).

10 €



Magnetický stojan na 8 vrtáčikov

Obj. kód: 50Z400

Rozmery: 3.8 x 3.8 x 1.3 cm
Magnetický stojanček s protišmykovým podstavcom pre lepšiu stabilitu. Otvory pre odtok v spodnej časti zabraňujú tvorbe korózie. Číry kryt na stojanček (je možné zakúpiť samostatne) sa nesterilizuje, iba dezinfikuje. Produkt je dostupný vo všetkých farebných prevedeniach (A-U).

18 €



Kryt

Obj. kód: 50Z401

7 €



Magnetický stojan na 14 vrtáčikov

Obj. kód: 50Z403

Rozmery: 7.5 x 3.8 x 1.3 cm
Magnetický stojanček s protišmykovým podstavcom pre lepšiu stabilitu. Otvory pre odtok v spodnej časti zabraňujú tvorbe korózie. Číry kryt na stojanček (je možné zakúpiť samostatne vysoký alebo nízky) sa nesterilizuje, iba dezinfikuje. Produkt je dostupný vo všetkých farebných prevedeniach (A-U).

7 €

Kryt na stojan nízky:

Obj. kód: 50Z404

Kryt na stojan vysoký:

Obj. kód: 50Z405

19 €



Stojan na ENDO inštrumenty - strojové


Obj. kód: 50Z452

Rozmery: 13.65 x 0.95 x 5.56 cm
Vhodný na organizáciu, uskladnenie a sterilizáciu 11 strojových a 5 ručných inštrumentov s kontrolou počtu sterilizačných cyklov. Balenie obsahuje 12 ks jednorazových výmenných penových vložiek. Výber zo širokej farebnej škály ZIRC.



39 €

Farebná škála



Stojan na vrtáčky (na 12/22 vrtáčikov alebo na chirurgické vrtáčky)

- sterilizovateľný stojan
- antibakteriálny povrch
- sterilizácia v autokláve pri 136 °C, umývačka
- s adaptérom proti vypadávaniu menších vrtáčikov
- výber zo širokej farebnej škály ZIRC (A-U)

A) Stojan na 12 vrtáčikov

Obj. kód: 50Z406 (A-U)

Rozmer: 7.3 x 1.0 x 3.5 cm

19 €



B) Stojan na 22 vrtáčikov

Obj. kód: 50Z410 (A-U)

Rozmer: 12.2 x 1.0 x 3.7 cm

22 €



C) Stojan na chirurgické vrtáčky (na 12 vrtáčikov)

Obj. kód: 50Z408 (A-U)

Rozmer: 7.3 x 1.0 x 4.3 cm

19 €



Stojan na ENDO inštrumenty - ručné

Obj. kód: 50Z450

Rozmery: 13.65 x 0.95 x 5.56 cm
Vhodný pre organizáciu, uskladnenie a sterilizáciu 16 endo inštrumentov s kontrolou počtu sterilizačných cyklov. Balenie obsahuje 12 ks jednorazových výmenných penových vložiek. Výber zo širokej farebnej škály ZIRC.

39 €



Univerzálny adaptér na stojančky ZIRC

Obj. kód: 50Z412

Univerzálny adaptér, ktorý je možné umiestniť na stojany pre 12 alebo 22 vrtáčikov, pričom zabraňuje vypadnutiu kratších vrtáčikov. Balenie obsahuje 5 ks.

6 €



Smile Lite MDP

Obj. kód: 6600+6610+6620

Využite kvality vášho smartfónu spolu s revolučným Smile Lite MDP a získajte najlepšie dentálne fotografie priamo s vašim smartfónom.

Zariadenie je vybavené tromi skupinami LED svetiel. Každá skupina svetiel môže byť rozsvietená individuálne, pričom je možné nastaviť aj silu svietenia. Zadná strana Smile Lite MDP je vybavená univerzálnym adaptérom, ktorý je nastaviteľný pre ľubovoľný model smartfónu so šírkou v rozmedzí 55 – 85 mm. Smile Lite MDP sa stane pre vás **každodenným nástrojom** na:

- fotenie na stanovanie odtieňu
- dennú komunikáciu s laboratóriom
- krátke videoklipy
- dokumentáciu pacientov
- umelecké fotografie.

K zariadeniu sú dostupné aj doplnky ako polarizačný filter a difúzory, s ktorými získate ešte profesionálnejšie foto výstupy. Prvotriedna kvalita, výnimočný štýl, exkluzívny pocit. Existuje množstvo dôvodov, prečo sa rozhodnúť pre Smile Line.

Obsah balenia:

Obj. kód 6600: Smile Lite MDP, nabíjačka, USB kábel


Obj. kód 6610: Laterálne difúzory, 2 ks

Obj. kód 6620: Polarizačný filter



530 €

Neretušované fotografie vytvorené len smartfónom spolu so Smile Lite MDP.



259 €



Photo Cassette Complete n°1

Obj. kód: 182739-2



Obsah balenia:

3 fotografické zrkadlá + silikónová rúčka

Rozmer: 18.0 x 15.0 x 4.7 cm

Výnimočné príslušenstvo k dentálnej fotografii obsahuje kompletnú kazetu s tromi zrkadlami typu – 1x Palatal Large, 1x Palatal small, 1x Lateral TL a 1x modrú silikónovú rúčku.

130 €



Photo-CAD Set

Obj. kód: PC-3100

Obsah balenia: 3 retraktory (2x UP a 1x LOW).

- ďalší inovatívny dizajn retraktorov, ktorý umožňuje dosiahnutie tých najlepších výsledkov.
- Photo – CAD je ohýbateľný retraktor s mäkkým povrchom pre ten najvyšší komfort pacienta. Je tiež potiahnutý medicínskym, bezlatexovým, bezpečným a hypoalergénnym silikónom.

135 €



Flexipalette Set

Obj. kód: FP-3100

Obsah balenia: set 4 inovatívnych, unikátnych kontrastorov pre intraorálnu fotografiu. Flexipalette je vyrobené z ohybného medeného plechu, ktorý je potiahnutý medicínskym, bezlatexovým, bezpečným a hypoalergénnym silikónom.

- možnosť sterilizácie v autokláve pri 135 °C
- absolútne nepriehľadný a bez reflexie
- príjemný v ústach pacienta
- možné sklopenie v uhle 30° až 45°

venerME

Obj. kód: 2600

VeneerME umožňuje absolútne bezpečnú a zároveň výnimočne jednoduchú manipuláciu s fazetami, inlays, onlays a korunkami.

- **Lepivá polyuretánová gélová podložka**, na ktorú sa položia fazety bukálnou stranou a prirodzene prilnú k povrchu. Celý proces prípravy vnútornej časti fazety (leptanie, silanizácia) sa následne môžete vykonať v tejto polohe bez obavy spadnutia fazety.
- **Ochranná membrána** - po umiestnení fazety na podložku sa pripevní pre ešte lepšiu fixáciu tenká nylonová membrána, ktorá sa prispôsobuje tvaru faziet. Membrána je priepustná a teda v oplachovaní a sušení je možné pokračovať aj po nasadení membránového rámu.

Týmto spôsobom je neustále možné pracovať komfortne a maximálne bezpečne.

Obsah balenia: set 3 boxov, 3 náhradné PU podložky a 3 náhradné rámy membrány



222 €



Špecialista na prístroje a zariadenia

Ing. Michal Cirják
cirjak@dentonet.sk
+421 901 771 731

Obchodní zástupcovia pre spotrebný tovar, malé prístroje a zariadenia:

Ing. Štefan Migala
Zastúpenie pre **BA kraj**
migala@dentonet.sk
+421 904 618 390

Marek Onderišin
Zastúpenie pre **PO a KE kraj**
onderisin@dentonet.sk
+421 903 618 390

Branislav Kujan
Zastúpenie pre **TT a NR kraj**
kujan@dentonet.sk
+421 901 771 721

Bc. Iveta Kučerová
Zastúpenie pre **ZA a TN kraj**
kucerova@dentonet.sk
+421 901 771 722

FILOZOFIA SPOLOČNOSTI Dentonet s.r.o.

- Ⓣ Zaostrené na komplexné riešenia prístrojového vybavenia ambulancie
- Ⓣ Zaostrené na odborné konzultácie pri zriaďovaní novej ambulancie
- Ⓣ Zaostrené na kvalitný záručný a pozáručný servis
- Ⓣ Zaostrené na vysokú kvalitu ponúkaných produktov
- Ⓣ Zaostrené na osobnú starostlivosť a individuálny prístup ku klientom
- Ⓣ Zaostrené na inovácie a ponuku aktuálnych novinek na dentálnom trhu
- Ⓣ Zaostrené na prispôsobovanie sa svetovým štandardom v modernej stomatológii



Nájdete nás v mestách:



Prešov:

DENTONET s.r.o.
Pažica 32
080 06 Prešov

Bratislava:

DENTONET s.r.o.
Kadnárová 25
831 52 Bratislava

Vysoké Tatry:

DENTONET s.r.o.
Nová Polianka 2
059 83 Vysoké Tatry

+421 901 771 730
objednavky@dentonet.sk

Pohodlné, rýchle, komplexné nakupovanie aj v našom internetovom obchode:

www.dentonetsro.sk

Platnosť katalógu od 1.4.2018.

PRÍSTROJE A ZARIADENIA KATALÓG

www.dentonetsro.sk